



Faserhalter FlexPen 2.0

Ergonomisch, sicher, flexibel!



Faserhalter FlexPen 2.0

Ergonomisch, sicher, flexibel!

Der neue Faserhalter FlexPen 2.0 von KLS Martin vereint Ergonomie, einfache Handhabung und flexiblen Einsatz in einem Instrument.

Der FlexPen 2.0 ist ein modulares System für die Führung und Fixierung einer Laserfaser oder eines Hohlleiters, das aus Handgriff, Tuohy-Borst-Adapter sowie verschiedenen Ansätzen mit Biegedorn besteht.

Maximale Ergonomie

Durch die griffgünstige Gestaltung und die Riffelung liegt das Instrument optimal und äußerst ergonomisch in der Hand und ermöglicht bequemes Arbeiten.



Vielseitige Funktionen

Der Luer-Lock-Ansatz erlaubt den Anschluss von Spül- oder Absaugschläuchen. Daneben ist auch eine Rauchgasabsaugung über den speziellen Clip-On-Schlauch möglich.










Einfache Handhabung und Aufbereitung

Der Tuohy-Borst-Adapter fixiert die Faser sicher und fest und wird nach der Verwendung entsorgt – keine kleinen und schwer zugänglichen Teile mehr, die bei der Demontage oder der Aufbereitung verloren gehen können!



Flexible Einsatzmöglichkeiten:

Nicht nur die verschiedenen Ansätze ermöglichen den Einsatz des Instruments in diversen Disziplinen und Indikationen, auch alle erhältlichen Faserdurchmesser können problemlos eingeführt und fixiert werden.

	79-311-00-04 Faserhalter-Handgriff FlexPen 2.0
	79-311-03-04 Tuohy-Borst-Adapter (VE=25 Stück, steril, single use)
	79-311-01-04 Ansatzspitze kurz für Clip-On-Applikator
	80-060-02-04 Clip-On-Applikator für Rauchgasabsaugung
	79-311-02-04 Ansatzspitze 7 cm mit Absaugung (2-teilig: Absaugrohr und innen- liegendes Faserführungsrohr)
	79-311-10-04 Ansatzspitze 10 cm (inkl. Biegedorn)
	79-311-30-04 Ansatzspitze 30 cm für Hohlleiter (inkl. Biegedorn)



KLS Martin Group

KLS Martin France SARL

68200 Mulhouse · France
Tel. +33 3 89 51 31 50
france@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading RG1 3EU · United Kingdom
Tel. +44 1189 000 570
uk@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

CEP 04.531-011 São Paulo · Brazil
Tel.: +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Representative Office
121471 Moscow · Russia
Tel. +7 499 792-76-19
russia@klsmartin.com

Martin Italia S.r.l.

20864 Agrate Brianza (MB) · Italy
Tel. +39 039 605 67 31
italia@klsmartin.com

Nippon Martin K.K.

Tokyo 113-0024 · Japan
Tel. +81 3 3814 1431
nippon@klsmartin.com

KLS Martin Australia Pty Limited

Artarmon NSW 2064 · Australia
Tel.: +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Representative Office
201203 Shanghai · China
Tel. +86 21 5820 6251
china@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.

1271 AG Huizen · The Netherlands
Tel. +31 35 523 45 38
nederland@klsmartin.com

KLS Martin L.P.

Jacksonville, FL 32246 · USA
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

14100 Simpang Ampat, Penang · Malaysia
Tel.: +604 505 7838
malaysia@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Representative Office
Dubai · United Arab Emirates
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Ein Unternehmen der KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

