

Anfragebogen IPS® Orthognathics

Fallinformationen

IPS Gate® Fallnummer oder Patienten-ID
(z. B. Name / Initialen / Patientenreferenz der Klinik)

Name des Arztes

Wünschen Sie eine Begleitung der OP durch Ihren KLS Martin-Außendienstmitarbeiter?


- ☐ Ja, eine OP-Begleitung ist erwünscht.
- ☐ Nein, eine OP-Begleitung wird nicht benötigt.

Wird ein Leihset mit den notwendigen Schrauben und Instrumenten benötigt?


- ☐ Ja, bitte Leihset verschicken.
- ☐ Nein, Schrauben und Instrumente sind vor Ort.

1 Umstellungen


☐ Maxilla




☐ einteilig



☐ Split



☐ zweigeteilt V



☐ dreigeteilt Y

☐ Mandibula

Sagittale Split-Osteotomie

Vertikale Ramus-Osteotomie

Andere

Kinnplastik

2 Gewünschte Splinte

- ☐ Prä-op Splint
- ☐ Operationssplint/ Intermediate Splint
- ☐ Finaler Splint

3 Gewünschte IPS Implants®


LeFort I

Two-for-One Design
(einzelnes Implantat mit abnehmbaren
Verbindungsstegen zwischen vier Platten)



Profil: ☐ 1,2 mm

Classic Design
(vier separate Implantate)



Profil: ☐ 0,6 mm ☐ 0,8 mm
☐ 1,0 mm

Kinnplastik

Classic Design
(ein einzelnes Implantat)



Profil: ☐ 0,6 mm ☐ 0,8 mm
☐ 1,0 mm

Hinweis

Für alle KLS Martin orthognathen IPS Implants®:

- werden 1,5 mm Schrauben benötigt
- werden patienten-spezifische Bohr- und Markierungslehren benötigt

4 Kommentar/ Geplante Umstellung

Bitte lassen Sie uns den ausgefüllten Anfragebogen entweder im IPS Gate®
(<https://ips.klsmartin.com>), per E-Mail an ips@klsmartin.com oder
per Fax an +49 7463 838-298 zukommen.