



ME MB 3
maXium®
maXium® smart C
Zubehörsätze

Plastische Chirurgie

80-520-09-04	1	Nadelektrode für die Mikrodissektion, Wolframspitze, wiederverwendbar, Ø 2,4 mm, VE = 5 Stck.
80-515-08-04	1	Messerelektrode, gerade, Arbeitslänge = 20 mm, Ø 2,4 mm
80-210-21-04	1	smartPen Handgriff mit zwei Tasten, 3-Pin-Stecker, 2,4 mm, 4 m Kabel
80-982-12-04	1	nonStick red Pinzette, gerade, spitz, 0,3 mm, 12 cm
80-572-13-04	1	marCut bipolare Schere, super slim, gebogen, 13 cm
80-287-89-04	2	Anschlusskabel für bipolare Instrumente
80-505-00-04	1	Reinigungspad für Elektroden, steril verpackt, VE = 100 Stck.

HNO

80-560-06-04	1	Kugelelektrode, Arbeitslänge = 8 mm, D = 2 mm, Ø 4 mm
80-542-06-04	1	Drahtschlingenelektrode, Wolfram, D = 10 mm, Ø 4 mm
80-521-04-04	1	Nadelelektrode isoliert, Arbeitslänge = 10 mm, Ø 4 mm
80-510-06-04	1	Lanzettelektrode, gerade, Arbeitslänge = 25 mm, Ø 4 mm, VE = 5 Stck.
80-511-06-04	1	Lanzettelektrode, abgewinkelt, isoliert, Arbeitslänge = 23 mm, Ø 4 mm, VE = 5 Stck.
80-210-13-04	1	smartPen Handgriff mit zwei Tasten, 3-Pin-Stecker, 4,0 mm, 4 m Kabel
80-572-14-04	1	marCut bipolare Schere, super slim, gebogen, 14 cm
80-984-17-04	1	nonStick red Pinzette, gerade, stumpf, 0,6 mm, 17 cm
80-987-17-04	1	nonStick red Pinzette, gewinkelt, spitz, 1 mm, 17 cm
80-991-17-04	1	nonStick red Pinzette, bajonett, stumpf, 0,6 mm, 17 cm
80-287-89-04	2	Anschlusskabel für bipolare Instrumente
80-505-00-04	1	Reinigungspad für Elektroden, steril verpackt, VE = 100 Stck.

Allgemeine Chirurgie - Starterpaket I

80-520-04-04	1	Nadelelektrode, gerade, Arbeitslänge = 30 mm, Ø 4 mm
80-515-04-04	1	Messerelektrode, gerade, Arbeitslänge = 28 mm, Ø 4 mm
80-210-13-04	1	smartPen Handgriff mit zwei Tasten, 3-Pin-Stecker, 4,0 mm, 4 m Kabel
80-986-20-04	1	nonStick red Pinzette, gerade, stumpf, 1,0 mm, 20 cm
80-571-23-04	1	marCut bipolare Schere, schlank, gebogen, 23 cm
80-287-89-04	2	Anschlusskabel für bipolare Instrumente
80-505-00-04	1	Reinigungspad für Elektroden, steril verpackt, VE = 100 Stck.

Allgemeine Chirurgie - Starterpaket II

80-563-04-04	1	Kugelelektrode, D = 5 mm, Ø 4 mm
80-511-04-04	1	Lanzettelektrode, abgewinkelt, Arbeitslänge = 25 mm, Ø 4 mm
80-520-04-04	1	Nadelelektrode, gerade, Arbeitslänge = 30 mm, Ø 4 mm
80-515-04-04	1	Messerelektrode, gerade, Arbeitslänge = 28 mm, Ø 4 mm
80-210-13-04	1	smartPen Handgriff mit zwei Tasten, 3-Pin-Stecker, 4,0 mm, 4 m Kabel
80-986-20-04	1	nonStick red Pinzette, gerade, stumpf, 1,0 mm, 20 cm
80-992-20-04	1	nonStick red Pinzette, bajonett, stumpf, 1,0 mm, 20 cm
80-571-23-04	1	marCut bipolare Schere, schlank, gebogen, 23 cm
80-287-89-04	2	Anschlusskabel für bipolare Instrumente
80-505-00-04	1	Reinigungspad für Elektroden, steril verpackt, VE = 100 Stck.

Dermatologie -Starterpaket I

80-461-01-04	1	Nadelelektrode, gerade, 0,2 mm, Ø 1,6 mm
80-461-37-04	1	Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, 0,2 mm, Ø 1,6 mm
80-461-12-04	1	Drahtschlingenelektrode, 5 mm, Ø 1,6 mm
80-461-07-04	1	Scheibenelektrode, Schaft 45° abgewinkelt, 5 mm, Ø 1,6 mm
80-210-13-04	1	smartPen Handgriff mit zwei Tasten, 3-Pin-Stecker, 4,0 mm, 4 m Kabel
80-460-04-04	1	Adapter von Ø 4 mm auf Ø 1,6 mm
80-505-00-04	1	Reinigungspad für Elektroden, steril verpackt, VE = 100 Stck.

Dermatologie -Starterpaket II

80-461-01-04	1	Nadelelektrode, gerade, 0,2 mm, Ø 1,6 mm
80-461-37-04	1	Nadelelektrode, 45° abgewinkelt, 0,2 mm, Ø 1,6 mm
80-461-12-04	1	Drahtschlingenelektrode, 5 mm, Ø 1,6 mm
80-461-07-04	1	Scheibenelektrode, Schaft 45° abgewinkelt, 5 mm, Ø 1,6 mm
80-210-13-04	1	smartPen Handgriff mit zwei Tasten, 3-Pin-Stecker, 4,0 mm, 4 m Kabel
80-460-04-04	1	Adapter von Ø 4 mm auf Ø 1,6 mm
80-984-17-04	1	nonStick red Pinzette, gerade, stumpf, 0,6 mm, 17 cm
80-287-89-04	1	Anschlusskabel für bipolare Instrumente
80-505-00-04	1	Reinigungspad für Elektroden, steril verpackt, VE = 100 Stck.

Gynäkologie Portio Konisation

80-674-12-04	1	Kugelelektrode, isoliert, L = 10 cm, D = 5 mm, Ø 4 mm
80-680-12-04	1	Konisationselektrode, L = 12 cm, D = 10 mm, Ø 4 mm
80-681-12-04	1	Konisationselektrode, L = 12 cm, D = 15 mm, Ø 4 mm
80-682-12-04	1	Konisationselektrode, L = 12 cm, D = 20 mm, Ø 4 mm
80-683-12-04	1	Konisationselektrode, L = 12 cm, D = 25 mm, Ø 4 mm
80-210-13-04	1	smartPen Handgriff mit zwei Tasten, 3-Pin-Stecker, 4,0 mm, 4 m Kabel
80-505-00-04	1	Reinigungspad für Elektroden, steril verpackt, VE = 100 Stck.

Gynäkologie Portio Konisation-Scarfi

80-674-12-04	1	Kugelelektrode, isoliert, L = 10 cm, D = 5 mm, Ø 4 mm
80-684-12-04	1	Konisationselektrode nach Scarfi, L = 11,5 cm, D = 2 cm, Ø 4 mm
80-685-12-04	1	Konisationselektrode nach Scarfi, L = 11,5 cm, D = 3 cm, Ø 4 mm
80-686-12-04	1	Konisationselektrode nach Scarfi, L = 11,5 cm, D = 4 cm, Ø 4 mm
80-210-13-04	1	smartPen Handgriff mit zwei Tasten, 3-Pin-Stecker, 4,0 mm, 4 m Kabel
80-505-00-04	1	Reinigungspad für Elektroden, steril verpackt, VE = 100 Stck.

Gynäkologie Hysterektomie, Offene Chirurgie, Mamma Plastik

80-515-08-04	1	Messerelektrode, gerade, Arbeitslänge = 20 mm, Ø 2,4 mm
80-562-08-04	1	Kugelelektrode, D = 4 mm, Ø 2,4 mm
80-520-09-04	1	Nadelektrode für die Mikrodissektion, Wolframspitze, wiederverwendbar, Ø 2,4 mm, VE = 5 Stck.
80-210-21-04	1	smartPen Handgriff mit zwei Tasten, 3-Pin-Stecker, 2,4 mm, 4 m Kabel
80-570-23-04	1	marCut bipolare Schere, gebogen, 23 cm
80-986-17-04	1	nonStick red Pinzette, gerade, stumpf, 1 mm, 17 cm
80-287-89-04	2	Anschlusskabel für bipolare Instrumente, 2-PIN-Stecker
80-505-00-04	1	Reinigungspad für Elektroden, steril verpackt, VE = 100 Stck.

Offene Argon-Chirurgie

80-988-17-04	1	nonStick red Pinzette, gerade, stumpf, 2,0 mm, 17 cm
80-572-17-04	1	marCut bipolare Schere, super slim, gebogen, 17 cm
80-287-89-04	2	Anschlusskabel für bipolare Instrumente, 2-PIN-Stecker
80-181-10-04	1	MABS-Beam-Elektrode, Arbeitslänge 25 mm
80-181-11-04	1	MABS-Beam-Elektrode, Arbeitslänge 100 mm
80-181-13-04	1	MABS-Lanzetten-Elektrode, Arbeitslänge 25 mm
80-181-14-04	1	MABS-Lanzetten-Elektrode, Arbeitslänge 115 mm
80-181-15-04	1	MABS-Nadel-Elektrode, Arbeitslänge 40 mm
80-181-16-04	1	MABS-Nadel-Elektrode, Arbeitslänge 115 mm
80-181-62-04	1	MABS-Beam-Elektrode, Arbeitslänge 115 mm, biegbar
80-181-08-04	1	MABS-Nadel-Elektrode, Arbeitslänge 110 mm, verschiebbar
80-181-02-04	1	MABS-Handgriff für starre Elektroden
80-505-00-04	1	Reinigungspad für Elektroden, steril verpackt, VE = 100 Stck.
80-181-90-04	1	MABS-Sterilfilter, VE = 50 Stck.

Laparoskopische Argon-Chirurgie (Ø 5 mm), starr

80-181-12-04	1	MABS-Beam-Elektrode, Arbeitslänge 320 mm
80-181-60-04	1	MABS-Beam-Elektrode, 320 mm, biegbar
80-181-02-04	1	MABS-Handgriff für starre Elektroden
80-181-90-04	1	MABS-Sterilfilter, VE = 50 Stck.

Leber-Chirurgie

80-515-14-04	1	Messerelektrode, kurz, isoliert, L = 100 mm, Arbeitslänge = 12 mm, Ø 4 mm
80-674-12-04	1	Kugelelektrode, isoliert, L = 10 cm, D = 5 mm, Ø 4 mm
80-210-13-04	1	smartPen Handgriff mit zwei Tasten, 3-Pin-Stecker, 4 mm, 4 m Kabel
80-981-06-04	1	nonStick flush Pinzette, gerade, beidseitige Spülung, 2,0 mm, 23 cm
80-981-08-04	1	nonStick flush Pinzette, gerade, beidseitige Spülung, 2,0 mm, 30 cm
80-287-89-04	1	Anschlusskabel für bipolare Instrumente, 2-PIN-Stecker
80-505-00-04	1	Reinigungspad für Elektroden, steril verpackt, VE = 100 Stck.

Urologie

80-515-08-04	1	Messerelektrode, gerade, Arbeitslänge = 20 mm, Ø 2,4 mm
80-562-08-04	1	Kugelelektrode, D = 4 mm, Ø 2,4 mm
80-520-09-04	1	Nadelektrode für die Mikrodisektion, Wolframspitze, wiederverwendbar, Ø 2,4 mm, VE = 5 Stck.
80-210-21-04	1	smartPen Handgriff mit zwei Tasten, 3-Pin-Stecker, 2,4 mm, 4 m Kabel
80-984-17-04	1	nonStick red Pinzette, gerade, stumpf, 0,6 mm, 17 cm
80-572-17-04	1	marCut bipolare Schere, super slim, gebogen, 17 cm
80-287-89-04	2	Anschlusskabel für bipolare Instrumente, 2-PIN-Stecker
80-505-00-04	1	Reinigungspad für Elektroden, steril verpackt, VE = 100 Stck.

Zubehör

80-344-09-04	1	PCS-DuoSafe-Einmal-Neutralelektroden, VE = 50 Stck.
80-294-40-04	1	Neutralelektroden-Anschlusskabel KLS Martin
80-294-44-04	1	Neutralelektroden-Anschlusskabel Valleylab
80-408-00-04	1	Elektroden-Ständer für 8 Elektroden
80-830-02-04	1	Einpedalfußschalter
80-830-01-04	1	SWAP-Mode-Doppelpedalfußschalter
80-830-00-04	1	Doppelpedalfußschalter
80-181-52-04	1	Druckminderer (D, A, ...)
94-179-58-04	1	Gasflasche mit Füllung
80-048-00-04	1	maxium® smart Cart
80-048-04-04	1	Geräteaufnahme für maxium® white Edition
80-048-03-04	1	Geräteaufnahme für maxium®-smart-C-Geräte
80-048-05-04	1	Gasflaschenhalter für maxium® smart Cart
80-091-01-04	1	MCB-Verbindungskabel