

## **SAM**

Standard Approach Mesh

Implantes de mallas preformadas de titanio



La cirugía oral y maxilofacial es nuestra pasión. Y nuestra pretensión es seguir desarrollándola codo con codo con nuestros clientes. Trabajamos cada día para desarrollar productos y servicios innovadores que respondan a las máximas exigencias de calidad y contribuyan al bienestar de los pacientes.

## SAM – Standard Approach Mesh


### Implantes de mallas preformadas de titanio

#### Ventajas


- Implantes y plantillas de mallas preformadas de titanio para 11 accesos estándar
- Los tamaños y las formas de las mallas se crearon basándose en una colección de imágenes de TAC en pacientes adultos, de forma que se ha desarrollado la mejor adaptación "promedio" posible de los implantes
- Titanio de 0,6 mm de grosor: rígido, pero a pesar de ello capaz de deformarlo ligeramente para poder adaptarlo a cualquier anatomía individual de paciente
- Utilización en combinación con los tornillos Neuro maxDrive® Drill-Free de 1,5 mm de KLS Martin
- Cada implante se suministra con un rótulo de identificación removible para facilitar la orientación y maximizar el control de existencias (véase más abajo)
- También están disponibles en versión estéril




Color azul indica dirección frontal de la malla




25-007-05-09  
Malla conformada con  
rótulo de identificación






25-007-01-09 **Ti 1**  
25-007-01-71 **Ti 1**  
Malla para acceso bifrontal  
⊕ = 0,6 mm


## **SAM** – Standard Approach Mesh Implantes de mallas preformadas de titanio




25-007-02-09 **Ti 1**  
25-007-02-71 **Ti 1**  
Malla para acceso pterional, izquierda  
⊕ = 0,6 mm




25-007-04-09 **Ti 1**  
25-007-04-71 **Ti 1**  
Malla para acceso parietal, izquierda  
⊕ = 0,6 mm




25-007-06-09 **Ti 1**  
25-007-06-71 **Ti 1**  
Malla para acceso parasagital anterior  
⊕ = 0,6 mm




25-007-03-09 **Ti 1**  
25-007-03-71 **Ti 1**  
Malla para acceso pterional, derecha  
⊕ = 0,6 mm




25-007-05-09 **Ti 1**  
25-007-05-71 **Ti 1**  
Malla para acceso parietal, derecha  
⊕ = 0,6 mm



25-007-07-09 **Ti 1**  
25-007-07-71 **Ti 1**  
Malla para acceso parasagital posterior  
⊕ = 0,6 mm






25-007-00-09


Juego de mallas, preconformadas,  
 = 0,6 mm completo


25-007-70-09





Juego de plantillas


Explicación de iconos


-  Titanio puro
-  Cantidad/unidades por envase
-  Perfil de placa





**STERILE**  Implantes envasados en estado estéril





25-007-08-09    
 25-007-08-71  





Malla para acceso suboccipital, izquierda  
 = 0,6 mm





25-007-10-09    
 25-007-10-71  





Malla para acceso frontotemporoparietal, izquierda  
 = 0,6 mm





25-007-13-09    
 25-007-13-71  





Malla para acceso frontotemporoparietal, izquierda, XL  
 = 0,6 mm





25-007-09-09    
 25-007-09-71  





Malla para acceso suboccipital, derecha  
 = 0,6 mm




25-007-11-09    
 25-007-11-71  

Malla para acceso frontotemporoparietal, derecha  
 = 0,6 mm



25-007-14-09    
 25-007-14-71  

Malla para acceso frontotemporoparietal, derecha, XL  
 = 0,6 mm

## SAM – Standard Approach Mesh Implantes de mallas preformadas de titanio



55-969-32-04 Bandeja para mallas, 30 x 30 cm, con tapa y alfombrilla de silicona

### Standard Approach Mesh

25-007-00-09	Juego de mallas, preconformadas, 0,6 mm completo, formado por:	Cant./ud.
25-007-01-09	Malla para acceso bifrontal	1
25-007-02-09	Malla para acceso pterional, izquierda	1
25-007-03-09	Malla para acceso pterional, derecha	1
25-007-04-09	Malla para acceso parietal, izquierda	1
25-007-05-09	Malla para acceso parietal, derecha	1
25-007-06-09	Malla para acceso parasagital anterior	1
25-007-07-09	Malla para acceso parasagital posterior	1
25-007-08-09	Malla para acceso suboccipital, izquierda	1
25-007-09-09	Malla para acceso suboccipital, derecha	1
25-007-10-09	Malla para acceso frontotemporoparietal, izquierda	1
25-007-11-09	Malla para acceso frontotemporoparietal, derecha	1

Todas las mallas están disponibles en versión estéril



55-969-31-04 Bandeja para mallas, 30 x 60 cm, con tapa y alfombrilla de silicona

## Plantillas

25-007-70-09	Juego completo de plantillas de mallas, formado por:	Cant./ud.
25-007-51-09	Plantilla de mallas para acceso bifrontal	
25-007-52-09	Plantilla de mallas para acceso pterional, izquierda	
25-007-53-09	Plantilla de mallas para acceso pterional, derecha	
25-007-54-09	Plantilla de mallas para acceso parietal, izquierda	
25-007-55-09	Plantilla de mallas para acceso parietal, derecha	
25-007-56-09	Plantilla de mallas para acceso parasagital anterior	
25-007-57-09	Plantilla de mallas para acceso parasagital posterior	
25-007-58-09	Plantilla de mallas para acceso suboccipital, izquierda	
25-007-59-09	Plantilla de mallas para acceso suboccipital, derecha	
25-007-60-09	Plantilla de mallas para acceso frontotemporoparietal, izquierda	
25-007-61-09	Plantilla de mallas para acceso frontotemporoparietal, derecha	

## KLS Martin Group

### **KLS Martin Australia Pty Ltd.**

Sidney · Australia  
Tel. +61 2 9439 5316  
australia@klsmartin.com

### **KLS Martin do Brasil Ltda.**

São Paulo · Brasil  
Tel. +55 11 3554 2299  
brazil@klsmartin.com

### **KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.**

Shanghái · China  
Tel. +86 21 5820 6251  
info@klsmartin.com

### **KLS Martin SE & Co. KG**

Dubái · Emiratos Árabes Unidos  
Tel. +971 4 454 16 55  
middleeast@klsmartin.com

### **KLS Martin LP**

Jacksonville · Florida, Estados Unidos  
Tel. +1 904 641 77 46  
usa@klsmartin.com

### **KLS Martin India Pvt Ltd.**

Chennai · India  
Tel. +91 44 66 442 300  
india@klsmartin.com

### **KLS Martin Italia S.r.l.**

Milán · Italia  
Tel. +39 039 605 67 31  
info@klsmartin.com

### **KLS Martin Japan K.K.**

Tokio · Japón  
Tel. +81 3 3814 1431  
info@klsmartin.com

### **KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.**

Penang · Malasia  
Tel. +604 261 7060  
malaysia@klsmartin.com

### **KLS Martin de México, S.A. de C.V.**

Ciudad de México · México  
Tel. +52 55 7572 0944  
mexico@klsmartin.com

### **KLS Martin Nederland B.V.**

Huizen · Países Bajos  
Tel. +31 35 523 45 38  
infonl@klsmartin.com

### **KLS Martin UK Ltd.**

Reading · Reino Unido  
Tel. +44 118 467 1500  
info.uk@klsmartin.com

### **KLS Martin SE & Co. KG**

Moscú · Rusia  
Tel. +7 499 792 76 19  
russia@klsmartin.com

### **KLS Martin Taiwan Ltd.**

Taipei · Taiwán  
Tel. +886 2 2325 3169  
taiwan@klsmartin.com

### **KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.**

Hanoi · Vietnam  
Tel. +49 7461 706-0  
info@klsmartin.com

### **KLS Martin SE & Co. KG**

#### **Una sociedad de KLS Martin Group**

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Alemania  
Apdo. de correos 60 · 78501 Tuttlingen · Alemania  
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193  
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com