




Sistema Low Profile Neuro

Sistema di placche 1,5 mm Neuro



La chirurgia oro-maxillofacciale è la nostra passione! Il nostro obiettivo è continuare a svilupparla assieme ai nostri clienti. Ogni giorno lavoriamo per mettere a punto prodotti e servizi innovativi, che soddisfano i massimi requisiti qualitativi e contribuiscono al benessere del paziente.

Sistema Low Profile Neuro 1,5 mm

Selezione completa di impianti per:


- Craniotomie
- Cranioplastiche
- Chirurgia craniofacciale
- Neurochirurgia pediatrica
- Difetti ossei nelle regioni del mastoide, del cranio, dell'orbita e della base cranica
- Traumi neurologici

Caratteristiche e benefici:

- Profilo più basso del 25 % rispetto al nostro sistema standard da 1,5 mm
- Minima palpabilità
- Utilizzato in abbinamento alle viti maxDrive® Drill Free di KLS Martin
- Sistema di codifica colori – placche viola

Confronto dei profili del sistema:


Placche



Sistema Neuro 1,5 mm
Originale

Sistema Low Profile

Mesh e fori del craniotomo



Sistema Neuro 1,5 mm
Originale

Sistema Low Profile

Placche per sistema Low Profile Neuro



1/1



25-302-71-09 Ti 1
25-302-71-71 Ti 1
● = 0,6 mm



25-302-72-09 Ti 1
25-302-72-71 Ti 1
● = 0,6 mm



25-302-13-09 Ti 1
25-302-13-71 Ti 1
● = 0,6 mm



25-304-01-09 Ti 1
25-304-01-71 Ti 1
● = 0,6 mm



25-304-86-09 Ti 1
25-304-86-71 Ti 1
● = 0,6 mm

1/1



25-316-01-09 Ti 1
25-316-01-71 Ti 1
● = 0,6 mm



25-320-71-09 Ti 1
25-320-71-71 Ti 1
● = 0,6 mm



25-322-71-09 Ti 1
25-322-71-71 Ti 1
● = 0,6 mm

1/1



50-310-23-09 Ti 1
50-310-23-71 Ti 1
● = 0,3 mm



50-310-28-09 Ti 1
50-310-28-71 Ti 1
● = 0,3 mm



50-310-33-09 Ti 1
50-310-33-71 Ti 1
● = 0,3 mm



Spiegazione delle icone

-  Titanio
-  Unità/confezione
-  Profilo placca

STERILE | **R** Impianti in confezione sterile



25-015-05-09  
 25-015-05-71  
 = 0,6 mm



25-015-07-09  
 25-015-07-71  
 = 0,6 mm




25-015-09-09  
 25-015-09-71  
 = 0,6 mm



25-016-07-09  
 25-016-07-71  
 = 0,6 mm



25-016-11-09  
 25-016-11-71  
 = 0,6 mm



25-003-11-09  
 25-003-11-71  
 = 0,3 mm

Sistema Low Profile Neuro

maxDrive®



Viti Drill Free		autobloccanti		
	Ø x lunghezza	maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	1.5 x 4 mm	25-878-04-09	25-878-04-75	25-878-04-71
	1.5 x 5 mm	25-878-05-09	25-878-05-75	25-878-05-71
	1.5 x 6 mm	25-878-06-09	25-878-06-75	25-878-06-71
	1.5 x 7 mm	25-878-07-09	25-878-07-75	25-878-07-71



25-438-97-07
Lama per cacciavite
maxDrive® 1,5 mm
Standard



25-433-97-07
Lama per cacciavite
maxDrive® 1,5 mm
Neuro



25-407-04-04
Manico cacciavite
12 cm/4 3/4"
con un lato piatto



25-407-03-04
Manico cacciavite
12 cm/4 3/4"
manico tondo





Spiegazione delle icone

- Ti** Lega di titanio
-  maxDrive®
- St** Acciaio inossidabile
- Sic** Silicone
- 1** Unità/confezione
- N Neuro** Neuro

TC GOLD Strumenti con inserti in carburo di tungsteno



1/2

25-412-12-07
Pinze modellanti
12 cm/4 3/4"

St 1 TC GOLD



1/2

25-416-13-07
Pinze piegaplacche
13 cm/5 1/4"


St 1



1/2

50-502-10-07
Pinza multifunzione
16 cm/6 1/4"
per sistemi da 1,0/1,5/2,0 mm con funzioni di piegatura 3D, piegatura a 90° e taglio

St 1



50-502-98-07
Set di lame di ricambio



1/2

25-052-18-07
Pinze piegaplacche Mesh
20 cm/8"

St 1

Strumenti per sistema Low Profile Neuro



25-420-16-07
Taglia placche
16 cm/6 1/4"

St 1 TC GOLD



25-502-11-07
Pinza multifunzione per taglio
20 cm/8"
per sistemi 1,0/1,5/2,0 mm

St 1



50-502-99-07
Set di lame di ricambio



25-050-00-07
Taglia-mesh

St 1

50-502-98-07
Set di lame di ricambio



Spiegazione delle icone

St Acciaio inossidabile


1 Unità/confezione

TC GOLD Strumenti con inserti in carburo di tungsteno



25-052-13-07
Taglia-mesh
12,5 cm/4 7/8"

St 1




11-995-12-07
Taglia-mesh universalet
12 cm/5"

St 1 TC GOLD



25-441-16-07
Pinza di presa per placche
16 cm/6 1/4"

St 1




25-435-15-07
Strumento portaplacche
Lindorf
18 cm/7"

St 1

Conservazione ed elenco set per sistema Low Profile Neuro

Sistema Low Profile Neuro

55-961-26-04	Modulo Low Profile Neuro, completo (incl. inserti e coperchio)	standard	opzionale
	Placche		
25-302-71-09	Placca, diritta, 2 fori, corta	x	
25-302-13-09	Placca, diritta, 2 fori, lunga	x	
25-304-01-09	Placca, diritta, 4 fori, normale	x	
25-304-86-09	Placca, diritta, 4 fori, extra-lunga	x	
25-316-01-09	Placca, diritta, 16 fori	x	
25-320-71-09	Placca, forma a Y, lunga	x	
25-322-71-09	Placca, forma a doppia Y, lunga	x	
25-015-05-09	Placca, quadrata, 0,6 mm	x	
25-015-07-09	Placca, 3 x 2 fori, segmenti quadrati, 0,6 mm	x	
25-015-09-09	Placca, 4 x 2 fori, segmenti quadrati, 0,6 mm	x	
25-016-07-09	Placca, 3 x 2 fori, segmenti curvi, 0,6 mm	x	
25-016-11-09	Placca, 5 x 2 fori, segmenti curvi, 0,6 mm	x	
50-310-23-09	Placca di copertura per foro del craniotomo, preformata, Ø 12 mm, 0,3 mm	x	
50-310-28-09	Placca di copertura per foro del craniotomo, preformata, Ø 17 mm, 0,3 mm	x	
50-310-33-09	Placca di copertura per foro del craniotomo, preformata, Ø 22 mm, 0,3 mm	x	
25-003-11-09	Pannello mesh, griglia piccola, 85 mm x 50 mm, 0,3 mm	x	
	Viti		
25-878-04-09	Viti Drill Free maxDrive® 1,5 x 4 mm	x	
25-878-05-09	Viti Drill Free maxDrive® 1,5 x 5 mm	x	
25-878-06-09	Viti Drill Free maxDrive® 1,5 x 6 mm		x
25-878-07-09	Viti Drill Free maxDrive® 1,5 x 7 mm		x



Sistema Low Profile Neuro

	Strumenti	standard	opzionale
25-438-97-07	Lama per cacciavite maxDrive® 1,5 mm	x	
25-433-97-07	Lama per cacciavite maxDrive® 1,5 mm Neuro		x
25-407-04-04	Manico cacciavite, silicone, piatto	x	
25-407-03-04	Manico cacciavite, silicone, tondo		x
25-412-12-07	Micro-pinze modellanti KLS Martin		x
25-416-13-07	Micro-pinze piegaplacche KLS Martin		x
50-502-10-07	Pinza multifunzione 1,0/1,5/2,0 mm		x
50-502-98-07	Set lame di ricambio per 50-502-10-07		x
25-052-18-07	Pinze piegaplacche Mesh		x
25-420-16-07	Forbici per placche TC KLS Martin		x
50-502-11-07	Pinza multifunzione per taglio 1,0/1,5/2,0 mm		x
50-502-99-07	Set lame di ricambio per 50-502-11-07		x
25-050-00-07	Taglia-mesh KLS Martin		x
25-050-98-07	Set lame di ricambio per taglia-mesh		x
25-052-13-07	Taglia-mesh 13 cm		x
11-995-12-07	Taglia-mesh universale 12 cm		x
25-441-16-07	Pinza di presa per mini-placche		x
25-435-15-07	Strumento portaplacche Lindorf 1,5 mm		x

	Conservazione		
55-962-02-04	Modulo di conservazione con guida laterale verde		x
55-963-42-04	Coperchio modulo di conservazione		x
55-964-17-04	Inserto, universale		x
55-964-43-04	Inserto, per modulo neuro LP		x
55-969-16-04	Vassoio portastrumenti, solo supporto, 150 x 300 mm, con coperchio		x
55-969-94-04	Tappetino in silicone per vassoio portastrumenti, solo supporto, 150 x 300 mm		x

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australia
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasile
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

**KLS Martin Medical (Shanghai)
International Trading Co., Ltd.**

Shanghai · Cina
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubai · Emirati Arabi Uniti
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokyo · Giappone
Tel. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Milano · Italia
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malesia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Città del Messico · Messico
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Paesi Bassi
Tel. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Regno Unito
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Mosca · Russia
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, Stati Uniti
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwan
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG**Una società del KLS Martin Group**

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germania
Casella postale 60 · 78501 Tuttlingen · Germania
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com