




LevelOne Fixation

Ostéosynthèse 2.0 Mini



La chirurgie buccale et maxillo-faciale est notre passion ! Notre ambition est de la perfectionner, en collaboration avec nos clients. Chaque jour, nous travaillons au développement de produits et services innovants qui satisfont des exigences de qualité maximales et contribuent au bien-être du patient.

Sommaire

	Pages
Caractéristiques des produits	4 - 5
Domaines d'utilisation 2.0 Mini	6
Vue d'ensemble des matériaux	7
Gamme de produits	8 - 67
■ Implants	
■ Vis	8 - 13
■ Cranium	14 - 15
■ Midface	16 - 17
■ Mandible	18 - 21
■ Chirurgie orthognathique	22 - 27
■ Plaques d'ostéosynthèse universelles	28 - 41
■ Plaques de mesh universelles	42 - 43
■ Plaques Rigid Blue	44 - 45
■ Midface - plaques alternatives	46 - 47
■ Instruments	48 - 55
■ Rangement	56 - 65
■ Kits stériles	66 - 67
Index	68 - 70

Caractéristique, Fonction et Bénéfice







Avec LevelOne, KLS Martin offre un système complet pour l'ostéosynthèse par plaque et vis. Une diversité claire d'implants, utilisables universellement et conçus de façon spécifique à l'application, couvrent toute une gamme de chirurgies de la bouche, de la mâchoire et de la face.

Le rangement se compose de modules de base, de modules de rangement et de rangements pour vis avec code de couleur, chacun étant équipé individuellement et pouvant être combiné les uns avec les autres selon les exigences.

Les chirurgiens ont toujours la possibilité de choisir entre des modules préconfigurés ou de créer leur propre système. Les possibilités de configuration sont illimitées.

LevelOne – un concept cohérent devenu indispensable dans l'ostéosynthèse.

LevelOne – Implants

	Caractéristique et fonction	Utilité
Vis maxDrive® 	■ Guidage autocentré prédéfini ■ Mécanisme d'autoblocage ■ Diverses variantes ■ Standard Ø 2,0 mm ■ Drill-Free Ø 2,0 mm ■ Vis à angle fixe de Ø 2,0 mm ■ Urgence Ø 2,3 mm	■ Prélèvement et engagement aisés de la vis ■ Engagement à angle possible ■ Transfert des forces direct de la lame du tournevis à la vis ■ Diversité de vis pour de multiples usages
Chargeurs à clips et instruments 	■ Clips à vis et instruments à codage couleur	■ Identification simple et rapide des implants et instruments correspondants
Plaques 	■ Différentes formes de plaque ■ Géométries de plaques universelles ■ Designs d'implant spécifiques	■ Couverture polyvalente des domaines d'application les plus variés
Rangement 	■ Modules de rangement LevelOne librement combinables	■ Rangement compact d'instruments et d'implants ■ Flexibilité et adaptation aux besoins individuels de la clientèle

LevelOne Fixation

Domaines d'utilisation

Les domaines d'application possibles du système de 2,0 mm sont aussi variés que le système LevelOne lui-même :

- Fractures mandibulaires
- Fixation de greffes osseuses
- Reconstruction primaire et secondaire de défauts mandibulaires
- Fractures affectant des régions porteuses du crâne



Vue d'ensemble des matériaux

		
	Sélection de plaques	Vis
Matériaux	 Titane pur de qualité médicale pour implants	 Alliage de titane de qualité médicale pour implants Ti-6Al-4V
Normes	ISO 5832-2 DIN 17850 ASTM F 67	ISO 5832-3 DIN 17851 ASTM F 136a

Vis Mini 2.0 mm

maxDrive®

Vis Mini Ø 2,0 mm
autobloquantes

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE[R] 5	STERILE[R] 1
	2,0 x 4 mm	25-872-04-09	25-872-04-75	25-872-04-71
	2,0 x 5 mm	25-872-05-09	25-872-05-75	25-872-05-71
	2,0 x 6 mm	25-872-06-09	25-872-06-75	25-872-06-71
	2,0 x 7 mm	25-872-07-09	25-872-07-75	25-872-07-71
	2,0 x 9 mm	25-872-09-09	25-872-09-75	25-872-09-71
	2,0 x 11 mm	25-872-11-09	25-872-11-75	25-872-11-71
	2,0 x 13 mm	25-872-13-09	25-872-13-75	25-872-13-71
	2,0 x 15 mm	25-872-15-09	25-872-15-75	25-872-15-71
	2,0 x 17 mm	25-872-17-09	25-872-17-75	25-872-17-71
	2,0 x 19 mm	25-872-19-09		25-872-19-71

Vis à angle fixe Ø 2,0 mm
autobloquantes

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE[R] 5	STERILE[R] 1
	2,0 x 5 mm	25-882-05-09	25-882-05-75	25-882-05-71
	2,0 x 7 mm	25-882-07-09	25-882-07-75	25-882-07-71
	2,0 x 9 mm	25-882-09-09	25-882-09-75	25-882-09-71
	2,0 x 11 mm	25-882-11-09	25-882-11-75	25-882-11-71
	2,0 x 13 mm	25-882-13-09	25-882-13-75	25-882-13-71
	2,0 x 15 mm	25-882-15-09	25-882-15-75	25-882-15-71
	2,0 x 17 mm	25-882-17-09	25-882-17-75	25-882-17-71
	2,0 x 19 mm	25-882-19-09	25-882-19-75	25-882-19-71

Vis d'urgence Ø 2,3 mm
autobloquantes

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE[R] 5	STERILE[R] 1
	2,3 x 4 mm	25-873-44-09	25-873-44-75	25-873-44-71
	2,3 x 5 mm	25-873-45-09	25-873-45-75	25-873-45-71
	2,3 x 7 mm	25-873-47-09	25-873-47-75	25-873-47-71
	2,3 x 9 mm	25-873-49-09		25-873-49-71

Vis Drill-Free Ø 2,0 mm
autobloquantes

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE[R] 5	STERILE[R] 1
	2,0 x 5 mm	25-879-05-09	25-879-05-75	25-879-05-71
	2,0 x 6 mm	25-879-06-09		25-879-06-71
	2,0 x 7 mm	25-879-07-09	25-879-07-75	25-879-07-71
	2,0 x 9 mm	25-879-09-09	25-879-09-75	25-879-09-71



Explications des icônes

-  Alliage de titane
-  maxDrive®
-  Centre-Drive®
-  Unité de conditionnement

STERILE R Implants à conditionnement stérile

Centre-Drive®

Vis Mini Ø 2,0 mm autobloquantes



Ø x L (mm)	Centre-Drive®	STERILE R
2,0 x 4 mm	25-662-04-09	25-662-04-75
2,0 x 5 mm	25-662-05-09	25-662-05-75
2,0 x 7 mm	25-662-07-09	25-662-07-75
2,0 x 9 mm	25-662-09-09	25-662-09-75
2,0 x 11 mm	25-662-11-09	25-662-11-75
2,0 x 13 mm	25-662-13-09	25-662-13-75
2,0 x 15 mm	25-662-15-09	25-662-15-75
2,0 x 17 mm	25-662-17-09	25-662-17-75
2,0 x 19 mm	25-662-19-09	25-662-19-75

Vis d'urgence Ø 2,3 mm autobloquantes



Ø x L (mm)	Centre-Drive®	STERILE R
2,3 x 5 mm	25-663-45-09	
2,3 x 7 mm	25-663-47-09	25-663-47-75
2,3 x 9 mm	25-663-49-09	25-663-49-75

Vis Drill-Free Ø 2,0 mm autobloquantes



Ø x L (mm)	Centre-Drive®	STERILE R
2,0 x 5 mm	25-669-05-09	25-669-05-75
2,0 x 7 mm	25-669-07-09	25-669-07-75

Vis de MMF

Vis de MMF maxDrive®

	Ø	Longueur du filetage	Longueur totale	Réf.		
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-08-09	Ti	5
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-08-72	Ti	2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-38-05	St	5
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-38-72	St	2
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-12-09	Ti	5
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-12-72	Ti	2
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-42-05	St	5
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-42-72	St	2

Vis de MMF Amsterdam

	Ø	Longueur du filetage	Longueur totale	Réf.		
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-12-09	Ti	2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-12-72	Ti	2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-42-05	St	2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-42-72	St	2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-14-09	Ti	2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-14-72	Ti	2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-44-05	St	2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-44-72	St	2

MMF Amsterdam
 Développée en coopération avec :
 Dr Bart van den Bergh, VU Amsterdam, Pays-Bas



Explications des icônes

-  Titane
-  Acier inoxydable
-  Unité de conditionnement
-  maxDrive®
-  Centre-Drive®

STERILE IR Implants à conditionnement stérile

Vis de MMF FAMI

(Fixation et adaptation dans les blessures mandibulaires)

 	Ø	Longueur du filetage	Longueur totale	Réf.		
	2,0 mm	8 mm	10,4 mm	25-097-08-09		
	2,0 mm	8 mm	10,4 mm	25-097-08-75		


MMF FAMI –

développée en coopération avec :

- Lars Erikson D.D.S, Odont D. (Ph.D.), Université de Lund, Suède
- Dr Dr Rainer Fangmann, MSC, Wilhelmshaven, Allemagne
- PD Dr Dr R. Mischkowski, Clinique municipale de Ludwigshafen, Allemagne


avec chargeur à clips

Système de MMF « Fast-Fix » : Rondelles, instruments et rangement



25-095-90-09

Rondelle de MMF, modèle Rome, courte



25-095-91-09

Rondelle de MMF, modèle Rome, longue



Remarque :

Utilisation en association avec des vis maxDrive® et Centre-Drive® de 2,0 mm



Explications des icônes

- St** Acier inoxydable
- 1** Unité de conditionnement

Système de MMF « Fast-Fix »

55-961-29-04		Module de MMF 2,0 mm complet composé de :
55-962-48-04	1	Module de MMF avec rails de module rouges
55-963-47-04	1	Couvercle pour module de MMF 2,0 mm

		Recommandation de set
25-407-04-04	St 1	Poignée de tournevis, seule
25-486-97-07	St 1	Lame maxDrive® 2,0 / 2,3 mm
22-500-11-07	St 1	Pince à torsader TC
11-865-12-07	St 1	Ciseaux coupe-fil
39-311-20-07	St 1	Poussoir de tamponnade



De plus amples informations sont disponibles dans la brochure « Maxillomandibular Fixation MMF System ».

Implants : Cranium

Les chocs et lésions du crâne peuvent provoquer une congestion sanguine au niveau du cerveau et ainsi provoquer une hausse de la pression intracrânienne. Dans de tels cas, la calotte crânienne est ouverte au moyen d'un trépan spécial en vue de permettre l'évacuation des liquides.



Nous proposons nos plaques pour trou fraisé qui permettent ensuite d'obturer ces trous de perçage.



Explications des icônes

- Ti** Titane pur
-  Épaisseur de plaque
- 1** Unité de conditionnement

STERILE IR Implants à conditionnement stérile




50-311-17-09 **Ti** **1**

50-311-17-71 **Ti** **1**

Ø 17 mm

plat

 = 0,6 mm



50-311-27-09 **Ti** **1**

50-311-27-71 **Ti** **1**


Ø 17 mm

préformé

 = 0,3 mm

Implants : Midface

Mini-plaques nasales



50-399-10-09 Ti 1

50-399-10-71 Ti 1

 = 0,6 mm



50-399-12-09 Ti 1

50-399-12-71 Ti 1

 = 0,6 mm



Explications des icônes

-  Titane pur
-  Épaisseur de plaque
-  Unité de conditionnement
- STERILE IR** Implants à conditionnement stérile

Plaques orbitaires



50-400-06-09  
 50-400-06-91  
 50-400-06-71  
 = 0,6 mm



50-400-08-09  
 50-400-08-91  
 50-400-08-71  
 = 0,6 mm



50-405-12-09  
 50-405-12-71  
 = 0,7 mm

Plaques orbitaires Champy



25-395-08-09  
 25-395-08-91  
 = 0,6 mm



25-395-10-09  
 25-395-10-91  
 = 0,6 mm



25-395-12-09  
 25-395-12-91  
 = 0,6 mm

Implants : Mandible

Trapez-3D Plaques de fracture condylienne




25-285-10-91  

14 x 14,5 mm

 = 1,0 mm

Standard



25-283-15-91  

25-283-15-71  

14 x 14,5 mm

 = 1,0 mm

Verrouillage



Explications des icônes

- Ti** Titane pur
- Épaisseur de plaque
- 1** Unité de conditionnement
- STERILE IR** Implants à conditionnement stérile

Rhombus-3D Plaques de fracture condylienne



25-285-05-09 **Ti** **1**
 25-285-05-71 **Ti** **1**
 20 x 13 mm
 = 1,0 mm
 Standard



25-283-05-09 **Ti** **1**
 25-283-05-71 **Ti** **1**
 20 x 13 mm
 = 1,0 mm
 Verrouillage

Plaques pour fracture d'articulation temporo-mandibulaire Magdeburg



1/1

25-380-04-09 Ti 5

25-380-04-91 Ti 1

25-380-04-71 Ti 1

= 1,0 mm



25-382-04-09 Ti 5

25-382-04-91 Ti 1

25-382-04-71 Ti 1

= 1,0 mm

Plaques pour fracture d'articulation temporo-mandibulaire à angle fixe



1/1

25-283-25-91 Ti 1

25-283-25-71 Ti 1

26,5 x 16,1 mm, à droite

= 1,0 mm



25-283-26-91 Ti 1

25-283-26-71 Ti 1

26,5 x 16,1 mm, à gauche

= 1,0 mm

Plaques pour fracture d'articulation temporo-mandibulaire à angle fixe



25-283-20-91  1

25-283-20-71  1

35 x 18,2 mm, à droite

 = 1,0 mm



25-283-21-91  1

25-283-21-71  1

35 x 18,2 mm, à gauche

 = 1,0 mm



25-288-08-09  1

21,4 x 32,5 mm, à droite

 = 1,0 mm




25-289-08-09  1

21,4 x 32,5 mm, à gauche

 = 1,0 mm

Implants : Chirurgie orthognathique

Plaques coulissantes BSSO



25-401-39-09 **Ti** 1

Patin

= 1,0 mm

à fixer avec des vis standard
(pas à angle fixe, 2,0 / 2,3 mm)

1/1



25-401-36-09 **Ti** 1

= 1,0 mm

avec graduation de 1 mm



25-401-37-09 **Ti** 1

= 1,0 mm

avec graduation de 1 mm



25-401-38-09 **Ti** 1

= 1,0 mm

avec graduation de 1 mm




Explications des icônes


- Ti** Titane pur
- Épaisseur de plaque
- 1** Unité de conditionnement
- STERILE IR** Implants à conditionnement stérile

Plaques BSSO, double rangée

Rhombus-3D Plaques de fracture condylienne



25-394-34-09 **Ti** **1**
 = 1,0 mm
 avec graduation de 1 mm



25-395-34-09 **Ti** **1**
 = 1,0 mm
 avec graduation de 1 mm



25-401-43-09 **Ti** **1**
 à droite
 = 1,2 mm



25-401-44-09 **Ti** **1**
 à gauche
 = 1,2 mm

à fixer avec des vis à angle fixe (ThreadLock TS, 2,0 / 2,3 mm) ou à titre alternatif des vis standard (pas à angle fixe, 2,0 / 2,3 mm)

Champy-Arnhem

Plaque angulaire pour mâchoire avec trous coulissants



25-392-04-09 Ti 5
 25-392-04-91 Ti 1
 25-392-04-71 Ti 1

= 1,0 mm
 avec graduation de 1 mm



25-394-04-09 Ti 5
 25-394-04-91 Ti 1
 25-394-04-71 Ti 1



= 1,0 mm
 avec graduation de 1 mm



50-405-06-91 Ti 1
 50-405-06-71 Ti 1
 = 1,5 mm

Plaque BSSO « Cologne »

Plaque avec patin



25-401-30-09 Ti 1
 25-401-30-71 Ti 1
 = 0,8 mm



30 mm

11 mm

25-401-35-09 Ti 1
 25-401-35-71 Ti 1
 = 0,8 mm



35 mm

16 mm


25-401-40-09 Ti 1
 25-401-40-71 Ti 1
 = 0,8 mm



40 mm

21 mm

Plaques de génioplastie



1/1



50-300-02-09 Ti 5

50-300-02-91 Ti 1

50-300-02-71 Ti 1

2 mm

= 0,6 mm



50-300-04-09 Ti 5

50-300-04-91 Ti 1

50-300-04-71 Ti 1

4 mm

= 0,6 mm



50-300-06-09 Ti 5

50-300-06-91 Ti 1

50-300-06-71 Ti 1

6 mm

= 0,6 mm



50-300-08-09 Ti 5

50-300-08-91 Ti 1

50-300-08-71 Ti 1

8 mm

= 0,6 mm

1/1



50-300-10-09 Ti 5

50-300-10-91 Ti 1

50-300-10-71 Ti 1

10 mm

= 0,6 mm



50-300-12-91 Ti 1

50-300-12-71 Ti 1

12 mm

= 0,6 mm




50-300-14-91 Ti 1

50-300-14-71 Ti 1

14 mm

= 0,6 mm

Mini-plaques de génioplastie



1/1



50-303-02-09 Ti 1

2 mm

= 0,6 mm



50-303-03-09 Ti 1

3 mm

= 0,6 mm



50-303-04-09 Ti 1

4 mm

= 0,6 mm



50-303-05-09 Ti 1

5 mm

= 0,6 mm

1/1



50-303-06-09 Ti 1

6 mm

= 0,6 mm



50-303-07-09 Ti 1

7 mm

= 0,6 mm



50-303-08-09 Ti 1

8 mm

= 0,6 mm



50-303-09-09 Ti 1

9 mm

= 0,6 mm

Maxillaire

avec graduation de 1 mm

De plus amples informations
sont disponibles dans le prospectus
« Arnett FAB Orthognathic System ».

1/1



25-399-26-09 Ti 1

25-399-26-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-399-26-89 Al 1



25-399-32-09 Ti 1

25-399-32-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-399-32-89 Al 1



25-399-37-09 Ti 1

25-399-37-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm

25-399-37-89 Al 1

1/1



25-397-27-09 Ti 1

25-397-27-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-397-27-89 Al 1



25-397-31-09 Ti 1

25-397-31-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-397-31-89 Al 1



25-397-35-09 Ti 1

25-397-35-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-397-35-89 Al 1



25-397-39-09 Ti 1

25-397-39-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm

25-397-39-89 Al 1

1/1



25-398-27-09 Ti 1

25-398-27-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-398-27-89 Al 1



25-398-31-09 Ti 1

25-398-31-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-398-31-89 Al 1



25-398-35-09 Ti 1

25-398-35-71 Ti 1

⌀ = 0,8 mm

25-398-35-89 Al 1



25-398-39-09 Ti 1

25-398-39-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm

25-398-39-89 Al 1

Mandibule

avec graduation de 1 mm

1/1



25-396-29-09 Ti 1

25-396-29-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm

25-396-29-89 Al 1



25-396-34-09 Ti 1

25-396-34-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm

25-396-34-89 Al 1



25-396-39-09 Ti 1

25-396-39-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm

25-396-39-89 Al 1



25-396-44-09 Ti 1

25-396-44-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm

25-396-44-89 Al 1



25-396-56-09 Ti 1

25-396-56-71 Ti 1

⌀ = 1,0 mm

25-396-56-89 Al 1

Plaques de g nioplastie

1/1



50-304-02-09 Ti 1

50-304-02-71 Ti 1

2 mm

⌀ = 0,8 mm



50-304-03-09 Ti 1

50-304-03-71 Ti 1

3 mm

⌀ = 0,8 mm




50-304-04-09 Ti 1

50-304-04-71 Ti 1

4 mm

⌀ = 0,8 mm



1/1



50-304-06-09 Ti 1

50-304-06-71 Ti 1

6 mm

⌀ = 0,8 mm



50-304-08-09 Ti 1

50-304-08-71 Ti 1

8 mm

⌀ = 0,8 mm



50-304-10-09 Ti 1

50-304-10-71 Ti 1

10 mm

⌀ = 0,8 mm

Implants : Plaques d'ostéosynthèse universelles

				
	$\frac{1}{2}$			
Standard	25-551-02-09   25-551-02-91   25-551-02-71  	25-550-04-09   25-550-04-91   25-550-04-71  	25-551-04-09   25-551-04-91   25-551-04-71  	25-552-04-09   25-552-04-91   25-552-04-71  
	 = 1,0 mm	 = 1,0 mm	 = 1,0 mm	 = 1,0 mm
Profil bas	50-362-02-09   50-362-02-91   50-362-02-71  	50-360-04-09   50-360-04-91   50-360-04-71  	50-362-04-09   50-362-04-91   50-362-04-71  	50-364-04-09   50-364-04-91   50-364-04-71  
	 = 0,6 mm	 = 0,6 mm	 = 0,6 mm	 = 0,6 mm
		25-550-04-89  	25-551-04-89  	25-552-04-89  



Explications des icônes

- Ti** Titane pur
- Épaisseur de plaque
- 1** Unité de conditionnement
- STERILE IR** Implants à conditionnement stérile



Standard

25-550-06-09 **Ti** 5
 25-550-06-91 **Ti** 1
 25-550-06-71 **Ti** 1

= 1,0 mm



25-552-06-09 **Ti** 5
 25-552-06-91 **Ti** 1
 25-552-06-71 **Ti** 1

= 1,0 mm



25-550-08-09 **Ti** 5
 25-550-08-91 **Ti** 1
 25-550-08-71 **Ti** 1

= 1,0 mm

Profil bas

50-366-06-09 **Ti** 5
 50-366-06-91 **Ti** 1
 50-366-06-71 **Ti** 1

= 0,6 mm

50-368-06-09 **Ti** 5
 50-368-06-91 **Ti** 1
 50-368-06-71 **Ti** 1

= 0,6 mm



50-370-08-09 **Ti** 5
 50-370-08-91 **Ti** 1
 50-370-08-71 **Ti** 1

= 0,6 mm

25-550-06-89 **Al** 1

25-552-06-89 **Al** 1

25-550-08-89 **Al** 1



1/1



Standard

25-565-04-09 Ti 5
 25-565-04-91 Ti 1
 25-565-04-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-567-04-09 Ti 5
 25-567-04-91 Ti 1
 25-567-04-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-574-05-09 Ti 5
 25-574-05-91 Ti 1
 25-574-05-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-575-05-09 Ti 5
 25-575-05-91 Ti 1
 25-575-05-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm

Profil bas

50-379-04-09 Ti 5
 50-379-04-91 Ti 1
 50-379-04-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

50-381-04-09 Ti 5
 50-381-04-91 Ti 1
 50-381-04-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

50-380-05-09 Ti 5
 50-380-05-91 Ti 1
 50-380-05-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

50-382-05-09 Ti 5
 50-382-05-91 Ti 1
 50-382-05-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

25-567-04-89 Al 1

25-567-04-89 Al 1

1/1



Standard

25-576-06-09 Ti 5
 25-576-06-91 Ti 1
 25-576-06-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-577-06-09 Ti 5
 25-577-06-91 Ti 1
 25-577-06-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-578-06-09 Ti 5
 25-578-06-91 Ti 1
 25-578-06-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-579-06-09 Ti 5
 25-579-06-91 Ti 1
 25-579-06-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm

Profil bas

50-401-06-09 Ti 5
 50-401-06-91 Ti 1
 50-401-06-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

50-402-06-09 Ti 5
 50-402-06-91 Ti 1
 50-402-06-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

50-403-06-91 Ti 1
 50-403-06-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

50-404-06-91 Ti 1
 50-404-06-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

1/1



Standard



25-568-04-09 Ti 5
 25-568-04-91 Ti 1
 25-568-04-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-568-06-91 Ti 1
 25-568-06-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



Profil bas 50-384-04-91 Ti 1
 ⌀ = 0,5 mm

50-389-06-91 Ti 1
 50-389-06-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

50-392-05-91 Ti 1
 50-392-05-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm


1/1



Standard 25-560-06-09 Ti 5
 25-560-06-91 Ti 1
 25-560-06-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-561-05-09 Ti 5
 25-561-05-91 Ti 1
 25-561-05-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-562-05-09 Ti 5
 25-562-05-91 Ti 1
 25-562-05-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-563-05-09 Ti 5
 25-563-05-91 Ti 1
 25-563-05-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm

Profil bas 50-386-06-09 Ti 5
 50-386-06-91 Ti 1
 50-386-06-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

50-386-05-09 Ti 5
 50-386-05-91 Ti 1
 50-386-05-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

25-560-06-89 Al 1

1/1



Standard

25-553-05-09 Ti 5
25-553-05-91 Ti 1
25-553-05-71 Ti 1

= 1,0 mm

Profil bas

50-390-05-09 Ti 5
50-390-05-91 Ti 1
50-390-05-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-553-05-89 Al 1



25-554-04-09 Ti 5
25-554-04-91 Ti 1
25-554-04-71 Ti 1

= 1,0 mm

50-391-05-09 Ti 5
50-391-05-91 Ti 1
50-391-05-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-554-04-89 Al 1

1/1



Standard

25-573-06-09 Ti 5
25-573-06-91 Ti 1
25-573-06-71 Ti 1

= 1,0 mm

Profil bas

50-396-06-09 Ti 5
50-396-06-91 Ti 1
50-396-06-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-573-06-89 Al 1




25-570-06-09 Ti 5
25-570-06-91 Ti 1
25-570-06-71 Ti 1

= 1,0 mm

50-397-06-09 Ti 5
50-397-06-91 Ti 1
50-397-06-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-570-06-89 Al 1



50-381-05-09 Ti 1
 50-381-05-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm



50-383-05-09 Ti 1
 50-383-05-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm




50-405-07-09 Ti 1
 50-405-07-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm



50-407-07-09 Ti 1
 50-407-07-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm



50-405-09-09 Ti 1
 50-405-09-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm



50-407-09-09 Ti 1
 50-407-09-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm



50-405-08-09 Ti 1
 50-405-08-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm



50-406-08-09 Ti 1
 50-406-08-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm

Plaques de compression





50-410-04-09 Ti 5
 50-410-04-91 Ti 1
 50-410-04-71 Ti 1
 Ø = 1,0 mm



50-410-05-91 Ti 1
 50-410-05-71 Ti 1
 Ø = 1,0 mm



50-412-05-09 Ti 5
 50-412-05-91 Ti 1
 50-412-05-71 Ti 1
 Ø = 1,0 mm



1/1



25-350-04-09 Ti 5

25-350-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-351-04-09 Ti 5

25-351-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-352-04-09 Ti 5

25-352-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-350-06-09 Ti 5

25-350-06-91 Ti 1

= 1,0 mm

1/1



25-352-06-09 Ti 5

25-352-06-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-350-08-09 Ti 5

25-350-08-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-350-16-09 Ti 5

25-350-16-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-351-16-09 Ti 5

25-351-16-91 Ti 1

= 0,8 mm



25-352-05-09 **Ti** 5
 25-352-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-353-05-09 **Ti** 5
 25-353-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-354-04-09 **Ti** 5
 25-354-04-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-355-05-09 **Ti** 5
 25-355-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-356-04-09 **Ti** 5
 25-356-04-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-357-04-09 **Ti** 5
 25-357-04-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-358-06-09 **Ti** 5
 25-358-06-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-359-06-09 **Ti** 5
 25-359-06-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-360-06-09 **Ti** 5
 25-360-06-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-361-05-09 **Ti** 5
 25-361-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-362-05-09 **Ti** 5
 25-362-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-363-05-09 **Ti** 5
 25-363-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm

1/1



25-368-04-09 Ti 5

25-368-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-370-06-09 Ti 5

25-370-06-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-371-06-09 Ti 5

25-371-06-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-372-04-09 Ti 5

25-372-04-91 Ti 1

= 1,0 mm

1/1



25-364-04-09 Ti 5

25-364-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-366-04-09 Ti 5

25-366-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-365-04-09 Ti 5

25-365-04-91 Ti 1


= 1,0 mm



25-367-04-09 Ti 5

25-367-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-374-04-09 Ti 5
 25-374-04-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-376-04-09 Ti 5
 25-376-04-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-375-04-09 Ti 5
 25-375-04-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-377-04-09 Ti 5
 25-377-04-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-374-07-09 Ti 5
 25-374-07-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-376-07-09 Ti 5
 25-376-07-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm

1/1



25-400-06-09 Ti 2
25-400-06-91 Ti 1
25-400-06-71 Ti 1

60 mm
 = 1,4 mm



25-400-09-09 Ti 2
25-400-09-91 Ti 1
25-400-09-71 Ti 1

90 mm
 = 1,4 mm



25-400-12-09 Ti 2
25-400-12-91 Ti 1
25-400-12-71 Ti 1

120 mm
 = 1,4 mm



25-400-15-09 Ti 2
25-400-15-91 Ti 1
25-400-15-71 Ti 1

150 mm
 = 1,4 mm



25-400-18-09  2
25-400-18-91  1
25-400-18-71  1

180 mm
 = 1,4 mm



25-400-21-09  2
25-400-21-91  1
25-400-21-71  1

210 mm
 = 1,4 mm



25-400-24-09  2
25-400-24-91  1

240 mm
 = 1,4 mm


Implants : Plaques de mesh universelles



25-006-02-09  1

25-006-02-71  1


 = 0,6 mm



25-006-09-09  1

25-006-09-71  1

 = 0,6 mm



Explications des icônes

-  Titane pur
-  Épaisseur de plaque
-  Unité de conditionnement
- STERILE IR** Implants à conditionnement stérile

1/1



25-020-03-09  
 25-020-03-71  
 = 0,6 mm




25-020-04-09  
 25-020-04-71  
 = 0,6 mm



25-020-06-09  
 25-020-06-71  
 = 0,6 mm



25-020-08-09  
 25-020-08-71  
 = 0,6 mm



25-020-24-09  
 25-020-24-71  
 = 0,6 mm


1/1




25-024-04-09  
 25-024-04-71  
 = 0,6 mm



25-024-06-09  
 25-024-06-71  
 = 0,6 mm




25-024-16-09  
 25-024-16-71  
 = 0,6 mm



25-024-24-09  
 25-024-24-71  
 = 0,6 mm



25-022-04-09  
 25-022-04-71  
 = 0,6 mm



25-022-08-09  
 25-022-08-71  
 = 0,6 mm

Implants : Plaques Rigid Blue

Une série de mini-plaques et de plaques de mesh nécessitant l'utilisation de vis de 2,0 et 2,3 mm. Ces plaques sont fabriquées à partir d'un alliage à haute résistance (Ti-6AL-4V ASTM F136a) qui garantit une haute stabilité, un poids léger et un profil plat. Les plaques peuvent être utilisées sans compression aussi bien avec des vis Centre-Drive® que des vis maxDrive® dans le cadre de l'ostéosynthèse monocorticale. Les plaques Rigid Blue se reconnaissent à leur surface bleue anodisée.

 $\frac{1}{1}$


50-321-04-09 Ti 1

50-321-04-71 Ti 1

= 1,0 mm



50-322-04-09 Ti 1

50-322-04-71 Ti 1

= 1,0 mm



50-320-08-09 Ti 1

50-320-08-71 Ti 1

= 1,0 mm



50-406-17-09 Ti 1

50-406-17-71 Ti 1

= 1,0 mm



Explications des icônes

- Ti** Alliage titane
- Épaisseur de plaque
- 1** Unité de conditionnement

STERILE IR Implants à conditionnement stérile

$\frac{1}{1}$



50-330-04-09 **Ti** **1**

= 1,0 mm



50-330-06-09 **Ti** **1**

50-330-06-71 **Ti** **1**

= 1,0 mm



50-331-06-09 **Ti** **1**

50-331-06-71 **Ti** **1**

= 1,0 mm



50-332-06-09 **Ti** **1**

50-332-06-71 **Ti** **1**

= 1,0 mm



25-022-28-09 **Ti** **1**

= 1,0 mm

Implants : plaques alternatives pour le traitement des fractures de la face moyenne



50-735-04-09  
 = 1,0 mm
avec graduation de 1 mm



50-735-14-09  
 = 1,0 mm
avec graduation de 1 mm



50-735-24-09  
 = 1,0 mm
avec graduation de 1 mm



50-735-34-09  
 = 1,0 mm
avec graduation de 1 mm



50-735-36-09  
 = 1,0 mm
avec graduation de 1 mm



Explications des icônes

-  Titane pur
-  Épaisseur de plaque
-  1 Unité de conditionnement



$\frac{1}{1}$

50-740-05-09  
 = 1,0 mm




100°

50-741-05-09  
 = 1,0 mm



100°

50-740-09-09  
 = 1,0 mm



100°

50-741-09-09  
 = 1,0 mm



$\frac{1}{1}$

50-742-04-09  
 = 1,0 mm



50-743-04-09  
 = 1,0 mm



50-756-05-09  
 = 1,0 mm



50-756-07-09  
 = 1,0 mm



50-757-07-09  
 = 1,0 mm

Instruments : Tournevis et lames

Tournevis et lames

Centre-Drive®  maxDrive® 										
Lames pour		Longueur	25-402-99-07*	25-407-03-04 aplati	25-407-04-04* aplati	25-407-05-04*	25-406-99-07	50-425-05-07* rigide, aplat	25-410-00-07 Cliquet	25-411-00-07* Cliquet, aplat
25-434-98-07	 2,0/2,3 mm	80 mm	x							
25-540-98-07	 2,0/2,3 mm	94 mm		x	x	x	x	x	x	x
25-491-97-07	 2,0/2,3 mm	80 mm	x							
25-486-97-07	 2,0/2,3 mm	80 mm		x	x	x	x	x	x	x
25-486-98-07	 2,0/2,3 mm	94 mm		x	x	x	x	x	x	x
25-480-20-07	 2,0/2,3 mm	103 mm		x	x	x	x	x	x	x

* Pour le rangement dans les modules LevelOne



Explications des icônes

- St** Acier inoxydable
-  maxDrive®
-  Centre-Drive®

Jauges



25-650-03-04

Jauge de longueur de vis, rouge



25-651-01-04

Jauge de diamètre de vis



$\frac{1}{4}$

25-542-17-07  2,0/2,3 mm

Tournevis, rigide, non amovible



$\frac{1}{4}$

25-486-17-07  2,0/2,3 mm

Tournevis, rigide, non amovible



$\frac{1}{2}$

25-422-20-07  2,0 mm

25-424-20-07  2,0 mm

Tournevis pour extraire la spongieuse



$\frac{1}{2}$

25-480-20-07 **St** 2,0/2,3 mm

Douille de retenue destinée à l'explantation de vis

Instruments :

Mèches de préforage

Mèches de préforage				
	Raccord en J			
	Ø x L (mm)	Butée (mm)	STERILE R	
	1,5 x 50 mm	5	25-449-05-07	5
	1,5 x 50 mm	5	25-449-05-91	1
	1,5 x 50 mm	5	25-449-05-71	1
	1,5 x 50 mm	7	25-449-07-07	5
	1,5 x 50 mm	7	25-449-07-91	1
	1,5 x 50 mm	7	25-449-07-71	1
	1,5 x 50 mm	9	25-449-09-07	5
	1,5 x 50 mm	9	25-449-09-91	1
	1,5 x 50 mm	9	25-449-09-71	1
	1,5 x 50 mm	11	25-449-11-07	5
	1,5 x 50 mm	11	25-449-11-91	1
	1,5 x 50 mm	21	25-449-16-07	5
	1,5 x 50 mm	21	25-449-16-91	1
	1,5 x 50 mm	21	25-449-16-71	1
	1,5 x 70 mm	10	25-458-16-07	5
	1,5 x 70 mm	10	25-458-16-91	1
	1,5 x 70 mm	–	25-461-16-07	5
	1,5 x 70 mm	–	25-461-16-71	1
	1,5 x 70 mm	–	25-461-16-91	1
	1,5 x 105 mm	5	50-515-05-07	1
	1,5 x 115 mm	–	25-469-11-07	1
	1,5 x 115 mm	–	25-469-11-71	1



Explications des icônes


- St** Acier inoxydable
- J** Raccord en J
- I** Embout dentaire
- 1** Unité de conditionnement

STERILE IR Implants à conditionnement stérile

Mèches de préforage

St I	Embout dentaire			
	Ø x L (mm)	Butée (mm)		
	1,5 x 34 mm	19	50-924-00-07	1
	1,5 x 20 mm	7	50-924-07-07	1
	1,5 x 22 mm	9	50-924-09-07	1
	1,5 x 45 mm	5	25-459-05-07	1
	1,5 x 45 mm	7	25-459-07-07	1
	1,5 x 45 mm	15	25-459-15-07	1


Instruments




25-496-15-09 **Ti** 1
15 cm / 6"
Pince à saisir les plaques



25-441-18-07 **St** 1
18 cm / 7 1/4"
Pince à saisir les plaques, courbée



Lindorf
25-435-20-07 **St** 1
Mini
16 cm / 6 1/4"
Instrument à saisir les plaques




Lindorf
25-435-25-07 **St** 1
Champy
16 cm / 6 1/4"
Instrument à saisir les plaques



Explications des icônes

- St** Acier inoxydable
- Ti** Alliage de titane
- 1** Unité de conditionnement



50-502-10-07 **St** **1**

16 cm / 6 1/4"

Pince multifonction pour systèmes 1.0/1.5/2.0 avec fonctions pour courber en 3D, courber à 90° et couper

50-502-98-07 **St** **1**

Set de lames de rechange pour 50-502-10-07



50-502-11-07 **St** **1**

20 cm / 8"

Pince coupante pour implants pour les systèmes 1.0/1.5/2.0

50-502-99-07 **St** **1**

Set de lames de rechange pour 50-502-11-07

Instruments



25-516-13-07 St 1

13 cm / 5 1/4"

Pince à modeler



25-510-12-07 St 1

Mini

12 cm / 4 1/4"

Pince à cintrer pour système Mini KLS Martin




25-416-15-07 St 1

Champy

15 cm / 6"

Pince à cintrer pour système Champy



1/2

50-501-40-07 St 1

17 cm / 6 1/2"

Jauge de profondeur




1/2

25-420-18-07 St 1 TC GOLD

18 cm / 7"

Pince coupante pour plaques



1/1



1/2

50-325-01-07 St 1

15 cm / 6"

Pince pour réduction de fracture



1/2



25-471-15-07
Trocart





25-471-20-07
Douille de perçage

25-471-00-07 St 1

20 cm / 8"

Système transbuccal pour vis de 2,0 et 2,3 mm, complet
(avec trocart et douille de perçage)

1/2



25-474-00-01 St 1

Instrument complémentaire pour les interventions transbuccales
Set complet

Rangement : Implants




55-961-06-04

Module Mini 2.0 mm complet, sans implant

Module Mini 2.0 mm

55-961-06-04	Module Mini 2,0 mm complet composé de :
55-962-03-04	Module d'inserts avec rails de module rouges
55-963-06-04	Couvercle pour module Mini 2.0 mm
55-964-05-04	Insert pour module Mini 2.0 mm universel
55-964-03-04	Insert pour module Mini 2.0 mm traumatisme
	L'insert 55-964-05-04 est préparé pour les implants suivants :
25-550-04-09	Mini-plaque, 4 trous, droite
25-550-08-09	Mini-plaque, 8 trous, droite
25-552-04-09	Mini-plaque, 4 trous, droite, longue
50-368-16-09	Mini-plaque, 16 trous, 0,6 mm, droite
50-375-04-09	Mini-plaque, 4 trous, en L, à droite, moyenne, 0,6 mm
50-377-04-09	Mini-plaque, 4 trous, en L, à gauche, moyenne, 0,6 mm
50-379-04-09	Mini-plaque, 4 trous, en L, à droite, longue, 0,6 mm
50-381-04-09	Mini-plaque, 4 trous, en L, à gauche, longue, 0,6 mm
50-386-06-09	Mini-plaque, 6 trous, en T, 0,6 mm
50-390-05-09	Mini-plaque, 5 trous, en Y, courte, 0,6 mm
50-396-06-09	Mini-plaque, 6 trous, en double Y, courte, 0,6 mm
50-408-04-09	Mini-plaque, 4 trous, en Z, à gauche, 100°, longue, 0,6 mm
50-409-04-09	Mini-plaque, 4 trous, en Z, à droite, 100°, longue, 0,6 mm
	L'insert 55-964-03-04 est préparé pour les implants suivants :
50-381-05-09	Mini-plaque, 5 trous, en L, à droite, longue
50-383-05-09	Mini-plaque, 5 trous, en L, à gauche, longue
50-405-07-09	Mini-plaque, 7 trous, en L, à droite, 100°
50-405-08-09	Mini-plaque, 8 trous, en Y, 0,7 mm
50-405-09-09	Mini-plaque, 9 trous, en L, à droite
50-405-12-09	Mini-plaque orbitaire, 12 trous, 0,7 mm
50-405-17-09	Mini-plaque, 20 trous, droite
50-406-08-09	Mini-plaque, 8 trous, en double Y, 0,7 mm
50-407-07-09	Mini-plaque, 7 trous, en L, à gauche, 100°
50-407-09-09	Mini-plaque, 9 trous, en L, à gauche



55-962-13-04

Module de rangement 2.0 mm sans couvercle, sans contenu

55-963-09-04

Couvercle



55-962-23-04

Module de rangement pour vis de 2.0 mm sans couvercle



55-962-33-04

Module d'inserts double

55-963-08-04

Couvercle

Rangement : Implants



55-961-07-04

Module Champy 2.0 mm complet, sans implant

Module Champy 2.0 mm

55-961-07-04	Module Champy complet composé de :
55-962-03-04	Module d'inserts avec rails de module rouges
55-963-07-04	Couvercle pour module Champy 2.0 mm
55-964-18-04	Insert pour module Champy 2.0 mm
55-964-17-04	Insert universel
	L'insert 55-964-18-04 est préparé pour les implants suivants :
25-350-04-09	Plaque Champy, 4 trous, droite, courte
25-350-06-09	Plaque Champy, 6 trous, droite, courte
25-350-08-09	Plaque Champy, 8 trous, droite
25-351-04-09	Plaque Champy, 4 trous, droite, courte
25-352-04-09	Plaque Champy, 4 trous, droite, longue
25-352-05-09	Plaque Champy, en Y, 5 trous, longue
25-352-06-09	Plaque Champy, 6 trous, droite, longue
25-356-04-09	Plaque Champy, en T, 2 x 2 trous, courte
25-357-04-09	Plaque Champy, en T, 2 x 2 trous, longue
25-360-06-09	Plaque Champy, en T, 3 x 3 trous, courte
25-364-04-09	Plaque Champy, en L, 4 trous, courte, à droite
25-365-04-09	Plaque Champy, en L, 4 trous, longue, à droite
25-366-04-09	Plaque Champy, en L, 4 trous, courte, à gauche
25-367-04-09	Plaque Champy, en L, 4 trous, longue, à gauche
25-368-04-09	Plaque Champy, en H, 6 trous
25-395-08-09	Plaque orbitaire Champy, 8 trous



55-962-13-04

Module de rangement 2.0 mm sans couvercle, sans contenu

55-963-09-04

Couvercle




55-962-23-04

Module de rangement pour vis de 2.0 mm sans couvercle

55-963-08-04

Couvercle



55-962-13-04

Module de rangement sans couvercle

Rangement : Implants



55-961-32-04

Module FAB Arnett 2.0 mm complet, sans implant

Module FAB Arnett 2.0 mm

55-961-32-04	Module Arnett complet composé de :
55-962-03-04	Module d'inserts avec rails de module rouges
55-963-52-04	Couvercle pour module Arnett
55-964-69-04	Insert pour plaques Arnett « type 1 »
55-964-80-04	Insert pour plaques Arnett « type 2 »
	L'insert 55-964-69-04 est préparé pour les implants suivants :
25-396-29-09	Plaque Arnett, 4 trous, droite, petite
25-396-34-09	Plaque Arnett, 4 trous, droite, moyenne
25-396-39-09	Plaque Arnett, 4 trous, droite, grande
25-396-44-09	Plaque Arnett, 4 trous, droite, XL
25-396-56-09	Plaque Arnett, 6 trous, droite, grande
25-399-26-09	Plaque Arnett, en T, 0,8 mm, petite
25-399-32-09	Plaque Arnett, en T, 0,8 mm, moyenne
25-399-37-09	Plaque Arnett, en T, 1,0 mm, grande
50-304-02-09	Plaque de génioplastie Arnett, 2 mm
50-304-03-09	Plaque de génioplastie Arnett, 3 mm
50-304-04-09	Plaque de génioplastie Arnett, 4 mm
50-304-06-09	Plaque de génioplastie Arnett, 6 mm
50-304-08-09	Plaque de génioplastie Arnett, 8 mm
50-304-10-09	Plaque de génioplastie Arnett, 10 mm
	L'insert 55-964-80-04 est préparé pour les implants suivants :
25-397-27-09	Plaque Arnett, en L, 0,8 mm, petite
25-397-31-09	Plaque Arnett, en L, 0,8 mm, moyenne
25-397-35-09	Plaque Arnett, en L, 0,8 mm, grande
25-397-39-09	Plaque Arnett, en L, 1,0 mm, XL
25-398-27-09	Plaque Arnett, en C, 0,8 mm, petite
25-398-31-09	Plaque Arnett, en C, 0,8 mm, moyenne
25-398-35-09	Plaque Arnett, en C, 0,8 mm, grande
25-398-39-09	Plaque Arnett, en C, 1,0 mm, XL



55-962-23-04

Module de rangement pour vis de 2.0 mm sans couvercle

55-963-08-04

Couvercle



55-962-33-04


Module d'inserts double

Rangement : Instruments




55-969-26-04

Rangement Multi*, configuré, avec couvercle, sans instrument
24 x 13 cm



55-969-16-04

Rangement libre, avec couvercle, sans tapis de silicone
24 x 13 cm



55-969-14-04

Rangement libre, avec couvercle, sans tapis de silicone
24 x 24 cm



Illustration : Combinaison possible avec un système 2.3 Fracture et Reconstruction

Modules d'instruments		
55-969-16-04	24 x 13 cm	Rangement libre, avec couvercle
55-969-14-04	24 x 24 cm	Rangement libre, avec couvercle
55-969-26-04	24 x 13 cm	Multi*, configuré, avec couvercle
Éléments individuels		
55-964-15-04	24 x 13 cm	Rangement libre, sans couvercle
55-964-30-04	24 x 24 cm	Rangement libre, sans couvercle
55-969-15-04	24 x 13 cm	Multi*, configuré, sans couvercle
55-969-47-04	24 x 13 cm	Basic*, configuré, sans couvercle
55-969-30-04	24 x 24 cm	Multi*, configuré, sans couvercle
55-969-49-04	24 x 24 cm	Basic*, configuré, sans couvercle
55-963-15-04	24 x 13 cm	Couvercle multi
55-963-16-04	24 x 13 cm	Couvercle basic
55-963-30-04	24 x 24 cm	Couvercle
55-969-94-04	24 x 13 cm	Tapis en silicone pour 55-969-16-04
55-969-93-04	24 x 24 cm	Tapis en silicone pour 55-969-14-04
Clips pour modules		
55-969-98-04		pour loger 3 boîtes, à gauche
55-969-99-04		pour loger 3 boîtes, à droite

* Multi = préparation pour le rangement d'instruments multifonctions LevelOne

* Basic = préparation pour le rangement d'instruments traditionnels

Rangement : Propositions de sets

Propositions de sets



55-969-26-04	Plateau pour instruments Multi, configuré, 24 x 13 cm préparé pour :
25-402-99-07	② Poignée pour tournevis, moyenne
25-406-99-07	② Poignée pour tournevis, grande
25-435-10-07	① Instrument de maintien de plaque Lindorf 1,0 mm
25-435-15-07	① ou instrument de maintien de plaque Lindorf 2,0 mm
25-435-20-07	① ou instrument de maintien de plaque Lindorf 2,0 mm
25-435-25-07	① ou instrument de maintien de plaque Lindorf 2,0 mm Champy
50-502-10-07	② Pince multifonction pour 1,0/2,0/2,0 mm
50-502-11-07	① Pince à couper pour 1,0/2,0/2,0 mm

Propositions de sets



55-969-57-04	Plateau pour instruments Basic, configuré, 24 x 13 cm préparé pour :
25-402-99-07	② Poignée pour tournevis, moyenne
25-406-99-07	② Poignée pour tournevis, grande
25-420-16-07	① Pince coupante pour plaques
25-496-15-09	① Pince à saisir les plaques
25-510-12-07	① Pince à cintrer pour système Mini KLS Martin
25-516-13-07	② Pince à modeler



Illustration : Combinaison possible avec un système 2.3 Fracture et Reconstruction

Propositions de sets



55-969-24-04	Plateau pour instruments Multi, configuré, 24 x 24 cm préparé pour :
25-402-99-07	② Poignée pour tournevis, moyenne
25-406-99-07	② Poignée pour tournevis, grande
25-496-15-09	① Pince à saisir les plaques
50-205-17-07	② Pince de positionnement de plaque
50-325-01-07	① Pince pour réduction de fracture
50-501-40-07	① Jauge de profondeur
50-502-10-07	② Pince multifonction pour 1,0/1,5/2,0 mm
50-502-11-07	① Pince à couper pour 1,0/1,5/2,0 mm
50-504-23-07	① Instrument multifonction 1,5/2,0/3,0 mm type A
50-504-24-07	① Instrument multifonction 1,5/2,0/3,0 mm type B

Propositions de sets



55-969-59-04	Plateau pour instruments Basic, configuré, 24 x 24 cm préparé pour :
25-402-99-07	② Poignée pour tournevis, moyenne
25-406-99-07	② Poignée pour tournevis, grande
25-420-18-07	① Pince coupante pour plaques
25-496-15-09	① Pince à saisir les plaques
25-510-12-07	① Pince à cintrer pour système Mini KLS Martin
25-516-13-07	② Pince à modeler
50-205-17-07	② Pince de positionnement de plaque
50-325-01-07	① Pince pour réduction de fracture
50-502-24-07	① Instrument multifonction 1,5/2,0/3,0 mm type A
50-502-24-07	① Instrument multifonction 1,5/2,0/3,0 mm type B

Kits stériles

L'utilisation d'implants à conditionnement stérile associée à tous les avantages liés implique un ajustement de l'approche de travail ordinaire. Le choix des implants nécessite notamment un changement et l'amenée à la table d'opération entraîne un surcroît de travail, car les implants à conditionnement individuel stérile doivent tout d'abord être sortis de leur emballage.

Il existe certaines indications qui peuvent être prises en charge de manière identique dans la plupart des cas en utilisant les mêmes implants. Des plaques à 4 ou 6 trous avec au total 4 vis d'un diamètre de 2,0 x 5 mm sont par exemple utilisées pour la réduction de fractures affectant la mandibule.

Afin d'optimiser le flux de travail lors de la remise d'implants à conditionnement stérile et de préserver l'efficacité au sein du bloc opératoire par rapport à l'utilisation d'un système d'implant ouvert, la fourniture de kits stériles prédéfinis contenant tous les plaques, vis et forets nécessaires à l'appareillage standard s'avère pertinente. C'est la raison pour laquelle les kits suivants seront à l'avenir disponibles.



Kits stériles

25-550-45-71	Kit stérile Mini 2 x Plaque Mini 2,0, 4-trous, droite (25-550-04) 8 x Vis maxDrive® 2,0 x 5 mm (25-872-05) 1 x Mèche de préforage (25-449-05)
25-550-46-71	Kit stérile Mini 2 x Plaque Mini 2,0, 6-trous, droite (25-550-06) 8 x Vis maxDrive® 2,0 x 5 mm (25-872-05) 1 x Mèche de préforage (25-449-05)



11

11-865-12-07.....13

22

22-500-11-07.....13

25

25-006-02-09.....42

25-006-02-71.....42

25-006-09-09.....42

25-006-09-71.....42

25-020-03-09.....43

25-020-03-71.....43

25-020-04-09.....43

25-020-04-71.....43

25-020-06-09.....43

25-020-06-71.....43

25-020-08-09.....43

25-020-08-71.....43

25-020-24-09.....43

25-020-24-71.....43

25-022-04-09.....43

25-022-04-71.....43

25-022-08-09.....43

25-022-08-71.....43

25-022-28-09.....45

25-023-04-09.....35

25-023-04-71.....35

25-024-04-09.....43

25-024-04-71.....43

25-024-06-09.....43

25-024-06-71.....43

25-024-16-09.....43

25-024-16-71.....43

25-024-24-09.....43

25-024-24-71.....43

25-092-08-09.....10

25-092-08-72.....10

25-092-12-09.....10

25-092-12-72.....10

25-092-38-05.....10

25-092-38-72.....10

25-092-42-05.....10

25-092-42-72.....10

25-095-90-09.....12

25-095-91-09.....12

25-097-08-09.....11

25-097-08-75.....11

25-099-12-09.....10

25-099-12-72.....10

25-099-14-09.....10

25-099-14-72.....10

25-099-42-05.....10

25-099-42-72.....10

25-099-44-05.....10

25-099-44-72.....10

25-240-04-09.....35

25-240-06-09.....35

25-241-04-09.....35

25-241-06-09.....35

25-283-05-09.....19

25-283-05-71.....19

25-283-15-71.....18

25-283-15-91.....18

25-283-20-71.....21

25-283-20-91.....21

25-283-21-71.....21

25-283-21-91.....21

25-283-25-71.....20

25-283-25-91.....20

25-283-26-71.....20

25-283-26-91.....20

25-285-05-09.....19

25-285-05-71.....19

25-285-10-91.....18

25-288-08-09.....21

25-289-08-09.....21

25-350-04-09.....36, 58

25-350-04-91.....36

25-350-06-09.....36, 58

25-350-06-91.....36

25-350-08-09.....36, 58

25-350-08-91.....36

25-350-16-09.....36

25-350-16-91.....36

25-351-04-09.....36, 58

25-351-04-91.....36

25-351-16-09.....36

25-351-16-91.....36

25-352-04-09.....36, 58

25-352-04-91.....36

25-352-05-09.....37, 58

25-352-05-91.....37

25-352-06-09.....36, 58

25-352-06-91.....36

25-353-05-09.....37

25-353-05-91.....37

25-354-04-09.....37

25-354-04-91.....37

25-355-05-09.....37

25-355-05-91.....37

25-356-04-09.....37, 58

25-356-04-91.....37

25-357-04-09.....37, 58

25-357-04-91.....37

25-358-06-09.....37

25-358-06-91.....37

25-359-06-09.....37

25-359-06-91.....37

25-360-06-09.....37, 58

25-360-06-91.....37

25-361-05-09.....37

25-361-05-91.....37

25-362-05-09.....37

25-362-05-91.....37

25-363-05-09.....37

25-363-05-91.....37

25-364-04-09.....38, 58

25-364-04-91.....38

25-365-04-09.....38, 58

25-365-04-91.....38

25-366-04-09.....38, 58

25-366-04-91.....38

25-367-04-09.....38, 58

25-367-04-91.....38

25-368-04-09.....38, 58

25-368-04-91.....38

25-370-06-09.....38

25-370-06-91.....38

25-371-06-09.....38

25-371-06-91.....38

25-372-04-09.....38

25-372-04-91.....38

25-374-04-09.....39

25-374-04-91.....39

25-374-07-09.....39

25-374-07-91.....39

25-375-04-09.....39

25-375-04-91.....39

25-376-04-09.....39

25-376-04-91.....39

25-376-07-09.....39

25-376-07-91.....39

25-377-04-09.....39

25-377-04-91.....39

25-380-04-09.....20

25-380-04-71.....20

25-380-04-91.....20

25-382-04-09.....20

25-382-04-71.....20

25-382-04-91.....20

25-392-04-09.....24

25-392-04-71.....24

25-392-04-91.....24

25-394-04-09.....24

25-394-04-71.....24

25-394-04-91.....24

25-394-34-09.....23

25-395-08-09.....17, 58

25-395-08-91.....17

25-395-10-09.....17

25-395-10-91.....17

25-395-12-09.....17

25-395-12-91.....17

25-395-34-09.....23

25-396-29-09.....27, 60

25-396-29-71.....27

25-396-29-89.....27

25-396-34-09.....27, 60

25-396-34-71.....27

25-396-34-89.....27

25-396-39-09.....27, 60

25-396-39-71.....27

25-396-39-89.....27

25-396-44-09.....27, 60

25-396-44-71.....27

25-396-44-89.....27

25-396-56-09.....27, 60

25-396-56-71.....27

25-396-56-89.....27

25-397-27-09.....26, 60

25-397-27-71.....26

25-397-27-89.....26

25-397-31-09.....26, 60

25-397-31-71.....26

25-397-31-89.....26

25-397-35-09.....26, 60

25-397-35-71.....26

25-397-35-89.....26

25-397-39-09.....26, 60

25-397-39-71.....26

25-397-39-89.....26

25-398-27-09.....26, 60

25-398-27-71.....26

25-398-27-89.....26

25-398-31-09.....26, 60

25-398-31-71.....26

25-398-31-89.....26

25-398-35-09.....26, 60

25-398-35-71.....26

25-398-35-89.....26

25-398-39-09.....26, 60

25-398-39-71.....26

25-398-39-89.....26

25-399-26-09.....26, 60

25-399-26-71.....26

25-399-26-89.....26

25-399-32-09.....26, 60

25-399-32-71.....26

25-399-32-89.....26

25-399-37-09.....26, 60

25-399-37-71.....26

25-399-37-89.....26

25-400-06-09.....40

25-400-06-71.....40

25-400-06-91.....40

25-400-09-09.....40

25-400-09-71.....40

25-400-09-91.....40

25-400-12-09.....40

25-400-12-71.....40

25-400-12-91.....40

25-400-15-09.....40

25-400-15-71.....40

25-400-15-91.....40

25-400-18-09.....41

25-400-18-71.....41

25-400-18-91.....41

25-400-21-09.....41

25-400-21-71.....41

25-400-21-91.....41

25-400-24-09.....41

25-400-24-91.....41

25-401-30-09.....24

25-401-30-71.....24

25-401-35-09.....24

25-401-35-71.....24

25-401-36-09.....22

25-401-37-09.....22

25-401-38-09.....22

25-401-39-09.....22

25-401-40-09.....24

25-401-40-71.....24

25-401-43-09.....23

25-401-44-09.....23

25-402-99-07.....48, 64, 65

25-406-99-07.....48, 64, 65

25-407-03-04.....48

25-407-04-04.....13, 48

25-407-05-04.....48

25-410-00-07.....48

25-411-00-07.....48

25-416-15-07.....54

25-420-16-07.....64

25-420-18-07.....54, 65

25-422-20-07.....49

25-424-20-07.....49

25-434-98-07.....48

25-435-10-07.....64

25-435-15-07.....64

25-435-20-07.....52, 64

25-435-25-07.....52, 64

25-441-18-07.....52

25-449-05-07.....50

25-449-05-71.....50

25-449-05-91.....50

25-449-07-07.....50

25-449-07-71.....50

25-449-07-91.....50

25-449-09-07.....50

25-449-09-71.....50

25-449-09-91.....50

25-449-11-07.....50

25-449-11-91.....50

25-449-16-07.....50

25-449-16-71.....50

25-449-16-91.....50

25-458-16-07.....50

25-458-16-91.....50

25-459-05-07.....51

25-459-07-07.....51</

25-550-04-91.....	28	25-566-04-91.....	30	25-662-19-75.....	9	25-882-05-09.....	8	50-304-04-09.....	27, 60
25-550-06-09.....	29	25-567-04-09.....	31	25-663-45-09.....	9	25-882-05-71.....	8	50-304-04-71.....	27
25-550-06-71.....	29	25-567-04-71.....	31	25-663-47-09.....	9	25-882-05-75.....	8	50-304-06-09.....	27, 60
25-550-06-89.....	29	25-567-04-89.....	31	25-663-47-75.....	9	25-882-07-09.....	8	50-304-06-71.....	27
25-550-06-91.....	29	25-567-04-91.....	31	25-663-49-09.....	9	25-882-07-71.....	8	50-304-08-09.....	27, 60
25-550-08-09.....	29, 56	25-568-04-09.....	32	25-663-49-75.....	9	25-882-07-75.....	8	50-304-08-71.....	27
25-550-08-71.....	29	25-568-04-71.....	32	25-669-05-09.....	9	25-882-09-09.....	8	50-304-10-09.....	27, 60
25-550-08-89.....	29	25-568-04-91.....	32	25-669-05-75.....	9	25-882-09-71.....	8	50-304-10-71.....	27
25-550-16-09.....	29	25-568-06-71.....	32	25-669-07-09.....	9	25-882-09-75.....	8	50-311-17-09.....	15
25-550-16-71.....	30	25-568-06-91.....	32	25-669-07-75.....	9	25-882-11-09.....	8	50-311-17-71.....	15
25-550-16-89.....	30	25-569-04-09.....	30	25-872-04-09.....	8	25-882-11-71.....	8	50-311-27-09.....	15
25-550-16-91.....	30	25-569-04-71.....	30	25-872-04-71.....	8	25-882-11-75.....	8	50-311-27-71.....	15
25-550-40-09.....	30	25-569-04-91.....	30	25-872-04-75.....	8	25-882-13-09.....	8	50-320-08-09.....	44
25-550-40-71.....	30	25-570-06-09.....	33	25-872-05-09.....	8	25-882-13-71.....	8	50-320-08-71.....	44
25-550-45-71.....	67	25-570-06-71.....	33	25-872-05-71.....	8	25-882-13-75.....	8	50-321-04-09.....	44
25-551-02-09.....	28	25-570-06-89.....	33	25-872-05-75.....	8	25-882-15-09.....	8	50-321-04-71.....	44
25-551-02-71.....	28	25-570-06-91.....	33	25-872-06-09.....	8	25-882-15-71.....	8	50-322-04-09.....	44
25-551-02-91.....	28	25-571-04-09.....	30	25-872-06-71.....	8	25-882-15-75.....	8	50-322-04-71.....	44
25-551-04-09.....	28	25-571-04-71.....	30	25-872-06-75.....	8	25-882-17-09.....	8	50-325-01-07.....	54, 65
25-551-04-71.....	28	25-571-04-89.....	30	25-872-07-09.....	8	25-882-17-71.....	8	50-330-04-09.....	45
25-551-04-89.....	28	25-571-04-91.....	30	25-872-07-71.....	8	25-882-17-75.....	8	50-330-06-09.....	45
25-551-04-91.....	28	25-573-06-09.....	33	25-872-07-75.....	8	25-882-19-09.....	8	50-330-06-71.....	45
25-552-04-09.....	28, 56	25-573-06-71.....	33	25-872-09-09.....	8	25-882-19-71.....	8	50-331-06-09.....	45
25-552-04-71.....	28	25-573-06-91.....	33	25-872-09-71.....	8	25-882-19-75.....	8	50-331-06-71.....	45
25-552-04-89.....	28	25-574-05-09.....	31	25-872-09-75.....	8			50-332-06-09.....	45
25-552-04-91.....	28	25-574-05-71.....	31	25-872-11-09.....	8			50-332-06-71.....	45
25-552-06-09.....	29	25-574-05-91.....	31	25-872-11-71.....	8			50-360-04-09.....	28
25-552-06-71.....	29	25-575-05-09.....	31	25-872-11-75.....	8			50-360-04-71.....	28
25-552-06-89.....	29	25-575-05-71.....	31	25-872-13-09.....	8			50-360-04-91.....	28
25-552-06-91.....	29	25-575-05-91.....	31	25-872-13-71.....	8			50-362-02-09.....	28
25-553-05-09.....	33	25-576-06-09.....	31	25-872-13-75.....	8			50-362-02-71.....	28
25-553-05-71.....	33	25-576-06-71.....	31	25-872-15-09.....	8			50-362-02-91.....	28
25-553-05-89.....	33	25-576-06-91.....	31	25-872-15-71.....	8			50-362-04-09.....	28
25-553-05-91.....	33	25-577-06-09.....	31	25-872-15-75.....	8			50-362-04-71.....	28
25-554-04-09.....	33	25-577-06-71.....	31	25-872-17-09.....	8			50-362-04-91.....	28
25-554-04-71.....	33	25-577-06-91.....	31	25-872-17-71.....	8			50-364-04-09.....	28
25-554-04-89.....	33	25-578-06-09.....	31	25-872-17-75.....	8			50-364-04-71.....	28
25-554-04-91.....	33	25-578-06-71.....	31	25-872-19-09.....	8			50-364-04-91.....	28
25-560-06-09.....	32	25-578-06-91.....	31	25-872-19-71.....	8			50-366-06-09.....	29
25-560-06-71.....	32	25-579-06-09.....	31	25-873-44-09.....	8			50-366-06-71.....	29
25-560-06-89.....	32	25-579-06-71.....	31	25-873-44-71.....	8			50-366-06-91.....	29
25-560-06-91.....	32	25-579-06-91.....	31	25-873-44-75.....	8			50-368-06-09.....	29
25-561-05-09.....	32	25-650-03-04.....	49	25-873-45-09.....	8			50-368-06-71.....	29
25-561-05-71.....	32	25-651-01-04.....	49	25-873-45-71.....	8			50-368-06-91.....	29
25-561-05-91.....	32	25-662-04-09.....	9	25-873-45-75.....	8			50-368-16-09.....	30, 56
25-562-05-09.....	32	25-662-04-75.....	9	25-873-47-09.....	8			50-368-16-71.....	30
25-562-05-71.....	32	25-662-05-09.....	9	25-873-47-71.....	8			50-368-16-91.....	30
25-562-05-91.....	32	25-662-05-75.....	9	25-873-47-75.....	8			50-370-08-09.....	29
25-563-05-09.....	32	25-662-07-09.....	9	25-873-49-09.....	8			50-370-08-71.....	29
25-563-05-71.....	32	25-662-07-75.....	9	25-873-49-71.....	8			50-370-08-91.....	29
25-563-05-91.....	32	25-662-09-09.....	9	25-879-05-09.....	8			50-371-04-09.....	30
25-564-04-09.....	30	25-662-09-75.....	9	25-879-05-71.....	8			50-371-04-71.....	30
25-564-04-71.....	30	25-662-11-09.....	9	25-879-05-75.....	8			50-371-04-91.....	30
25-564-04-91.....	30	25-662-11-75.....	9	25-879-06-09.....	8			50-373-04-09.....	30
25-565-04-09.....	31	25-662-13-09.....	9	25-879-06-71.....	8			50-373-04-71.....	30
25-565-04-71.....	31	25-662-13-75.....	9	25-879-07-09.....	8			50-373-04-91.....	30
25-565-04-91.....	31	25-662-15-09.....	9	25-879-07-71.....	8			50-375-04-09.....	30, 56
25-566-04-09.....	30	25-662-15-75.....	9	25-879-07-75.....	8			50-375-04-91.....	30
25-566-04-71.....	30	25-662-17-09.....	9	25-879-09-09.....	8			50-377-04-09.....	30, 56
25-566-04-89.....	30	25-662-17-75.....	9	25-879-09-71.....	8			50-377-04-71.....	30
		25-662-19-09.....	9	25-879-09-75.....	8			50-377-04-91.....	30

39

39-311-20-07.....13

50

50-205-17-07.....	65
50-300-02-09.....	25
50-300-02-71.....	25
50-300-02-91.....	25
50-300-04-09.....	25
50-300-04-71.....	25
50-300-04-91.....	25
50-300-06-09.....	25
50-300-06-71.....	25
50-300-06-91.....	25
50-300-08-09.....	25
50-300-08-71.....	25
50-300-08-91.....	25
50-300-10-09.....	25
50-300-10-71.....	25
50-300-10-91.....	25
50-300-12-71.....	25
50-300-12-91.....	25
50-300-14-71.....	25
50-300-14-91.....	25
50-303-02-09.....	25
50-303-03-09.....	25
50-303-04-09.....	25
50-303-05-09.....	25
50-303-06-09.....	25
50-303-07-09.....	25
50-303-08-09.....	25
50-303-09-09.....	25
50-304-02-09.....	27, 60
50-304-02-71.....	27
50-304-03-09.....	27, 60
50-304-03-71.....	27

50-379-04-09.....	31, 56	50-403-07-91.....	35	50-741-05-09.....	47
50-379-04-71.....	31	50-404-06-71.....	31	50-741-09-09.....	47
50-379-04-91.....	31	50-404-06-91.....	31	50-742-04-09.....	47
50-380-05-09.....	31	50-404-07-09.....	35	50-743-04-09.....	47
50-380-05-71.....	31	50-404-07-71.....	35	50-756-05-09.....	47
50-380-05-91.....	31	50-404-07-91.....	35	50-756-07-09.....	47
50-381-04-09.....	31, 56	50-405-06-71.....	24	50-757-07-09.....	47
50-381-04-71.....	31	50-405-06-91.....	24	50-924-00-07.....	51
50-381-04-91.....	31	50-405-07-09.....	34, 56	50-924-07-07.....	51
50-381-05-09.....	34, 56	50-405-07-71.....	34	50-924-09-07.....	51
50-381-05-71.....	34	50-405-08-09.....	34, 56		
50-382-05-09.....	31	50-405-08-71.....	34	55	
50-382-05-71.....	31	50-405-09-09.....	34, 56	55-961-06-04.....	56
50-382-05-91.....	31	50-405-09-71.....	34	55-961-07-04.....	58
50-383-05-09.....	34, 56	50-405-12-09.....	17, 56	55-961-29-04.....	13
50-383-05-71.....	34	50-405-12-71.....	17	55-961-32-04.....	60
50-384-04-91.....	32	50-405-17-09.....	35, 56	55-962-03-04.....	56, 58, 60
50-386-05-09.....	32	50-405-17-71.....	35	55-962-13-04.....	57, 59
50-386-05-71.....	32	50-406-04-09.....	35	55-962-23-04.....	57, 59, 61
50-386-05-91.....	32	50-406-04-71.....	35	55-962-33-04.....	57, 61
50-386-06-09.....	32, 56	50-406-04-91.....	35	55-962-48-04.....	13
50-386-06-71.....	32	50-406-08-09.....	34, 56	55-963-06-04.....	56
50-386-06-91.....	32	50-406-08-71.....	34	55-963-07-04.....	58
50-389-06-71.....	32	50-406-17-09.....	44	55-963-08-04.....	57, 59, 61
50-389-06-91.....	32	50-406-17-71.....	44	55-963-09-04.....	57, 59
50-390-05-09.....	33, 56	50-407-04-09.....	35	55-963-15-04.....	63
50-390-05-71.....	33	50-407-04-71.....	35	55-963-16-04.....	63
50-390-05-91.....	33	50-407-04-91.....	35	55-963-30-04.....	63
50-391-05-09.....	33	50-407-07-09.....	34, 56	55-963-47-04.....	13
50-391-05-71.....	33	50-407-07-71.....	34	55-963-52-04.....	60
50-391-05-91.....	33	50-407-09-09.....	34, 56	55-964-03-04.....	56
50-392-05-71.....	32	50-407-09-71.....	34	55-964-05-04.....	56
50-392-05-91.....	32	50-408-04-09.....	35, 56	55-964-15-04.....	63
50-396-06-09.....	33, 56	50-408-04-71.....	35	55-964-17-04.....	58
50-396-06-71.....	33	50-408-04-91.....	35	55-964-18-04.....	58
50-396-06-91.....	33	50-409-04-09.....	35, 56	55-964-30-04.....	63
50-397-06-09.....	33	50-409-04-71.....	35	55-964-69-04.....	60
50-397-06-71.....	33	50-409-04-91.....	35	55-964-80-04.....	60
50-397-06-91.....	33	50-410-04-09.....	34	55-969-14-04.....	63
50-399-10-09.....	16	50-410-04-71.....	34	55-969-15-04.....	63
50-399-10-71.....	16	50-410-04-91.....	34	55-969-16-04.....	63
50-399-12-09.....	16	50-410-05-71.....	34	55-969-24-04.....	65
50-399-12-71.....	16	50-410-05-91.....	34	55-969-26-04.....	63
50-400-06-09.....	17	50-412-05-09.....	34	55-969-30-04.....	63
50-400-06-71.....	17	50-412-05-71.....	34	55-969-47-04.....	63
50-400-06-91.....	17	50-412-05-91.....	34	55-969-49-04.....	63
50-400-08-09.....	17	50-425-05-07.....	48	55-969-57-04.....	63
50-400-08-71.....	17	50-501-40-07.....	54, 65	55-969-59-04.....	65
50-400-08-91.....	17	50-502-10-07.....	53, 64, 65	55-969-93-04.....	63
50-401-06-09.....	31	50-502-11-07.....	53, 64, 65	55-969-94-04.....	63
50-401-06-71.....	31	50-502-23-07.....	65	55-969-98-04.....	63
50-401-06-91.....	31	50-502-24-07.....	65	55-969-99-04.....	63
50-402-06-09.....	31	50-502-98-07.....	53		
50-402-06-71.....	31	50-502-99-07.....	53		
50-402-06-91.....	31	50-515-05-07.....	50		
50-402-07-09.....	35	50-735-04-09.....	46		
50-402-07-71.....	35	50-735-14-09.....	46		
50-402-07-91.....	35	50-735-24-09.....	46		
50-403-06-71.....	31	50-735-34-09.....	46		
50-403-06-91.....	31	50-735-36-09.....	46		
50-403-07-09.....	35	50-740-05-09.....	47		
50-403-07-71.....	35	50-740-09-09.....	47		

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australie
Tél. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brésil
Tél. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

**KLS Martin Medical (Shanghai)
International Trading Co., Ltd.**

Shanghai · Chine
Tél. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubaï · Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, États-Unis
Tél. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · Inde
Tél. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Milan · Italie
Tél. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokyo · Japon
Tél. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malaisie
Tél. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Mexico · Mexique
Tél. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Pays-Bas
Tél. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Royaume-Uni
Tél. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Moscou · Russie
Tél. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwan
Tél. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tél. +49 7461 706-0
vietnam@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG**Une société de KLS Martin Group**

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Allemagne
Boîte postale 60 · 78501 Tuttlingen · Allemagne
Tél. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com