



La chirurgia oro-maxillofacciale è la nostra passione! Il nostro obiettivo è continuare a svilupparla assieme ai nostri clienti. Ogni giorno lavoriamo per mettere a punto prodotti e servizi innovativi, che soddisfano i massimi requisiti qualitativi e contribuiscono al benessere del paziente.

Indice

	Pagine
Caratteristiche del prodotto	4 - 5
Settori d'impiego 2.0 Mini	6
Panoramica dei materiali	7
Gamma di prodotti	8 - 65
■ Impianti	
■ Viti	8 - 13
■ Cranium	14 - 15
■ Midface	16 - 17
■ Mandible	18 - 21
■ Ortognatica	22 - 27
■ Placche universali per osteosintesi	28 - 41
■ Placche Mesh universali	42 - 43
■ Placche Rigid Blue	44 - 45
■ Midface - placche alternativi	46 - 47
■ Strumenti	48 - 55
■ Sistema di stoccaggio	56 - 65
■ Kit sterili	66 - 67
Indice	68 - 70

Caratteristica, Funzione e Beneficio







Con LevelOne, KLS Martin offre un sistema completo per l'osteosintesi con placche e viti. Una varietà chiara di impianti universalmente applicabili e specificamente progettati per l'uso copre svariati ambiti della chirurgia oro-maxillofacciale.

Il sistema di stoccaggio è composto da moduli base, moduli di stoccaggio e sistemi di stoccaggio per viti codificati per colore che, di volta in volta, possono essere riforniti singolarmente e combinati tra loro in base alle esigenze.

I chirurghi possono sempre scegliere tra moduli preconfigurati oppure comporre un proprio sistema. Le possibilità di configurazione sono illimitate.

LevelOne – un concetto armonioso, ormai imprescindibile per l'osteosintesi.

LevelOne – Impianti

	Caratteristica e funzione	Beneficio
Viti maxDrive® 	■ Guida predefinita autocentrante ■ Meccanismo di autoritenzione ■ Diverse versioni ■ Standard Ø 2,0 mm ■ Drill-Free Ø 2,0 mm ■ Viti ad angolo fisso Ø 2,0 mm ■ Emergenza Ø 2,3 mm	■ Semplice prelievo e avvitamento della vite ■ Possibilità di avvitamento in posizione angolata ■ Trasferimento diretto della forza dalla lama del cacciavite alla vite ■ Ampia gamma di viti per svariate opzioni d'impiego
Caricatori a clip e strumenti 	■ Clip per viti e strumenti codificati per colore	■ Identificazione semplice e rapida di impianti e strumenti correlati
Placche 	■ Svariati design delle placche ■ Geometrie delle placche universali ■ Design specifici degli impianti	■ Ampia copertura di svariati settori d'impiego
Sistema di stoccaggio 	■ Moduli di stoccaggio LevelOne a libera combinazione	■ Sistema di stoccaggio compatto per strumenti e impianti ■ Flessibilità e adattamento alle esigenze individuali dei clienti

LevelOne Fixation



Settori d'impiego

Il sistema LevelOne copre l'intero ventaglio di applicazioni nei possibili settori d'impiego del sistema 2.0 mm:

- Fratture mandibolari
- Fissaggio di innesti ossei
- Ricostruzione primaria e secondaria di difetti mandibolari
- Fratture in regioni del cranio con funzione portante



Panoramica dei materiali

		
	Selezione di placche	Viti
Materiali	 Titanio puro in qualità per impianti	 Lega di titanio in qualità per impianti Ti-6Al-4V
Norme	DIN ISO 5832-2 DIN 17850 ASTM F 67	DIN ISO 5832-3 DIN 17851 ASTM F 136a

Viti Mini 2.0 mm

maxDrive®  

Viti Mini Ø 2,0 mm autoritensive

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	2,0 x 4 mm	25-872-04-09	25-872-04-75	25-872-04-71
	2,0 x 5 mm	25-872-05-09	25-872-05-75	25-872-05-71
	2,0 x 6 mm	25-872-06-09	25-872-06-75	25-872-06-71
	2,0 x 7 mm	25-872-07-09	25-872-07-75	25-872-07-71
	2,0 x 9 mm	25-872-09-09	25-872-09-75	25-872-09-71
	2,0 x 11 mm	25-872-11-09	25-872-11-75	25-872-11-71
	2,0 x 13 mm	25-872-13-09	25-872-13-75	25-872-13-71
	2,0 x 15 mm	25-872-15-09	25-872-15-75	25-872-15-71
	2,0 x 17 mm	25-872-17-09	25-872-17-75	25-872-17-71
	2,0 x 19 mm	25-872-19-09		25-872-19-71

Viti a stabilità angolare Ø 2,0 mm autoritensive

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	2,0 x 5 mm	25-882-05-09	25-882-05-75	25-882-05-71
	2,0 x 7 mm	25-882-07-09	25-882-07-75	25-882-07-71
	2,0 x 9 mm	25-882-09-09	25-882-09-75	25-882-09-71
	2,0 x 11 mm	25-882-11-09	25-882-11-75	25-882-11-71
	2,0 x 13 mm	25-882-13-09	25-882-13-75	25-882-13-71
	2,0 x 15 mm	25-882-15-09	25-882-15-75	25-882-15-71
	2,0 x 17 mm	25-882-17-09	25-882-17-75	25-882-17-71
	2,0 x 19 mm	25-882-19-09	25-882-19-75	25-882-19-71

Viti d'emergenza Ø 2,3 mm autoritensive

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	2,3 x 4 mm	25-873-44-09	25-873-44-75	25-873-44-71
	2,3 x 5 mm	25-873-45-09	25-873-45-75	25-873-45-71
	2,3 x 7 mm	25-873-47-09	25-873-47-75	25-873-47-71
	2,3 x 9 mm	25-873-49-09		25-873-49-71

Viti Drill-Free Ø 2,0 mm autoritensive

	Ø x L (mm)	maxDrive® 5	STERILE R 5	STERILE R 1
	2,0 x 5 mm	25-879-05-09	25-879-05-75	25-879-05-71
	2,0 x 6 mm	25-879-06-09		25-879-06-71
	2,0 x 7 mm	25-879-07-09	25-879-07-75	25-879-07-71
	2,0 x 9 mm	25-879-09-09	25-879-09-75	25-879-09-71



Legenda icone

-  Lega di titanio
-  maxDrive®
-  Centre-Drive®
-  Unità per confezione
-  Impianti confezionati sterili

Centre-Drive®

Viti Mini Ø 2,0 mm autoritensive



Ø x L (mm)	Centre-Drive®	
2,0 x 4 mm	25-662-04-09	25-662-04-75
2,0 x 5 mm	25-662-05-09	25-662-05-75
2,0 x 7 mm	25-662-07-09	25-662-07-75
2,0 x 9 mm	25-662-09-09	25-662-09-75
2,0 x 11 mm	25-662-11-09	25-662-11-75
2,0 x 13 mm	25-662-13-09	25-662-13-75
2,0 x 15 mm	25-662-15-09	25-662-15-75
2,0 x 17 mm	25-662-17-09	25-662-17-75
2,0 x 19 mm	25-662-19-09	25-662-19-75

Viti d'emergenza Ø 2,3 mm autoritensive



Ø x L (mm)	Centre-Drive®	
2,3 x 5 mm	25-663-45-09	
2,3 x 7 mm	25-663-47-09	25-663-47-75
2,3 x 9 mm	25-663-49-09	25-663-49-75

Viti Drill-Free Ø 2,0 mm autoritensive



Ø x L (mm)	Centre-Drive®	
2,0 x 5 mm	25-669-05-09	25-669-05-75
2,0 x 7 mm	25-669-07-09	25-669-07-75

Viti MMF

Vite MMF maxDrive®

	Ø	Lunghezza filetto	Lunghezza totale	Codice art.		
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-08-09	Ti	5
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-08-72	Ti	2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-38-05	St	5
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-092-38-72	St	2
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-12-09	Ti	5
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-12-72	Ti	2
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-42-05	St	5
	2,0 mm	12 mm	16 mm	25-092-42-72	St	2

Vite MMF Amsterdam

	Ø	Lunghezza filetto	Lunghezza totale	Codice art.		
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-12-09	Ti	2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-12-72	Ti	2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-42-05	St	2
	2,0 mm	8 mm	12 mm	25-099-42-72	St	2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-14-09	Ti	2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-14-72	Ti	2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-44-05	St	2
	2,0 mm	10 mm	14 mm	25-099-44-72	St	2

MMF Amsterdam

Sviluppato in collaborazione con:

Dr. Bart van den Bergh, VU Amsterdam, Paesi Bassi



Legenda icone

-  Titanio
-  Acciaio inossidabile
-  Unità per confezione
-  maxDrive®
-  Centre-Drive®

STERILE R Impianti confezionati sterili

Vite MMF FAMI

(fissaggio e adattamento in lesioni mandibolari)

 	Ø	Lunghezza filetto	Lunghezza totale	Codice art.		
	2,0 mm	8 mm	10,4 mm	25-097-08-09		
	2,0 mm	8 mm	10,4 mm	25-097-08-75		


MMF FAMI –

sviluppato in collaborazione con:

- Lars Erikson D.D.S, Odont D. (Ph.D.), University of Lund, Svezia
- Dr. Dr. Rainer Fangmann, MSC, Wilhelmshaven, Germania
- PD Dr. Dr. R. Mischkowski, Städt. Klinikum Ludwigshafen, Germania


con caricatore clip

Sistema MMF Fast-Fix: Rondelle, strumenti e sistema di stoccaggio



25-095-90-09

Rondella MMF, modello Roma, corta



25-095-91-09

Rondella MMF, modello Roma, lunga



Nota:
Utilizzare in abbinamento con viti maxDrive® e Centre-Drive® di 2,0 mm



Legenda icone

- St** Acciaio inossidabile
- 1** Unità per confezione

Sistema MMF Fast-Fix

55-961-29-04		Modulo MMF da 2,0 mm completo, composto da:
55-962-48-04	1	Modulo MMF con guide rosse
55-963-47-04	1	Coperchio per modulo 2,0 mm MMF

		Set raccomandato
25-407-04-04	St 1	Impugnatura per cacciavite, separata
25-486-97-07	St 1	Lama maxDrive® 2,0 / 2,3 mm
22-500-11-07	St 1	Pinza per ritorcere fili TC
11-865-12-07	St 1	Forbici per tagliare filo metallico
39-311-20-07	St 1	Tamponatore



Per ulteriori informazioni consultare la brochure "Sistema MMF di fissaggio maxillomandibolare"

Impianti: Cranium



Traumi e lesioni del cranio possono provocare ristagno di sangue nel cervello, con conseguente aumento della pressione cerebrale. In tali casi si procede all'apertura della calotta cranica con l'ausilio di speciali frese cave per la rimozione dei fluidi accumulati.

Per la copertura finale dei fori praticati, proponiamo le nostre placche "Burr Hole Cover".



Legenda icone

- Ti** Titanio puro
-  Profilo placca
- 1** Unità per confezione
- STERILE IR** Impianti confezionati sterili




50-311-17-09 **Ti** **1**

50-311-17-71 **Ti** **1**

Ø 17 mm

piatta

 = 0,6 mm



50-311-27-09 **Ti** **1**

50-311-27-71 **Ti** **1**


Ø 17 mm

premodellata

 = 0,3 mm

Impianti: Midface

Mini-placche nasali



50-399-10-09  1
50-399-10-71  1

 = 0,6 mm



50-399-12-09  1
50-399-12-71  1

 = 0,6 mm



Legenda icone

- Ti Titanio puro
-  Profilo placca
- 1 Unità per confezione
- STERILE IR Impianti confezionati sterili

Placche orbitali



50-400-06-09 Ti 5
 50-400-06-91 Ti 1
 50-400-06-71 Ti 1
 = 0,6 mm



50-400-08-09 Ti 5
 50-400-08-91 Ti 1
 50-400-08-71 Ti 1
 = 0,6 mm



50-405-12-09 Ti 1
 50-405-12-71 Ti 1
 = 0,7 mm

Placche orbitali Champy



25-395-08-09 Ti 5
 25-395-08-91 Ti 1
 = 0,6 mm



25-395-10-09 Ti 5
 25-395-10-91 Ti 1
 = 0,6 mm



25-395-12-09 Ti 5
 25-395-12-91 Ti 1
 = 0,6 mm

Impianti: Mandible

Trapez-3D
Placche per fratture del condilo
della mandibola




25-285-10-91  

14 x 14,5 mm

 = 1,0 mm

Standard



25-283-15-91  

25-283-15-71  

14 x 14,5 mm

 = 1,0 mm

Bloccaggio



Legenda icone

- Ti Titanio puro
-  Profilo placca
- 1 Unità per confezione
- STERILE IR** Impianti confezionati sterili

Rhombus-3D Placche per fratture del condilo della mandibola



25-285-05-09 Ti 1

25-285-05-71 Ti 1

20 x 13 mm

 = 1,0 mm

Standard



25-283-05-09 Ti 1

25-283-05-71 Ti 1

20 x 13 mm

 = 1,0 mm

Bloccaggio

Placche per fratture temporo-mandibolari Magdeburg



25-380-04-09 Ti 5
 25-380-04-91 Ti 1
 25-380-04-71 Ti 1


= 1,0 mm



25-382-04-09 Ti 5
 25-382-04-91 Ti 1
 25-382-04-71 Ti 1

= 1,0 mm

Placche per fratture temporo-mandibolari a stabilità angolare



25-283-25-91 Ti 1
 25-283-25-71 Ti 1

26,5 x 16,1 mm, destra

= 1,0 mm



25-283-26-91 Ti 1
 25-283-26-71 Ti 1

26,5 x 16,1 mm, sinistra

= 1,0 mm

Placche per fratture temporo-mandibolari
a stabilità angolare



25-283-20-91 Ti 1

25-283-20-71 Ti 1

35 x 18,2 mm, destra

= 1,0 mm



25-283-21-91 Ti 1

25-283-21-71 Ti 1

35 x 18,2 mm, sinistra

= 1,0 mm



25-288-08-09 Ti 1

21,4 x 32,5 mm, destra

= 1,0 mm




25-289-08-09 Ti 1

21,4 x 32,5 mm, sinistra

= 1,0 mm

Impianti: Ortognatica

Placche a traslazione BSSO



25-401-39-09 **Ti** 1

Elemento scorrevole

 = 1,0 mm

per il fissaggio con viti standard
(senza angolo fisso, 2,0 / 2,3 mm)

1/1



25-401-36-09 **Ti** 1

 = 1,0 mm

con scala graduata di 1 mm



25-401-37-09 **Ti** 1

 = 1,0 mm

con scala graduata di 1 mm



25-401-38-09 **Ti** 1

 = 1,0 mm

con scala graduata di 1 mm




Legenda icone


- Ti** Titanio puro
-  Profilo placca
- 1** Unità per confezione
- STERILE IR** Impianti confezionati sterili

Placche BSSO, doppia fila

Rhombus-3D Placca per fratture temporo-mandibolari



25-394-34-09 **Ti** **1**
 = 1,0 mm
 con scala graduata di 1 mm



25-395-34-09 **Ti** **1**
 = 1,0 mm
 con scala graduata di 1 mm




25-401-43-09 **Ti** **1**
 destra
 = 1,2 mm




25-401-44-09 **Ti** **1**
 sinistra
 = 1,2 mm

per il fissaggio con viti ad angolo fisso (ThreadLock TS, 2,0 / 2,3 mm)
 o in alternativa viti standard (senza angolo fisso, 2,0 / 2,3 mm)


Champy-Arnhem




Placca angolare mandibola con fori di scorrimento



Placca BSSO, "Colonia"

Placca con guida	$\frac{1}{1}$ 	
25-401-30-09   25-401-30-71    = 0,8 mm  $\frac{1}{2}$	30 mm	11 mm
25-401-35-09   25-401-35-71    = 0,8 mm  $\frac{1}{2}$	35 mm	16 mm
25-401-40-09   25-401-40-71    = 0,8 mm  $\frac{1}{2}$	40 mm	21 mm

Placche per mento



1/1



50-300-02-09 **Ti** 5

50-300-02-91 **Ti** 1

50-300-02-71 **Ti** 1

2 mm

± = 0,6 mm



50-300-04-09 **Ti** 5

50-300-04-91 **Ti** 1

50-300-04-71 **Ti** 1

4 mm

± = 0,6 mm



50-300-06-09 **Ti** 5

50-300-06-91 **Ti** 1

50-300-06-71 **Ti** 1

6 mm

± = 0,6 mm



50-300-08-09 **Ti** 5

50-300-08-91 **Ti** 1

50-300-08-71 **Ti** 1

8 mm

± = 0,6 mm

1/1



50-300-10-09 **Ti** 5

50-300-10-91 **Ti** 1

50-300-10-71 **Ti** 1

10 mm

± = 0,6 mm



50-300-12-91 **Ti** 1

50-300-12-71 **Ti** 1

12 mm

± = 0,6 mm




50-300-14-91 **Ti** 1

50-300-14-71 **Ti** 1

14 mm

± = 0,6 mm

Placche per mento Mini



1/1



50-303-02-09 **Ti** 1

2 mm

± = 0,6 mm



50-303-03-09 **Ti** 1

3 mm

± = 0,6 mm



50-303-04-09 **Ti** 1

4 mm

± = 0,6 mm



50-303-05-09 **Ti** 1

5 mm

± = 0,6 mm

1/1



50-303-06-09 **Ti** 1

6 mm

± = 0,6 mm



50-303-07-09 **Ti** 1

7 mm

± = 0,6 mm



50-303-08-09 **Ti** 1

8 mm

± = 0,6 mm



50-303-09-09 **Ti** 1

9 mm

± = 0,6 mm

Mascella

con scala graduata di 1 mm

Per ulteriori dettagli consultare l'opuscolo
sistema ortognatico Arnett FAB"

$\frac{1}{1}$



25-399-26-09 Ti 1

25-399-26-71 Ti 1

$\phi = 0,8 \text{ mm}$

25-399-26-89 Al 1



25-399-32-09 Ti 1

25-399-32-71 Ti 1

$\phi = 0,8 \text{ mm}$

25-399-32-89 Al 1



25-399-37-09 Ti 1

25-399-37-71 Ti 1

$\phi = 1,0 \text{ mm}$

25-399-37-89 Al 1

$\frac{1}{1}$



25-397-27-09 Ti 1

25-397-27-71 Ti 1

$\phi = 0,8 \text{ mm}$

25-397-27-89 Al 1



25-397-31-09 Ti 1

25-397-31-71 Ti 1

$\phi = 0,8 \text{ mm}$

25-397-31-89 Al 1



25-397-35-09 Ti 1

25-397-35-71 Ti 1

$\phi = 0,8 \text{ mm}$

25-397-35-89 Al 1



25-397-39-09 Ti 1

25-397-39-71 Ti 1

$\phi = 1,0 \text{ mm}$

25-397-39-89 Al 1

$\frac{1}{1}$



25-398-27-09 Ti 1

25-398-27-71 Ti 1

$\phi = 0,8 \text{ mm}$

25-398-27-89 Al 1



25-398-31-09 Ti 1

25-398-31-71 Ti 1

$\phi = 0,8 \text{ mm}$

25-398-31-89 Al 1



25-398-35-09 Ti 1

25-398-35-71 Ti 1

$\phi = 0,8 \text{ mm}$

25-398-35-89 Al 1



25-398-39-09 Ti 1

25-398-39-71 Ti 1

$\phi = 1,0 \text{ mm}$

25-398-39-89 Al 1

Mandibola

con scala graduata di 1 mm

1/1



25-396-29-09 Ti 1

25-396-29-71 Ti 1

± = 1,0 mm

25-396-29-89 Al 1



25-396-34-09 Ti 1

25-396-34-71 Ti 1

± = 1,0 mm

25-396-34-89 Al 1



25-396-39-09 Ti 1

25-396-39-71 Ti 1

± = 1,0 mm

25-396-39-89 Al 1



25-396-44-09 Ti 1

25-396-44-71 Ti 1

± = 1,0 mm

25-396-44-89 Al 1



25-396-56-09 Ti 1

25-396-56-71 Ti 1

± = 1,0 mm

25-396-56-89 Al 1

Placche per mento

1/1



50-304-02-09 Ti 1

50-304-02-71 Ti 1

2 mm

± = 0,8 mm



50-304-03-09 Ti 1

50-304-03-71 Ti 1

3 mm

± = 0,8 mm




50-304-04-09 Ti 1

50-304-04-71 Ti 1

4 mm

± = 0,8 mm



1/1



50-304-06-09 Ti 1

50-304-06-71 Ti 1

6 mm

± = 0,8 mm



50-304-08-09 Ti 1

50-304-08-71 Ti 1

8 mm

± = 0,8 mm



50-304-10-09 Ti 1

50-304-10-71 Ti 1

10 mm

± = 0,8 mm

Impianti: Placche universali per osteosintesi



Standard
25-551-02-09 Ti 5
25-551-02-91 Ti 1
25-551-02-71 Ti 1
⌀ = 1,0 mm



25-550-04-09 Ti 5
25-550-04-91 Ti 1
25-550-04-71 Ti 1
⌀ = 1,0 mm



25-551-04-09 Ti 5
25-551-04-91 Ti 1
25-551-04-71 Ti 1
⌀ = 1,0 mm



25-552-04-09 Ti 5
25-552-04-91 Ti 1
25-552-04-71 Ti 1
⌀ = 1,0 mm

Basso profilo 50-362-02-09 Ti 5
50-362-02-91 Ti 1
50-362-02-71 Ti 1
⌀ = 0,6 mm

50-360-04-09 Ti 5
50-360-04-91 Ti 1
50-360-04-71 Ti 1
⌀ = 0,6 mm

50-362-04-09 Ti 5
50-362-04-91 Ti 1
50-362-04-71 Ti 1
⌀ = 0,6 mm

50-364-04-09 Ti 5
50-364-04-91 Ti 1
50-364-04-71 Ti 1
⌀ = 0,6 mm

25-550-04-89 Al 1

25-551-04-89 Al 1

25-552-04-89 Al 1



Legenda icone

- Ti** Titanio puro
-  Profilo placca
- 1** Unità per confezione
- STERILE IR** Impianti confezionati sterili



Standard

25-550-06-09 **Ti** 5
 25-550-06-91 **Ti** 1
 25-550-06-71 **Ti** 1

 = 1,0 mm



25-552-06-09 **Ti** 5
 25-552-06-91 **Ti** 1
 25-552-06-71 **Ti** 1

 = 1,0 mm



25-550-08-09 **Ti** 5
 25-550-08-91 **Ti** 1
 25-550-08-71 **Ti** 1

 = 1,0 mm

Basso profilo

50-366-06-09 **Ti** 5
 50-366-06-91 **Ti** 1
 50-366-06-71 **Ti** 1

 = 0,6 mm

50-368-06-09 **Ti** 5
 50-368-06-91 **Ti** 1
 50-368-06-71 **Ti** 1

 = 0,6 mm



50-370-08-09 **Ti** 5
 50-370-08-91 **Ti** 1
 50-370-08-71 **Ti** 1

 = 0,6 mm

25-550-06-89 **Al** 1

25-552-06-89 **Al** 1

25-550-08-89 **Al** 1



1/1



Standard

25-565-04-09 Ti 5
 25-565-04-91 Ti 1
 25-565-04-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-567-04-09 Ti 5
 25-567-04-91 Ti 1
 25-567-04-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-574-05-09 Ti 5
 25-574-05-91 Ti 1
 25-574-05-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-575-05-09 Ti 5
 25-575-05-91 Ti 1
 25-575-05-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm

Basso profilo

50-379-04-09 Ti 5
 50-379-04-91 Ti 1
 50-379-04-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

25-567-04-89 Al 1

50-381-04-09 Ti 5
 50-381-04-91 Ti 1
 50-381-04-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

25-567-04-89 Al 1

50-380-05-09 Ti 5
 50-380-05-91 Ti 1
 50-380-05-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

⌀ = 0,6 mm

50-382-05-09 Ti 5
 50-382-05-91 Ti 1
 50-382-05-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

⌀ = 0,6 mm

1/1



Standard

25-576-06-09 Ti 5
 25-576-06-91 Ti 1
 25-576-06-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-577-06-09 Ti 5
 25-577-06-91 Ti 1
 25-577-06-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm

⌀ = 1,0 mm



25-578-06-09 Ti 5
 25-578-06-91 Ti 1
 25-578-06-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm

⌀ = 1,0 mm



25-579-06-09 Ti 5
 25-579-06-91 Ti 1
 25-579-06-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm

⌀ = 1,0 mm

Basso profilo

50-401-06-09 Ti 5
 50-401-06-91 Ti 1
 50-401-06-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

⌀ = 0,6 mm

50-402-06-09 Ti 5
 50-402-06-91 Ti 1
 50-402-06-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

⌀ = 0,6 mm

50-403-06-91 Ti 1
 50-403-06-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

⌀ = 0,6 mm

50-404-06-91 Ti 1
 50-404-06-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

⌀ = 0,6 mm

1/1



Standard

25-568-04-09 Ti 5
 25-568-04-91 Ti 1
 25-568-04-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-568-06-91 Ti 1
 25-568-06-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



Basso profilo 50-384-04-91 Ti 1

⌀ = 0,5 mm

50-389-06-91 Ti 1
 50-389-06-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

50-392-05-91 Ti 1
 50-392-05-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

1/1




Standard


25-560-06-09 Ti 5
 25-560-06-91 Ti 1
 25-560-06-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-561-05-09 Ti 5
 25-561-05-91 Ti 1
 25-561-05-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-562-05-09 Ti 5
 25-562-05-91 Ti 1
 25-562-05-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-563-05-09 Ti 5
 25-563-05-91 Ti 1
 25-563-05-71 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm

Basso profilo 50-386-06-09 Ti 5

50-386-06-91 Ti 1
 50-386-06-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

50-386-05-09 Ti 5

50-386-05-91 Ti 1
 50-386-05-71 Ti 1
 ⌀ = 0,6 mm

25-560-06-89 Al 1

1/1



Standard

25-553-05-09 Ti 5
25-553-05-91 Ti 1
25-553-05-71 Ti 1

= 1,0 mm

Basso profilo

50-390-05-09 Ti 5
50-390-05-91 Ti 1
50-390-05-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-553-05-89 Al 1



25-554-04-09 Ti 5
25-554-04-91 Ti 1
25-554-04-71 Ti 1

= 1,0 mm

50-391-05-09 Ti 5
50-391-05-91 Ti 1
50-391-05-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-554-04-89 Al 1

1/1



Standard

25-573-06-09 Ti 5
25-573-06-91 Ti 1
25-573-06-71 Ti 1

= 1,0 mm

Basso profilo

50-396-06-09 Ti 5
50-396-06-91 Ti 1
50-396-06-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-573-06-89 Al 1




25-570-06-09 Ti 5
25-570-06-91 Ti 1
25-570-06-71 Ti 1

= 1,0 mm

50-397-06-09 Ti 5
50-397-06-91 Ti 1
50-397-06-71 Ti 1

= 0,6 mm

25-570-06-89 Al 1



50-381-05-09 Ti 1
 50-381-05-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm



50-383-05-09 Ti 1
 50-383-05-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm




50-405-07-09 Ti 1
 50-405-07-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm



50-407-07-09 Ti 1
 50-407-07-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm



50-405-09-09 Ti 1
 50-405-09-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm



50-407-09-09 Ti 1
 50-407-09-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm



50-405-08-09 Ti 1
 50-405-08-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm



50-406-08-09 Ti 1
 50-406-08-71 Ti 1
 Ø = 0,7 mm

Placche di compressione





50-410-04-09 Ti 5
 50-410-04-91 Ti 1
 50-410-04-71 Ti 1
 Ø = 1,0 mm



50-410-05-91 Ti 1
 50-410-05-71 Ti 1
 Ø = 1,0 mm



50-412-05-09 Ti 5
 50-412-05-91 Ti 1
 50-412-05-71 Ti 1
 Ø = 1,0 mm



1/1



25-350-04-09 Ti 5
 25-350-04-91 Ti 1
 = 1,0 mm



25-351-04-09 Ti 5
 25-351-04-91 Ti 1
 = 1,0 mm



25-352-04-09 Ti 5
 25-352-04-91 Ti 1
 = 1,0 mm



25-350-06-09 Ti 5
 25-350-06-91 Ti 1
 = 1,0 mm

1/1



25-352-06-09 Ti 5
 25-352-06-91 Ti 1
 = 1,0 mm



25-350-08-09 Ti 5
 25-350-08-91 Ti 1
 = 1,0 mm



25-350-16-09 Ti 5
 25-350-16-91 Ti 1
 = 1,0 mm



25-351-16-09 Ti 5
 25-351-16-91 Ti 1
 = 0,8 mm



25-352-05-09 **Ti** 5
 25-352-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-353-05-09 **Ti** 5
 25-353-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-354-04-09 **Ti** 5
 25-354-04-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-355-05-09 **Ti** 5
 25-355-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-356-04-09 **Ti** 5
 25-356-04-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-357-04-09 **Ti** 5
 25-357-04-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-358-06-09 **Ti** 5
 25-358-06-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-359-06-09 **Ti** 5
 25-359-06-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-360-06-09 **Ti** 5
 25-360-06-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-361-05-09 **Ti** 5
 25-361-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-362-05-09 **Ti** 5
 25-362-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-363-05-09 **Ti** 5
 25-363-05-91 **Ti** 1
 ⌀ = 1,0 mm

1/1



25-368-04-09 Ti 5

25-368-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-370-06-09 Ti 5

25-370-06-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-371-06-09 Ti 5

25-371-06-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-372-04-09 Ti 5

25-372-04-91 Ti 1

= 1,0 mm

1/1



25-364-04-09 Ti 5

25-364-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-366-04-09 Ti 5

25-366-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-365-04-09 Ti 5

25-365-04-91 Ti 1


= 1,0 mm



25-367-04-09 Ti 5

25-367-04-91 Ti 1

= 1,0 mm



25-374-04-09 Ti 5
 25-374-04-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-376-04-09 Ti 5
 25-376-04-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-375-04-09 Ti 5
 25-375-04-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-377-04-09 Ti 5
 25-377-04-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-374-07-09 Ti 5
 25-374-07-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm



25-376-07-09 Ti 5
 25-376-07-91 Ti 1
 ⌀ = 1,0 mm

1/1



25-400-06-09 Ti 2
 25-400-06-91 Ti 1
 25-400-06-71 Ti 1

60 mm

= 1,4 mm



25-400-09-09 Ti 2
 25-400-09-91 Ti 1
 25-400-09-71 Ti 1

90 mm

= 1,4 mm



25-400-12-09 Ti 2
 25-400-12-91 Ti 1
 25-400-12-71 Ti 1

120 mm

= 1,4 mm



25-400-15-09 Ti 2
 25-400-15-91 Ti 1
 25-400-15-71 Ti 1

150 mm

= 1,4 mm



25-400-18-09  2
25-400-18-91  1
25-400-18-71  1

180 mm
 = 1,4 mm



25-400-21-09  2
25-400-21-91  1
25-400-21-71  1

210 mm
 = 1,4 mm



25-400-24-09  2
25-400-24-91  1

240 mm
 = 1,4 mm


Impianti: Placche Mesh universali



25-006-02-09  1

25-006-02-71  1


 = 0,6 mm



25-006-09-09  1

25-006-09-71  1

 = 0,6 mm



Legenda icone

-  Titanio puro
-  Profilo placca
-  Unità per confezione
- STERILE IR** Impianti confezionati sterili

1/1



25-020-03-09  
 25-020-03-71  
 = 0,6 mm




25-020-04-09  
 25-020-04-71  
 = 0,6 mm



25-020-06-09  
 25-020-06-71  
 = 0,6 mm



25-020-08-09  
 25-020-08-71  
 = 0,6 mm




25-020-24-09  
 25-020-24-71  
 = 0,6 mm


1/1




25-024-04-09  
 25-024-04-71  
 = 0,6 mm



25-024-06-09  
 25-024-06-71  
 = 0,6 mm



25-024-16-09  
 25-024-16-71  
 = 0,6 mm



25-024-24-09  
 25-024-24-71  
 = 0,6 mm



25-022-04-09  
 25-022-04-71  
 = 0,6 mm



25-022-08-09  
 25-022-08-71  
 = 0,6 mm

Impianti: Placche Rigid Blue

Una serie di placche Mini e di placche Mesh utilizzando viti da 2,0 e 2,3 mm. Queste placche sono realizzate in lega di titanio ad alta resistenza (Ti-6AL-4V ASTM F136a) per garantire alta stabilità, peso leggero e profilo piatto.

Le placche possono essere utilizzate con viti Centre Drive® e maxDrive® in osteosintesi monocorticale senza compressione.

Le placche Rigid Blue sono riconoscibili dalla superficie blu anodizzata.

$\frac{1}{1}$



50-321-04-09 1

50-321-04-71 1

= 1,0 mm



50-322-04-09 1

50-322-04-71 1

= 1,0 mm



50-320-08-09 1

50-320-08-71 1

= 1,0 mm



50-406-17-09 1

50-406-17-71 1

= 1,0 mm



Legenda icone

- Ti** Lega di titanio
-  Profilo placca
- 1** Unità per confezione
- STERILE IR** Impianti confezionati sterili

$\frac{1}{1}$



50-330-04-09 **Ti** **1**

 = 1,0 mm



50-330-06-09 **Ti** **1**

50-330-06-71 **Ti** **1**

 = 1,0 mm



50-331-06-09 **Ti** **1**

50-331-06-71 **Ti** **1**

 = 1,0 mm



50-332-06-09 **Ti** **1**

50-332-06-71 **Ti** **1**

 = 1,0 mm



25-022-28-09 **Ti** **1**

 = 1,0 mm

Impianti: placche alternative per il trattamento delle fratture del viso medio



1/4

50-735-04-09 Ti 1

Ø = 1,0 mm

con scala graduata di 1 mm



50-735-14-09 Ti 1

Ø = 1,0 mm

con scala graduata di 1 mm



50-735-24-09 Ti 1

Ø = 1,0 mm

con scala graduata di 1 mm



1/4

50-735-34-09 Ti 1

Ø = 1,0 mm

con scala graduata di 1 mm



50-735-36-09 Ti 1

Ø = 1,0 mm

con scala graduata di 1 mm



Legenda icone

-  Titanio puro
-  Profilo placca
-  1 Unità per confezione



$\frac{1}{1}$

50-740-05-09  
 = 1,0 mm




100°

50-741-05-09  
 = 1,0 mm



100°

50-740-09-09  
 = 1,0 mm



100°

50-741-09-09  
 = 1,0 mm



$\frac{1}{1}$

50-742-04-09  
 = 1,0 mm



50-743-04-09  
 = 1,0 mm



50-756-05-09  
 = 1,0 mm



50-756-07-09  
 = 1,0 mm



50-757-07-09  
 = 1,0 mm

Strumenti: Cacciaviti e lame

Cacciaviti e lame

Centre-Drive®

maxDrive®






Lame adatte per		Lun- ghezza	25-402-99-07*	25-407-03-04 ribassato	25-407-04-04* ribassato	25-407-05-04*	25-406-99-07	50-425-05-07* rigido, ribassato	25-410-00-07 A cricco	25-411-00-07* A cricco, ribassato
25-434-98-07	 2,0/2,3 mm	80 mm	x							
25-540-98-07	 2,0/2,3 mm	94 mm		x	x	x	x	x	x	x
25-491-97-07	 2,0/2,3 mm	80 mm	x							
25-486-97-07	 2,0/2,3 mm	80 mm		x	x	x	x	x	x	x
25-486-98-07	 2,0/2,3 mm	94 mm		x	x	x	x	x	x	x
25-480-20-07	2,0/2,3 mm	103 mm		x	x	x	x	x	x	x

* Per lo stoccaggio nei moduli LevelOne



Legenda icone

- St** Acciaio inossidabile
-  maxDrive®
-  Centre-Drive®

Clip di misurazione



25-650-03-04
Clip di misurazione
per lunghezza vite, rosso



25-651-01-04
Clip di misurazione
per diametro vite



25-542-17-07  2,0/2,3 mm
Cacciavite, rigido, non smontabile



25-486-17-07  2,0/2,3 mm
Cacciavite, rigido, non smontabile




25-422-20-07  2,0 mm
25-424-20-07  2,0 mm
Cacciavite Bone Graft



25-480-20-07 **St** 2,0/2,3 mm
Boccola di tenuta per l'espianto di viti

Strumenti: Frese

Frese				
	Connessione J			
	Ø x L (mm)	Arresto (mm)	STERILE R	
	1,5 x 50 mm	5	25-449-05-07	5
	1,5 x 50 mm	5	25-449-05-91	1
	1,5 x 50 mm	5	25-449-05-71	1
	1,5 x 50 mm	7	25-449-07-07	5
	1,5 x 50 mm	7	25-449-07-91	1
	1,5 x 50 mm	7	25-449-07-71	1
	1,5 x 50 mm	9	25-449-09-07	5
	1,5 x 50 mm	9	25-449-09-91	1
	1,5 x 50 mm	9	25-449-09-71	1
	1,5 x 50 mm	11	25-449-11-07	5
	1,5 x 50 mm	11	25-449-11-91	1
	1,5 x 50 mm	21	25-449-16-07	5
	1,5 x 50 mm	21	25-449-16-91	1
	1,5 x 50 mm	21	25-449-16-71	1
	1,5 x 70 mm	10	25-458-16-07	5
	1,5 x 70 mm	10	25-458-16-91	1
	1,5 x 70 mm	–	25-461-16-07	5
	1,5 x 70 mm	–	25-461-16-71	1
	1,5 x 70 mm	–	25-461-16-91	1
	1,5 x 105 mm	5	50-515-05-07	1
	1,5 x 115 mm	–	25-469-11-07	1
	1,5 x 115 mm	–	25-469-11-71	1




Legenda icone

-  Acciaio inossidabile
-  Connessione J
-  Attacco dentale
-  Unità per confezione
-  Impianti confezionati sterili

Frese

 	Attacco dentale			
	Ø x L (mm)	Arresto (mm)		
	1,5 x 34 mm	19	50-924-00-07	
	1,5 x 20 mm	7	50-924-07-07	
	1,5 x 22 mm	9	50-924-09-07	
	1,5 x 45 mm	5	25-459-05-07	
	1,5 x 45 mm	7	25-459-07-07	
	1,5 x 45 mm	15	25-459-15-07	


Strumenti



25-496-15-09 **Ti** 1
15 cm / 6"
Pinza di presa per placche



25-441-18-07 **St** 1
18 cm / 7 1/4"
Pinza di presa per placche, curva



Lindorf
25-435-20-07 **St** 1
Mini
16 cm / 6 1/4"
Strumento di tenuta per placche




Lindorf
25-435-25-07 **St** 1
Champy
16 cm / 6 1/4"
Strumento di tenuta per placche



Legenda icone

- St** Acciaio inossidabile
- Ti** Lega di titanio
- 1** Unità per confezione



50-502-10-07 **St** **1**

16 cm / 6 1/4"

Pinza multifunzione per i sistemi 1.0/1.5/2.0 con funzioni di piegatura 3D, piegatura 90° e taglio

50-502-98-07 **St** **1**

Set di lame di taglio di ricambio per 50-502-10-07



50-502-11-07 **St** **1**

20 cm / 8"

Pinza per taglio impianti per i sistemi 1.0/1.5/2.0

50-502-99-07 **St** **1**

Set lame di taglio di ricambio per 50-502-11-07

Strumenti




25-516-13-07 **St 1**
13 cm / 5 1/4"
Pinza per modellare



25-510-12-07 **St 1**
Mini
12 cm / 4 1/4"
Pinza piega-placche sistema Mini KLS Martin




25-416-15-07 **St 1**
Champy
15 cm / 6"
Pinza piega-placche sistema Champy



50-501-40-07 **St 1**
17 cm / 6 1/2"
Misuratore di profondità



25-420-18-07 **St 1 TC GOLD**
18 cm / 7"
Pinza taglia-placche



50-325-01-07 **St 1**
15 cm / 6"
Pinza di riduzione frattura



1/2



25-471-15-07
Trocar




25-471-20-07
Guida di foratura

25-471-00-07 St 1


20 cm / 8"

Sistema transbuccale per viti da 2,0 e 2,3 mm, completo
(incl. trocar e guida di foratura)

1/2



1/2



25-474-00-01 St 1

Strumento di completamento per interventi transbuccali,
set completo

Sistema di stoccaggio: Impianti



55-961-06-04

Modulo 2.0 mm Mini completo, senza impianti

Modulo 2.0 mm Mini

55-961-06-04	Modulo 2.0 mm Mini completo composto da:
55-962-03-04	Modulo inserto con guide rosse
55-963-06-04	Coperchio per modulo 2.0 mm Mini
55-964-05-04	Inserto per 2.0 mm Mini universale
55-964-03-04	Inserto per 2.0 mm Mini traumatologia

L'inserto 55-964-05-04 è progettato per i seguenti impianti:

25-550-04-09	Placca Mini, 4 fori, diritta
25-550-08-09	Placca Mini, 8 fori, diritta
25-552-04-09	Placca Mini, 4 fori, diritta, lunga
50-368-16-09	Placca Mini, 16 fori, 0,6 mm, diritta
50-375-04-09	Placca Mini, 4 fori, forma a L, destra, media, 0,6 mm
50-377-04-09	Placca Mini, 4 fori, forma a L, sinistra, media, 0,6 mm
50-379-04-09	Placca Mini, 4 fori, forma a L, destra, lunga, 0,6 mm
50-381-04-09	Placca Mini, 4 fori, forma a L, sinistra, lunga, 0,6 mm
50-386-06-09	Placca Mini, 6 fori, forma a T, 0,6 mm
50-390-05-09	Placca Mini, 5 fori, forma a Y, corta, 0,6 mm
50-396-06-09	Placca Mini, 6 fori, forma a doppia Y, corta, 0,6 mm
50-408-04-09	Placca Mini, 4 fori, forma a Z, sinistra, 100°, lunga, 0,6 mm
50-409-04-09	Placca Mini, 4 fori, forma a Z, destra, 100°, lunga, 0,6 mm

L'inserto 55-964-03-04 è progettato per i seguenti impianti:

50-381-05-09	Placca Mini, 5 fori, forma a L, destra, lunga
50-383-05-09	Placca Mini, 5 fori, forma a L, sinistra, lunga
50-405-07-09	Placca Mini, 7 fori, forma a L, destra, 100°
50-405-08-09	Placca Mini, 8 fori, forma a Y, 0,7 mm
50-405-09-09	Placca Mini, 9 fori, forma a L, destra
50-405-12-09	Placca Mini orbitale, 12 fori, 0,7 mm
50-405-17-09	Placca Mini, 20 fori, diritta
50-406-08-09	Placca Mini, 8 fori, forma a doppia Y, 0,7 mm
50-407-07-09	Placca Mini, 7 fori, forma a L, sinistra, 100°
50-407-09-09	Placca Mini, 9 fori, forma a L, sinistra



55-962-13-04

Modulo di stoccaggio 2.0 mm senza coperchio, senza contenuto

55-963-09-04

Coperchio



55-962-23-04

Modulo di stoccaggio viti 2.0 mm senza coperchio



55-962-33-04

Modulo inserto doppio

55-963-08-04

Coperchio

Sistema di stoccaggio: Impianti



55-961-07-04

Modulo 2.0 mm Champy completo, senza impianti

Modulo 2.0 mm Champy

55-961-07-04	Modulo Champy completo composto da:
55-962-03-04	Modulo inserto con guide rosse
55-963-07-04	Coperchio per modulo 2.0 mm Champy
55-964-18-04	Inserto per modulo 2.0 mm Champy
55-964-17-04	Inserto universale
	L'inserto 55-964-18-04 è progettato per i seguenti impianti:
25-350-04-09	Placca Champy, 4 fori, diritta, corta
25-350-06-09	Placca Champy, 6 fori, diritta, corta
25-350-08-09	Placca Champy, 8 fori, diritta
25-351-04-09	Placca Champy, 4 fori, diritta, corta
25-352-04-09	Placca Champy, 4 fori, diritta, lunga
25-352-05-09	Placca Champy, forma a Y, 5 fori, lunga
25-352-06-09	Placca Champy, 6 fori, diritta, lunga
25-356-04-09	Placca Champy, forma a T, 2 x 2 fori, corta
25-357-04-09	Placca Champy, forma a T, 2 x 2 fori, lunga
25-360-06-09	Placca Champy, forma a T, 3 x 3 fori, corta
25-364-04-09	Placca Champy, forma a L, 4 fori, corta, destra
25-365-04-09	Placca Champy, forma a L, 4 fori, lunga, destra
25-366-04-09	Placca Champy, forma a L, 4 fori, corta, sinistra
25-367-04-09	Placca Champy, forma a L, 4 fori, lunga, sinistra
25-368-04-09	Placca Champy, forma a H, 6 fori
25-395-08-09	Placca orbitale Champy, 8 fori



55-962-13-04

Modulo di stoccaggio 2.0 mm senza coperchio, senza contenuto

55-963-09-04

Coperchio




55-962-23-04

Modulo di stoccaggio viti 2.0 mm senza coperchio

55-963-08-04

Coperchio



55-962-13-04

Modulo di stoccaggio senza coperchio

Sistema di stoccaggio: Impianti



55-961-32-04

Modulo 2.0 mm Arnett FAB completo, senza impianti

Modulo 2.0 mm Arnett FAB

55-961-32-04	Modulo Arnett completo composto da:
55-962-03-04	Modulo inserto con guide rosse
55-963-52-04	Coperchio per modulo Arnett
55-964-69-04	Inserto per placche Arnett "tipo 1"
55-964-80-04	Inserto per placche Arnett "tipo 2"
	L'inserto 55-964-69-04 è progettato per i seguenti impianti:
25-396-29-09	Placca Arnett, 4 fori, diritta, piccola
25-396-34-09	Placca Arnett, 4 fori, diritta, media
25-396-39-09	Placca Arnett, 4 fori, diritta, grande
25-396-44-09	Placca Arnett, 4 fori, diritta, XL
25-396-56-09	Placca Arnett, 6 fori, diritta, grande
25-399-26-09	Placca Arnett, forma a T, 0,8 mm, piccola
25-399-32-09	Placca Arnett, forma a T, 0,8 mm, media
25-399-37-09	Placca Arnett, forma a T, 1,0 mm, grande
50-304-02-09	Placca Arnett per mento, 2 mm
50-304-03-09	Placca Arnett per mento, 3 mm
50-304-04-09	Placca Arnett per mento, 4 mm
50-304-06-09	Placca Arnett per mento, 6 mm
50-304-08-09	Placca Arnett per mento, 8 mm
50-304-10-09	Placca Arnett per mento, 10 mm
	L'inserto 55-964-80-04 è progettato per i seguenti impianti:
25-397-27-09	Placca Arnett, forma a L, 0,8 mm, piccola
25-397-31-09	Placca Arnett, forma a L, 0,8 mm, media
25-397-35-09	Placca Arnett, forma a L, 0,8 mm, grande
25-397-39-09	Placca Arnett, forma a L, 1,0 mm, XL
25-398-27-09	Placca Arnett, forma a C, 0,8 mm, piccola
25-398-31-09	Placca Arnett, forma a C, 0,8 mm, media
25-398-35-09	Placca Arnett, forma a C, 0,8 mm, grande
25-398-39-09	Placca Arnett, forma a C, 1,0 mm, XL



55-962-23-04
Modulo di stoccaggio viti 2.0 mm senza coperchio



55-962-33-04
Modulo inserto doppio


55-963-08-04
Coperchio

Sistema di stoccaggio: Strumenti




55-969-26-04

Modulo di stoccaggio Multi*, preconfigurato, con coperchio, senza strumenti
24 x 13 cm



55-969-16-04

Modulo senza scomparti, con coperchio, senza tappetino in silicone
24 x 13 cm



55-969-14-04

Modulo senza scomparti, con coperchio, senza tappetino in silicone
24 x 24 cm



Figura: possibile combinazione con Sistema 2.3 Frattura e Ricostruzione

Modulo per strumenti		
55-969-16-04	24 x 13 cm	Modulo senza scomparti, con coperchio
55-969-14-04	24 x 24 cm	Modulo senza scomparti, con coperchio
55-969-26-04	24 x 13 cm	Multi*, preconfigurato, con coperchio
Componenti singoli		
55-964-15-04	24 x 13 cm	Modulo senza scomparti, senza coperchio
55-964-30-04	24 x 24 cm	Modulo senza scomparti, senza coperchio
55-969-15-04	24 x 13 cm	Multi*, preconfigurato, senza coperchio
55-969-47-04	24 x 13 cm	Basic*, preconfigurato, senza coperchio
55-969-30-04	24 x 24 cm	Multi*, preconfigurato, senza coperchio
55-969-49-04	24 x 24 cm	Basic*, preconfigurato, senza coperchio
55-963-15-04	24 x 13 cm	Coperchio multi
55-963-16-04	24 x 13 cm	Coperchio basic
55-963-30-04	24 x 24 cm	Coperchio
55-969-94-04	24 x 13 cm	Tappetino in silicone per 55-969-16-04
55-969-93-04	24 x 24 cm	Tappetino in silicone per 55-969-14-04
Clip per moduli		
55-969-98-04		per l'alloggiamento di 3 rack, sinistra
55-969-99-04		per l'alloggiamento di 3 rack, destra

* Multi = Modulo di stoccaggio concepito per strumenti multifunzione LevelOne

* Basic = Modulo di stoccaggio concepito per strumenti convenzionali

Sistema di stoccaggio: Suggerimenti per le composizioni

Suggerimenti per le composizioni



55-969-26-04	Vassoio portastrumenti Multi, preconfigurato, 24 x 13 cm progettato per:
25-402-99-07	② Impugnatura cacciavite, media
25-406-99-07	② Impugnatura cacciavite, grande
25-435-10-07	① Strumento di tenuta placche Lindorf da 1,0 mm
25-435-15-07	① oppure strumento di tenuta placche Lindorf da 2,0 mm
25-435-20-07	① oppure strumento di tenuta placche Lindorf da 2,0 mm
25-435-25-07	① oppure strumento di tenuta placche Lindorf da 2,0 mm Champy
50-502-10-07	② Pinza multifunzione per 1,0/2,0/2,0 mm
50-502-11-07	① Pinza per taglio 1,0/2,0/2,0 mm

Suggerimenti per le composizioni



55-969-57-04	Vassoio portastrumenti Basic, preconfigurato, 24 x 13 cm progettato per:
25-402-99-07	② Impugnatura cacciavite, media
25-406-99-07	② Impugnatura cacciavite, grande
25-420-16-07	① Pinza taglia-placche
25-496-15-09	① Pinza di tenuta placche
25-510-12-07	① Pinza piega-placche sistema Mini KLS Martin
25-516-13-07	② Pinza per modellare



Figura: possibile combinazione con Sistema 2.3 Frattura e Ricostruzione

Suggerimenti per le composizioni



55-969-24-04 Vassoio portastrumenti Multi, preconfigurato, 24 x 24 cm progettato per:

25-402-99-07	②	Impugnatura cacciavite, media
25-406-99-07	②	Impugnatura cacciavite, grande
25-496-15-09	①	Pinza di tenuta placche
50-205-17-07	②	Pinza per tenuta placche
50-325-01-07	①	Pinza di riduzione frattura
50-501-40-07	①	Misuratore di profondità
50-502-10-07	②	Pinza multifunzione per 1,0/1,5/2,0 mm
50-502-11-07	①	Pinza per taglio 1,0/1,5/2,0 mm
50-504-23-07	①	Strumento multifunzioni 1,5/2,0/3,0 mm tipo A
50-504-24-07	①	Strumento multifunzioni 1,5/2,0/3,0 mm tipo B

Suggerimenti per le composizioni



55-969-59-04 Vassoio portastrumenti Basic, preconfigurato, 24 x 24 cm progettato per:

25-402-99-07	②	Impugnatura cacciavite, media
25-406-99-07	②	Impugnatura cacciavite, grande
25-420-18-07	①	Pinza taglia-placche
25-496-15-09	①	Pinza di tenuta placche
25-510-12-07	①	Pinza piega-placche sistema Mini KLS Martin
25-516-13-07	②	Pinza per modellare
50-205-17-07	②	Pinza per tenuta placche
50-325-01-07	①	Pinza di riduzione frattura
50-504-23-07	①	Strumento multifunzioni 1,5/2,0/3,0 mm tipo A
50-504-24-07	①	Strumento multifunzioni 1,5/2,0/3,0 mm tipo B

Kit sterili

L'impiego di impianti in confezione sterile, pur con tutti i vantaggi ad esso associati, comporta un adeguamento del workflow abituale. Si tratta in particolare della riorganizzazione nella scelta degli impianti e del maggiore tempo necessario per il posizionamento degli strumenti sul tavolo operatorio, in quanto gli impianti sterili confezionati singolarmente devono essere aperti prima dell'uso.

Esistono determinate indicazioni che, nella maggior parte dei casi, prevedono lo stesso trattamento e l'impiego degli stessi impianti. Ad esempio, per il trattamento di fratture della mandibola vengono spesso utilizzate placche a 4 o 6 fori con un totale di quattro viti Ø 2,0 x 5 mm.

Al fine di ottimizzare il workflow durante il posizionamento di impianti in confezioni sterili e mantenere l'efficienza in sala operatoria rispetto all'utilizzo di un sistema implantare aperto, è utile proporre kit sterili predefiniti contenenti tutte le placche, le viti e le frese necessarie per il trattamento standard. Per questo motivo, in futuro saranno disponibili i kit riportati di seguito.



Kit sterili

25-550-45-71	Kit sterile Mini 2 x Placche Mini 2,0, 4-foro, dritto (25-550-04) 8 x Viti maxDrive® 2,0 x 5 mm (25-872-05) 1 x Fresa (25-449-05)
25-550-46-71	Kit sterile Mini 2 x Placche Mini 2,0, 6-foro, dritto (25-550-06) 8 x Viti maxDrive® 2,0 x 5 mm (25-872-05) 1 x Fresa (25-449-05)



11

11-865-12-07.....13

22

22-500-11-07.....13

25

25-006-02-09.....42

25-006-02-71.....42

25-006-09-09.....42

25-006-09-71.....42

25-020-03-09.....43

25-020-03-71.....43

25-020-04-09.....43

25-020-04-71.....43

25-020-06-09.....43

25-020-06-71.....43

25-020-08-09.....43

25-020-08-71.....43

25-020-24-09.....43

25-020-24-71.....43

25-022-04-09.....43

25-022-04-71.....43

25-022-08-09.....43

25-022-08-71.....43

25-022-28-09.....45

25-023-04-09.....35

25-023-04-71.....35

25-024-04-09.....43

25-024-04-71.....43

25-024-06-09.....43

25-024-06-71.....43

25-024-16-09.....43

25-024-16-71.....43

25-024-24-09.....43

25-024-24-71.....43

25-092-08-09.....10

25-092-08-72.....10

25-092-12-09.....10

25-092-12-72.....10

25-092-38-05.....10

25-092-38-72.....10

25-092-42-05.....10

25-092-42-72.....10

25-095-90-09.....12

25-095-91-09.....12

25-097-08-09.....11

25-097-08-75.....11

25-099-12-09.....10

25-099-12-72.....10

25-099-14-09.....10

25-099-14-72.....10

25-099-42-05.....10

25-099-42-72.....10

25-099-44-05.....10

25-099-44-72.....10

25-240-04-09.....35

25-240-06-09.....35

25-241-04-09.....35

25-241-06-09.....35

25-283-05-09.....19

25-283-05-71.....19

25-283-15-71.....18

25-283-15-91.....18

25-283-20-71.....21

25-283-20-91.....21

25-283-21-71.....21

25-283-21-91.....21

25-283-25-71.....20

25-283-25-91.....20

25-283-26-71.....20

25-283-26-91.....20

25-285-05-09.....19

25-285-05-71.....19

25-285-10-91.....18

25-288-08-09.....21

25-289-08-09.....21

25-350-04-09.....36, 58

25-350-04-91.....36

25-350-06-09.....36, 58

25-350-06-91.....36

25-350-08-09.....36, 58

25-350-08-91.....36

25-350-16-09.....36

25-350-16-91.....36

25-351-04-09.....36, 58

25-351-04-91.....36

25-351-16-09.....36

25-351-16-91.....36

25-352-04-09.....36, 58

25-352-04-91.....36

25-352-05-09.....37, 58

25-352-05-91.....37

25-352-06-09.....36, 58

25-352-06-91.....36

25-353-05-09.....37

25-353-05-91.....37

25-354-04-09.....37

25-354-04-91.....37

25-355-05-09.....37

25-355-05-91.....37

25-356-04-09.....37, 58

25-356-04-91.....37

25-357-04-09.....37, 58

25-357-04-91.....37

25-358-06-09.....37

25-358-06-91.....37

25-359-06-09.....37

25-359-06-91.....37

25-360-06-09.....37, 58

25-360-06-91.....37

25-361-05-09.....37

25-361-05-91.....37

25-362-05-09.....37

25-362-05-91.....37

25-363-05-09.....37

25-363-05-91.....37

25-364-04-09.....38, 58

25-364-04-91.....38

25-365-04-09.....38, 58

25-365-04-91.....38

25-366-04-09.....38, 58

25-366-04-91.....38

25-367-04-09.....38, 58

25-367-04-91.....38

25-368-04-09.....38, 58

25-368-04-91.....38

25-370-06-09.....38

25-370-06-91.....38

25-371-06-09.....38

25-371-06-91.....38

25-372-04-09.....38

25-372-04-91.....38

25-374-04-09.....39

25-374-04-91.....39

25-374-07-09.....39

25-374-07-91.....39

25-375-04-09.....39

25-375-04-91.....39

25-376-04-09.....39

25-376-04-91.....39

25-376-07-09.....39

25-376-07-91.....39

25-377-04-09.....39

25-377-04-91.....39

25-380-04-09.....20

25-380-04-71.....20

25-380-04-91.....20

25-382-04-09.....20

25-382-04-71.....20

25-382-04-91.....20

25-392-04-09.....24

25-392-04-71.....24

25-392-04-91.....24

25-394-04-09.....24

25-394-04-71.....24

25-394-04-91.....24

25-394-34-09.....23

25-395-08-09.....17, 58

25-395-08-91.....17

25-395-10-09.....17

25-395-10-91.....17

25-395-12-09.....17

25-395-12-91.....17

25-395-34-09.....23

25-396-29-09.....27, 60

25-396-29-71.....27

25-396-29-89.....27

25-396-34-09.....27, 60

25-396-34-71.....27

25-396-34-89.....27

25-396-39-09.....27, 60

25-396-39-71.....27

25-396-39-89.....27

25-396-44-09.....27, 60

25-396-44-71.....27

25-396-44-89.....27

25-396-56-09.....27, 60

25-396-56-71.....27

25-396-56-89.....27

25-397-27-09.....26, 60

25-397-27-71.....26

25-397-27-89.....26

25-397-31-09.....26, 60

25-397-31-71.....26

25-397-31-89.....26

25-397-35-09.....26, 60

25-397-35-71.....26

25-397-35-89.....26

25-397-39-09.....26, 60

25-397-39-71.....26

25-397-39-89.....26

25-398-27-09.....26, 60

25-398-27-71.....26

25-398-27-89.....26

25-398-31-09.....26, 60

25-398-31-71.....26

25-398-31-89.....26

25-398-35-09.....26, 60

25-398-35-71.....26

25-398-35-89.....26

25-398-39-09.....26, 60

25-398-39-71.....26

25-398-39-89.....26

25-399-26-09.....26, 60

25-399-26-71.....26

25-399-26-89.....26

25-399-32-09.....26, 60

25-399-32-71.....26

25-399-32-89.....26

25-399-37-09.....26, 60

25-399-37-71.....26

25-399-37-89.....26

25-400-06-09.....40

25-400-06-71.....40

25-400-06-91.....40

25-400-09-09.....40

25-400-09-71.....40

25-400-09-91.....40

25-400-12-09.....40

25-400-12-71.....40

25-400-12-91.....40

25-400-15-09.....40

25-400-15-71.....40

25-400-15-91.....40

25-400-18-09.....41

25-400-18-71.....41

25-400-18-91.....41

25-400-21-09.....41

25-400-21-71.....41

25-400-21-91.....41

25-400-24-09.....41

25-400-24-91.....41

25-401-30-09.....24

25-401-30-71.....24

25-401-35-09.....24

25-401-35-71.....24

25-401-36-09.....22

25-401-37-09.....22

25-401-38-09.....22

25-401-39-09.....22

25-401-40-09.....24

25-401-40-71.....24

25-401-43-09.....23

25-401-44-09.....23

25-402-99-07.....48, 64, 65

25-406-99-07.....48, 64, 65

25-407-03-04.....48

25-407-04-04.....13, 48

25-407-05-04.....48

25-410-00-07.....48

25-411-00-07.....48

25-416-15-07.....54

25-420-16-07.....64

25-420-18-07.....54, 65

25-422-20-07.....49

25-424-20-07.....49

25-434-98-07.....48

25-435-10-07.....64

25-435-15-07.....64

25-435-20-07.....52, 64

25-435-25-07.....52, 64

25-441-18-07.....52

25-449-05-07.....50

25-449-05-71.....50

25-449-05-91.....50

25-449-07-07.....50

25-449-07-71.....50

25-449-07-91.....50

25-449-09-07.....50

25-449-09-71.....50

25-449-09-91.....50

25-449-11-07.....50

25-449-11-91.....50

25-449-16-07.....50

25-449-16-71.....50

25-449-16-91.....50

25-458-16-07.....50

25-458-16-91.....50

25-459-05-07.....51

25-459-07-07.....

25-550-04-91.....	28	25-566-04-91.....	30	25-662-19-75.....	9	25-882-05-09.....	8	50-304-04-09.....	27, 60
25-550-06-09.....	29	25-567-04-09.....	31	25-663-45-09.....	9	25-882-05-71.....	8	50-304-04-71.....	27
25-550-06-71.....	29	25-567-04-71.....	31	25-663-47-09.....	9	25-882-05-75.....	8	50-304-06-09.....	27, 60
25-550-06-89.....	29	25-567-04-89.....	31	25-663-47-75.....	9	25-882-07-09.....	8	50-304-06-71.....	27
25-550-06-91.....	29	25-567-04-91.....	31	25-663-49-09.....	9	25-882-07-71.....	8	50-304-08-09.....	27, 60
25-550-08-09.....	29, 56	25-568-04-09.....	32	25-663-49-75.....	9	25-882-07-75.....	8	50-304-08-71.....	27
25-550-08-71.....	29	25-568-04-71.....	32	25-669-05-09.....	9	25-882-09-09.....	8	50-304-10-09.....	27, 60
25-550-08-89.....	29	25-568-04-91.....	32	25-669-05-75.....	9	25-882-09-71.....	8	50-304-10-71.....	27
25-550-16-09.....	29	25-568-06-71.....	32	25-669-07-09.....	9	25-882-09-75.....	8	50-311-17-09.....	15
25-550-16-71.....	30	25-568-06-91.....	32	25-669-07-75.....	9	25-882-11-09.....	8	50-311-17-71.....	15
25-550-16-89.....	30	25-569-04-09.....	30	25-872-04-09.....	8	25-882-11-71.....	8	50-311-27-09.....	15
25-550-16-91.....	30	25-569-04-71.....	30	25-872-04-71.....	8	25-882-11-75.....	8	50-311-27-71.....	15
25-550-40-09.....	30	25-569-04-91.....	30	25-872-04-75.....	8	25-882-13-09.....	8	50-320-08-09.....	44
25-550-40-71.....	30	25-570-06-09.....	33	25-872-05-09.....	8	25-882-13-71.....	8	50-320-08-71.....	44
25-550-45-71.....	67	25-570-06-71.....	33	25-872-05-71.....	8	25-882-13-75.....	8	50-321-04-09.....	44
25-551-02-09.....	28	25-570-06-89.....	33	25-872-05-75.....	8	25-882-15-09.....	8	50-321-04-71.....	44
25-551-02-71.....	28	25-570-06-91.....	33	25-872-06-09.....	8	25-882-15-71.....	8	50-322-04-09.....	44
25-551-02-91.....	28	25-571-04-09.....	30	25-872-06-71.....	8	25-882-15-75.....	8	50-322-04-71.....	44
25-551-04-09.....	28	25-571-04-71.....	30	25-872-06-75.....	8	25-882-17-09.....	8	50-325-01-07.....	54, 65
25-551-04-71.....	28	25-571-04-89.....	30	25-872-07-09.....	8	25-882-17-71.....	8	50-330-04-09.....	45
25-551-04-89.....	28	25-571-04-91.....	30	25-872-07-71.....	8	25-882-17-75.....	8	50-330-06-09.....	45
25-551-04-91.....	28	25-573-06-09.....	33	25-872-07-75.....	8	25-882-19-09.....	8	50-330-06-71.....	45
25-552-04-09.....	28, 56	25-573-06-71.....	33	25-872-09-09.....	8	25-882-19-71.....	8	50-331-06-09.....	45
25-552-04-71.....	28	25-573-06-91.....	33	25-872-09-71.....	8	25-882-19-75.....	8	50-331-06-71.....	45
25-552-04-89.....	28	25-574-05-09.....	31	25-872-09-75.....	8			50-332-06-09.....	45
25-552-04-91.....	28	25-574-05-71.....	31	25-872-11-09.....	8			50-332-06-71.....	45
25-552-06-09.....	29	25-574-05-91.....	31	25-872-11-71.....	8			50-360-04-09.....	28
25-552-06-71.....	29	25-575-05-09.....	31	25-872-11-75.....	8			50-360-04-71.....	28
25-552-06-89.....	29	25-575-05-71.....	31	25-872-13-09.....	8			50-360-04-91.....	28
25-552-06-91.....	29	25-575-05-91.....	31	25-872-13-71.....	8			50-362-02-09.....	28
25-553-05-09.....	33	25-576-06-09.....	31	25-872-13-75.....	8			50-362-02-71.....	28
25-553-05-71.....	33	25-576-06-71.....	31	25-872-15-09.....	8			50-362-02-91.....	28
25-553-05-89.....	33	25-576-06-91.....	31	25-872-15-71.....	8			50-362-04-09.....	28
25-553-05-91.....	33	25-577-06-09.....	31	25-872-15-75.....	8			50-362-04-71.....	28
25-554-04-09.....	33	25-577-06-71.....	31	25-872-17-09.....	8			50-362-04-91.....	28
25-554-04-71.....	33	25-577-06-91.....	31	25-872-17-71.....	8			50-364-04-09.....	28
25-554-04-89.....	33	25-578-06-09.....	31	25-872-17-75.....	8			50-364-04-71.....	28
25-554-04-91.....	33	25-578-06-71.....	31	25-872-19-09.....	8			50-364-04-91.....	28
25-560-06-09.....	32	25-578-06-91.....	31	25-872-19-71.....	8			50-366-06-09.....	29
25-560-06-71.....	32	25-579-06-09.....	31	25-873-44-09.....	8			50-366-06-71.....	29
25-560-06-89.....	32	25-579-06-71.....	31	25-873-44-71.....	8			50-366-06-91.....	29
25-560-06-91.....	32	25-579-06-91.....	31	25-873-44-75.....	8			50-368-06-09.....	29
25-561-05-09.....	32	25-650-03-04.....	49	25-873-45-09.....	8			50-368-06-71.....	29
25-561-05-71.....	32	25-651-01-04.....	49	25-873-45-71.....	8			50-368-06-91.....	29
25-561-05-91.....	32	25-662-04-09.....	9	25-873-45-75.....	8			50-368-16-09.....	30, 56
25-562-05-09.....	32	25-662-04-75.....	9	25-873-47-09.....	8			50-368-16-71.....	30
25-562-05-71.....	32	25-662-05-09.....	9	25-873-47-71.....	8			50-368-16-91.....	30
25-562-05-91.....	32	25-662-05-75.....	9	25-873-47-75.....	8			50-370-08-09.....	29
25-563-05-09.....	32	25-662-07-09.....	9	25-873-49-09.....	8			50-370-08-71.....	29
25-563-05-71.....	32	25-662-07-75.....	9	25-873-49-71.....	8			50-370-08-91.....	29
25-563-05-91.....	32	25-662-09-09.....	9	25-879-05-09.....	8			50-371-04-09.....	30
25-564-04-09.....	30	25-662-09-75.....	9	25-879-05-71.....	8			50-371-04-71.....	30
25-564-04-71.....	30	25-662-11-09.....	9	25-879-05-75.....	8			50-371-04-91.....	30
25-564-04-91.....	30	25-662-11-75.....	9	25-879-06-09.....	8			50-373-04-09.....	30
25-565-04-09.....	31	25-662-13-09.....	9	25-879-06-71.....	8			50-373-04-71.....	30
25-565-04-71.....	31	25-662-13-75.....	9	25-879-07-09.....	8			50-373-04-91.....	30
25-565-04-91.....	31	25-662-15-09.....	9	25-879-07-71.....	8			50-375-04-09.....	30, 56
25-566-04-09.....	30	25-662-15-75.....	9	25-879-07-75.....	8			50-375-04-91.....	30
25-566-04-71.....	30	25-662-17-09.....	9	25-879-09-09.....	8			50-377-04-09.....	30, 56
25-566-04-89.....	30	25-662-17-75.....	9	25-879-09-71.....	8			50-377-04-71.....	30
		25-662-19-09.....	9	25-879-09-75.....	8			50-377-04-91.....	30

39

39-311-20-07.....13

50

50-205-17-07.....	65
50-300-02-09.....	25
50-300-02-71.....	25
50-300-02-91.....	25
50-300-04-09.....	25
50-300-04-71.....	25
50-300-04-91.....	25
50-300-06-09.....	25
50-300-06-71.....	25
50-300-06-91.....	25
50-300-08-09.....	25
50-300-08-71.....	25
50-300-08-91.....	25
50-300-10-09.....	25
50-300-10-71.....	25
50-300-10-91.....	25
50-300-12-71.....	25
50-300-12-91.....	25
50-300-14-71.....	25
50-300-14-91.....	25
50-303-02-09.....	25
50-303-03-09.....	25
50-303-04-09.....	25
50-303-05-09.....	25
50-303-06-09.....	25
50-303-07-09.....	25
50-303-08-09.....	25
50-303-09-09.....	25
50-304-02-09.....	27, 60
50-304-02-71.....	27
50-304-03-09.....	27, 60
50-304-03-71.....	27

50-379-04-09.....	31, 56	50-403-07-91.....	35	50-741-05-09.....	47
50-379-04-71.....	31	50-404-06-71.....	31	50-741-09-09.....	47
50-379-04-91.....	31	50-404-06-91.....	31	50-742-04-09.....	47
50-380-05-09.....	31	50-404-07-09.....	35	50-743-04-09.....	47
50-380-05-71.....	31	50-404-07-71.....	35	50-756-05-09.....	47
50-380-05-91.....	31	50-404-07-91.....	35	50-756-07-09.....	47
50-381-04-09.....	31, 56	50-405-06-71.....	24	50-757-07-09.....	47
50-381-04-71.....	31	50-405-06-91.....	24	50-924-00-07.....	51
50-381-04-91.....	31	50-405-07-09.....	34, 56	50-924-07-07.....	51
50-381-05-09.....	34, 56	50-405-07-71.....	34	50-924-09-07.....	51
50-381-05-71.....	34	50-405-08-09.....	34, 56		
50-382-05-09.....	31	50-405-08-71.....	34	55	
50-382-05-71.....	31	50-405-09-09.....	34, 56	55-961-06-04.....	56
50-382-05-91.....	31	50-405-09-71.....	34	55-961-07-04.....	58
50-383-05-09.....	34, 56	50-405-12-09.....	17, 56	55-961-29-04.....	13
50-383-05-71.....	34	50-405-12-71.....	17	55-961-32-04.....	60
50-384-04-91.....	32	50-405-17-09.....	35, 56	55-962-03-04.....	56, 58, 60
50-386-05-09.....	32	50-405-17-71.....	35	55-962-13-04.....	57, 59
50-386-05-71.....	32	50-406-04-09.....	35	55-962-23-04.....	57, 59, 61
50-386-05-91.....	32	50-406-04-71.....	35	55-962-33-04.....	57, 61
50-386-06-09.....	32, 56	50-406-04-91.....	35	55-962-48-04.....	13
50-386-06-71.....	32	50-406-08-09.....	34, 56	55-963-06-04.....	56
50-386-06-91.....	32	50-406-08-71.....	34	55-963-07-04.....	58
50-389-06-71.....	32	50-406-17-09.....	44	55-963-08-04.....	57, 59, 61
50-389-06-91.....	32	50-406-17-71.....	44	55-963-09-04.....	57, 59
50-390-05-09.....	33, 56	50-407-04-09.....	35	55-963-15-04.....	63
50-390-05-71.....	33	50-407-04-71.....	35	55-963-16-04.....	63
50-390-05-91.....	33	50-407-04-91.....	35	55-963-30-04.....	63
50-391-05-09.....	33	50-407-07-09.....	34, 56	55-963-47-04.....	13
50-391-05-71.....	33	50-407-07-71.....	34	55-963-52-04.....	60
50-391-05-91.....	33	50-407-09-09.....	34, 56	55-964-03-04.....	56
50-392-05-71.....	32	50-407-09-71.....	34	55-964-05-04.....	56
50-392-05-91.....	32	50-408-04-09.....	35, 56	55-964-15-04.....	63
50-396-06-09.....	33, 56	50-408-04-71.....	35	55-964-17-04.....	58
50-396-06-71.....	33	50-408-04-91.....	35	55-964-18-04.....	58
50-396-06-91.....	33	50-409-04-09.....	35, 56	55-964-30-04.....	63
50-397-06-09.....	33	50-409-04-71.....	35	55-964-69-04.....	60
50-397-06-71.....	33	50-409-04-91.....	35	55-964-80-04.....	60
50-397-06-91.....	33	50-410-04-09.....	34	55-969-14-04.....	63
50-399-10-09.....	16	50-410-04-71.....	34	55-969-15-04.....	63
50-399-10-71.....	16	50-410-04-91.....	34	55-969-16-04.....	63
50-399-12-09.....	16	50-410-05-71.....	34	55-969-24-04.....	65
50-399-12-71.....	16	50-410-05-91.....	34	55-969-26-04.....	63
50-400-06-09.....	17	50-412-05-09.....	34	55-969-30-04.....	63
50-400-06-71.....	17	50-412-05-71.....	34	55-969-47-04.....	63
50-400-06-91.....	17	50-412-05-91.....	34	55-969-49-04.....	63
50-400-08-09.....	17	50-425-05-07.....	48	55-969-57-04.....	63
50-400-08-71.....	17	50-501-40-07.....	54, 65	55-969-59-04.....	65
50-400-08-91.....	17	50-502-10-07.....	53, 64, 65	55-969-93-04.....	63
50-401-06-09.....	31	50-502-11-07.....	53, 64, 65	55-969-94-04.....	63
50-401-06-71.....	31	50-502-23-07.....	65	55-969-98-04.....	63
50-401-06-91.....	31	50-502-24-07.....	65	55-969-99-04.....	63
50-402-06-09.....	31	50-502-98-07.....	53		
50-402-06-71.....	31	50-502-99-07.....	53		
50-402-06-91.....	31	50-515-05-07.....	50		
50-402-07-09.....	35	50-735-04-09.....	46		
50-402-07-71.....	35	50-735-14-09.....	46		
50-402-07-91.....	35	50-735-24-09.....	46		
50-403-06-71.....	31	50-735-34-09.....	46		
50-403-06-91.....	31	50-735-36-09.....	46		
50-403-07-09.....	35	50-740-05-09.....	47		
50-403-07-71.....	35	50-740-09-09.....	47		

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australia
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasile
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghai · Cina
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubai · Emirati Arabi Uniti
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokyo · Giappone
Tel. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Milano · Italia
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malesia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Città del Messico · Messico
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Paesi Bassi
Tel. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Regno Unito
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Mosca · Russia
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, Stati Uniti
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwan
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
vietnam@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Una società del KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germania
Casella postale 60 · 78501 Tuttlingen · Germania
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com