




LevelOne Fixation

Prodotti complementari



La chirurgia oro-maxillofacciale è la nostra passione! Il nostro obiettivo è continuare a svilupparla assieme ai nostri clienti. Ogni giorno lavoriamo per mettere a punto prodotti e servizi innovativi, che soddisfano i massimi requisiti qualitativi e contribuiscono al benessere del paziente.

Indice

	Pagine
BOS Drill e BOS Driver HT	4 – 7
Accessori per cacciavite angolato KLS Martin	8 – 11
Sistema transbuccale	12 – 15
Sistema di espanto viti universale	16 – 17
Bone Graft Kit	18 – 23
Panoramica del portfolio nella chirurgia CMF	24 – 25
Indice	26
Legenda icone	27

BOS Drill e BOS Driver HT

Il successo del lavoro clinico è in larga misura determinato dalla qualità degli strumenti. Questo è particolarmente vero in caso di inserimento di impianti per osteosintesi nella regione cranio-facciale.

Gli strumenti BOS a batteria offrono un sistema di foratura e di avvitamento completo, perfettamente flessibile e di impiego universale. Con velocità di 200 giri/min/120 giri/min (BOS HT) e 580 giri/min (BOD) e una coppia di 0,75 Nm (BOS HT) e 0,27 Nm (BOD), questi strumenti garantiscono prestazioni di foratura e avvitamento efficienti. Grazie alle batterie sterili mono-uso, agevolmente inserite subito prima dell'uso intraoperatorio, vengono a mancare le lunghe operazioni di ricarica o gestione delle batterie, garantendo al contempo prestazioni costanti e durature in qualsiasi sala operatoria.



Sistema BOS

55-969-19-04 Modulo di stoccaggio BOS, composto da:

55-969-50-04 Modulo di stoccaggio

55-963-19-04 Coperchio per modulo BOS

55-964-41-04 Inserto per lame

disponibile separatamente:

55-964-42-04 Inserto per punte



50-969-19-04

Modulo di stoccaggio BOS

BOS Drill



■ 600 giri/min, avanzamento veloce



BOS Drill
50-800-03-07 ¹
19 cm/6½"
Manico senza batterie

Frese per BOS Drill con attacco esagonale

St  1

Sistema	Ø x L (mm)	Arresto (mm)	
1,0 mm	0,7 x 40	5	50-810-05-07
1,5 mm	1,1 x 40	5	50-815-05-07
	1,1 x 40	7	50-815-07-07
2,0 mm	1,5 x 40	5	50-820-05-07
	1,5 x 40	7	50-820-07-07
	1,5 x 50	24	50-820-24-07
	1,5 x 115	40	50-821-24-07 *
2,3 mm	1,9 x 70	40	50-823-40-07
	1,9 x 115	86	50-824-40-07 *
2,7 mm	2,2 x 115	86	50-828-40-07 *
SonicWeld Rx®			
SonicPins da 1,6 mm	1,0 x 40	3	52-610-03-07
	1,0 x 40	4	52-610-04-07
	1,0 x 40	4	52-610-04-71
	1,0 x 40	5	52-610-05-07
	1,0 x 40	8	52-610-08-07
SonicPins da 2,1 mm	1,6 x 40	3	52-616-03-07
	1,6 x 40	4	52-616-04-07
	1,6 x 40	4	52-616-04-71
	1,6 x 40	5	52-616-05-07
	1,6 x 40	10	52-616-10-07



* da utilizzare in combinazione con un set transbuccale

BOS Driver HT



BOS Driver HT (torque elevato)
50-800-04-07 1
19 cm / 7½"
Manico senza batterie


- 200 giri/min, avanzamento veloce
- 120 giri/min, avanzamento lento
- 200 giri/min, per svitare



Lame per BOS Driver HT con attacco esagonale St 1		
Sistema	Centre-Drive® 1	maxDrive® 1
1,0 mm	50-810-10-07	—
1,5 mm	50-810-15-07	50-817-15-07
2,0 mm/2,3 mm	50-810-20-07	50-817-20-07
	25-472-90-07 *	—
2,7 mm	—	—



* da utilizzare in combinazione con un set transbuccale



50-800-02-71 1
Batterie, sterili

Accessori per cacciavite angolato KLS Martin

L'accesso intraorale è l'approccio più utilizzato nella chirurgia oro-maxillofacciale quando si eseguono procedure di osteosintesi.

Il cacciavite angolato KLS Martin non è più disponibile, essendo stato sostituito negli anni dall'Angulus 2. Poiché continua a trovare applicazione sul mercato, è ancora disponibile un'ampia gamma di frese e lame compatibili con vari tipi di viti e accessori.



Frese con attacco dentale per cacciavite angolato KLS Martin

St 1

						
50-916-05-07	50-916-07-07	50-920-00-07	50-920-07-07	50-924-00-07	50-924-07-07	50-924-09-07
0,7 x 18 mm Arresto 5 mm	0,7 x 20 mm Arresto 7 mm	1,1 x 30 mm Arresto 17 mm	1,1 x 20 mm Arresto 7 mm	1,5 x 34 mm Arresto 19 mm	1,5 x 20 mm Arresto 7 mm	1,5 x 22 mm Arresto 9 mm

Frese con attacco Hauenstein

St 1

						
50-924-16-07	50-928-00-07	50-928-09-07	50-910-25-71	50-912-25-71	50-940-07-07	50-944-07-07
1,5 x 28 mm Arresto 15 mm	1,8 x 34 mm Arresto 19 mm	1,8 x 23 mm Arresto 9 mm	1,0 x 15 mm	1,2 x 15 mm	1,1 x 15 mm Arresto 6 mm per cacciavite angolato Fritzemeier	1,5 x 15 mm Arresto 6 mm per cacciavite angolato Fritzemeier

Lame con attacco dentale per viti Centre-Drive®				   	
					
50-910-10-07	50-910-15-07	50-910-20-07	50-911-22-07		
1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm / 2,3 mm	2,0 mm / 2,3 mm per distrattore palatale		

Lame per viti maxDrive®		   	
			
50-916-15-07	50-917-20-07		
1,5 mm	2,0 mm / 2,3 mm		

Lame per viti esagonali		   	
			
50-914-27-07	50-920-90-07		
2,7 mm Synthes esagonale	2,0 mm / 2,3 mm KLS Martin esagonale		

Lame per viti con intaglio a croce	   
	
50-912-12-07	
Martin 1,0 / 1,5 mm Synthes 1,0 / 1,2 / 1,3 mm Stryker 1,0 / 1,5 mm Lorenz 1,0 / 1,5 mm	

Lame per viti con testa a intaglio	   
	
50-913-20-07	
2,0 mm Champy Stryker Lorenz Medicon	

Lame per cacciavite angolato Fritzemeier				  	
					
50-930-15-07	50-930-20-07	50-931-15-07	50-931-20-07		
1,5 mm Centre-Drive®	2,0 / 2,3 mm Centre-Drive®	1,5 mm maxDrive®	2,0 / 2,3 mm maxDrive®		

Lame per cacciavite angolato Hauenstein

St 1

			
			
1/4	1/4	1/4	1/4
50-911-15-07	50-911-20-07	50-972-15-07	50-972-20-07
1,5 mm Centre-Drive®	2,0 / 2,3 mm Centre-Drive®	1,5 mm maxDrive®	2,0 / 2,3 mm maxDrive®

Lame per cacciavite angolato Synthes

St 1

			
			
1/4	1/4	1/4	1/4
50-914-15-07	50-914-20-07	50-919-15-07	50-919-20-07
1,5 mm Centre-Drive®	2,0 / 2,3 mm Centre-Drive®	1,5 mm maxDrive®	2,0 / 2,3 mm maxDrive®

Frese con attacco dentale per cacciavite angolato Fritzemeier

St 1

						
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
50-940-14-07	50-940-15-07	50-940-17-07	50-940-19-07	50-944-15-07	50-944-17-07	50-944-19-07
1,1 x 12,5 mm Arresto 3,5 mm	1,1 x 14 mm Arresto 5 mm	1,1 x 16 mm Arresto 7 mm	1,1 x 18 mm Arresto 9 mm	1,5 x 14 mm Arresto 5 mm	1,5 x 16 mm Arresto 7 mm	1,5 x 18 mm Arresto 9 mm

Frese con attacco Hauenstein

St 1

						
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
50-921-00-07	50-921-07-07	50-925-00-07	50-925-07-07	50-925-09-07	50-929-00-07	50-929-09-07
1,1 x 30 mm Arresto 17 mm	1,1 x 21 mm Arresto 7 mm	1,5 x 34 mm Arresto 19 mm	1,5 x 21 mm Arresto 7 mm	1,5 x 23 mm Arresto 9 mm	1,8 x 34 mm Arresto 19 mm	1,8 x 23 mm Arresto 9 mm

Sistema transbuccale

L'accesso intraorale non è sempre possibile nella chirurgia oro-maxillofacciale. Per questo motivo, nelle osteosintesi del ramo ascendente o dell'articolazione temporo-mandibolare si utilizza spesso l'approccio transbuccale.

Il sistema transbuccale è un set compatto che contiene tutti i prodotti necessari per eseguire e semplificare l'accesso transbuccale.



Sistema transbuccale

55-502-00-07 Sistema transbuccale, modulo incluso, composto da:

55-961-20-04	Sistema transbuccale, vuoto, con coperchio
25-472-25-07	Separatore per guancia, ad anello
25-472-30-07	Separatore per guancia, aperto
25-472-90-07	Lama per separatore per guancia 25-472-25-07/30-07
50-501-01-07	Manico
50-501-05-07	Trocar, universale
50-501-10-07	Separatore per guancia, chiuso
50-501-15-07	Cannula con spina singola
50-501-16-07	Cannula con spina doppia
50-501-17-07	Cannula liscia
50-501-22-07	Guida di foratura, Ø 2,0/2,3 mm
50-501-25-07	Guida di foratura, Ø 1,5 mm
50-501-26-07	Guida di foratura, universale, corta
50-501-27-07	Guida di foratura, Ø 2,7 mm, ricos.
50-501-33-07	Boccola di tenuta placche Ø 2,3 mm, frattura
50-501-34-07	Boccola di tenuta placche Ø 2,0 mm
50-501-37-07	Boccola di tenuta placche, ricos.
50-501-40-07	Misuratore di profondità



50-502-00-07

Sistema transbuccale, modulo incluso



1/2

50-501-01-07 St 1
18 cm / 7"
Manico



1/2

50-501-05-07 St 1
6 cm / 2 1/2"
Trocac



1/2

50-501-10-07 St 1
8,5 cm / 3 1/4"
Separatore per guancia,
chiuso



1/2

50-501-40-07 St 1
17 cm / 6 1/2"
Misuratore di profondità



1/2

25-472-90-07 St 1
9 cm / 3 1/2"
Lama per cacciavite per
25-472-25-07/30-07 adatta
all'impugnatura 25-406-99-07



1/2

25-472-30-07 St 1
9 cm / 3 1/2"
Separatore per guancia, aperto, adatto
per lama per cacciavite 25-472-90-07



1/2

25-472-25-07 St 1
9 cm / 3 1/2"
Separatore per guancia, ad
anello, 1 adatto per lama per
cacciavite 25-472-90-07



½

50-501-15-07 St 1
4,5 cm/1¾"
Cannula con spina



½

50-501-16-07 St 1
4,5 cm/1¾"
Cannula con spina doppia



½

50-501-17-07 St 1
4,5 cm/1¾"
Cannula liscia



½

50-501-25-07 St 1
Ø 1,5 mm
5,5 cm/2 1/4"
Guida di foratura



½

50-501-26-07 St 1
Ø 1,5 mm
5 cm/2"
Guida di foratura, corta



½

50-501-22-07 St 1
Ø 2,0/2,3 mm
5,5 cm/2 1/4"
Guida di foratura



½

50-501-27-07 St 1
Ø 2,7 mm
5,5 cm/2 1/4"
Guida di foratura, ricos.




½

50-501-33-07 1
Ø 2,3 mm
Boccola di tenuta placche,
frattura



½

50-501-34-07 1
Ø 2,0 mm
Boccola di tenuta placche



½

50-501-37-07 1
Ø 2,7 mm, ricos.
Boccola di tenuta placche, ricos.



½

25-472-60-07 1
Supporto cannule/guide

Sistema di espanto viti universale

Numerosi produttori offrono sistemi di osteosintesi cranio-maxillofacciale. Le viti utilizzate hanno diametri compresi tra 0,8 e 3,5 mm e dispongono dei più svariati attacchi.

Il sistema di espanto viti universale di KLS Martin offre 17 lame intercambiabili per cacciavite in un unico set, che consente un facile espanto di tutte le comuni viti per osteosintesi cranio-maxillofacciale.



Sistema di espianto viti

50-600-00-04 Sistema di espianto viti universale, sistema di stoccaggio con impugnatura e lame 1-18, composto da:

55-962-37-04	Modulo inserto doppio, grigio
55-964-31-04	Inserto set di espianto viti (A), cacciavite
55-964-32-04	Inserto set di espianto viti (B)
55-963-29-04	Coperchio per inserto set di espianto viti
50-425-05-07	Impugnatura per cacciavite, rigida

Lama	N°:	Diametro della vite		Testa vite
50-425-11-07	1	1,5/2,0 mm	⊖	Intaglio
50-425-12-07	2	2,0/2,3 mm	⊖	Centre-Drive®
50-425-13-07	3	1,3/2,4 mm	⊕	Intaglio a croce
50-425-14-07	4	2,7/3,5/4,0 mm	⊖	Esagono cavo
50-425-15-07	5	2,0/2,7 mm	⊕	Phillips
50-425-16-07	6	0,8/1,0/1,2 mm	⊕	Intaglio a croce
50-425-17-07	7	1,5 mm	⊖	Centre-Drive®
50-425-18-07	8	1,0 mm	⊖	Centre-Drive®
50-425-19-07	9	2,7 mm	⊖	Centre-Drive®
50-425-20-07	10	2,7 mm	⊖	Intaglio
50-425-21-07	11	2,0 mm	⊖	Esagono cavo
50-425-22-07	12	2,3/2,7 mm	⊖	Esagono cavo
50-425-23-07	13	tutte		Espianto osseo
50-425-25-07	15	1,5 mm	⊕	Torx/star/T-Drive T5
50-425-24-07	16	2,0 mm	⊕	Torx/star/T-Drive T6
Opzionale*				
50-425-26-07	17	2,5 mm	⊕	Torx/star/T-Drive T7
50-425-27-07	18	2,7/3,5 mm	⊕	Torx/star/T-Drive T8

* Le lame opzionali possono essere riposte nel sistema di espianto a vite universale.



50-600-00-04

Sistema di espianto viti universale, modulo incluso

Bone Graft Kit

Nella chirurgia protesica si ricorre spesso a innesti ossei (bone graft) per aumentare l'altezza della cresta alveolare. Per un fissaggio ottimale di tali innesti, il kit per innesti ossei è costituito da viti autofilettanti con diametri di 1,0, 1,5 e 2,0 mm, disponibili anche nella versione autoperforante Drill-Free. Il set comprende anche mesh micro in tre pratiche misure e altri utili strumenti.



Modulo di stoccaggio Bone Graft Kit

50-700-00-04 Modulo di stoccaggio Bone Graft Kit, composto da:


55-962-07-04	Modulo inserto, grigio
55-964-28-04	Inserto per Bone Graft Kit
55-963-28-04	Coperchio per Bone Graft Kit




50-700-00-04

Modulo di stoccaggio Bone Graft Kit


Impianti: mesh*



$\frac{1}{2}$
25-040-30-09   
100 x 100 mm
 = 0,2 mm



$\frac{1}{2}$
25-040-35-09   
30 x 32 mm
 = 0,2 mm



$\frac{1}{2}$
25-040-40-09   
25 x 15 mm
 = 0,2 mm

* abbinabile solo ai diametri 1,0 e 1,2

Impianti: viti

Centre-Drive® 		
Viti Micro autoritensive		
	Ø x L (mm)	Centre-Drive®
	1.0 x 9 mm	25-660-09-09
	1.0 x 11 mm	25-660-11-09
	1.0 x 13 mm	25-660-13-09
	1.2 x 9 mm	25-601-09-09
	1.2 x 11 mm	25-601-11-09
	1.2 x 13 mm	25-601-13-09


Centre-Drive® 		
Viti Micro autoritensive		
	Ø x L (mm)	Centre-Drive®
	1.5 x 9 mm	25-665-09-09
	1.5 x 11 mm	25-665-11-09
	1.5 x 13 mm	25-665-13-09
	1.5 x 15 mm	25-665-15-09


maxDrive® 		
Viti Micro autoritensive		
	Ø x L (mm)	maxDrive®
	1.5 x 9 mm	25-875-09-09
	1.5 x 11 mm	25-875-11-09
	1.5 x 13 mm	25-875-13-09
	1.5 x 15 mm	25-875-15-09
	1.5 x 17 mm	25-875-17-09
	1.5 x 19 mm	25-875-19-09

Centre-Drive® 		
Viti Mini autoritensive		
	Ø x L (mm)	Centre-Drive®
	2.0 x 9 mm	25-662-09-09
	2.0 x 11 mm	25-662-11-09
	2.0 x 13 mm	25-662-13-09
	2.0 x 15 mm	25-662-15-09
	2.0 x 17 mm	25-662-17-09
	2.0 x 19 mm	25-602-19-09

maxDrive® 		
Viti Mini autoritensive		
	Ø x L (mm)	maxDrive®
	2.0 x 9 mm	25-872-09-09
	2.0 x 11 mm	25-872-11-09
	2.0 x 13 mm	25-872-13-09
	2.0 x 15 mm	25-872-15-09
	2.0 x 17 mm	25-872-17-09
	2.0 x 19 mm	25-872-19-09

Strumenti: frese e lame

Frese				
	Giunto a J			
	Ø x L (mm)	Arresto (mm)	Art. n°	
	0,7 x 50 mm	3	25-454-03-07	 1
	0,7 x 50 mm	7	25-454-07-91	 1
	1,1 x 50 mm	15	25-452-15-07	 5
	1,1 x 50 mm	15	25-452-15-91	 1
	1,5 x 50 mm	21	25-449-16-07	 5
	1,5 x 50 mm	21	50-449-16-91	 1

Frese				
	Attacco dentale			
	Ø x L (mm)	Arresto (mm)	Art. n°	
	0,8 x 50 mm	—	26-153-08-07	 1
	0,8 x 50 mm	—	26-153-08-71	 1
	1,0 x 62 mm	—	26-975-44-07	 1
	1,0 x 62 mm	—	26-975-44-71	 1
	1,1 x 30 mm	17	50-920-00-07	 1
	1,1 x 45 mm	15	50-458-15-07	 1
	1,5 x 34 mm	19	50-924-00-07	 1
	1,1 x 45 mm	15	50-459-15-07	 1

Lame



Centre-Drive®



maxDrive®



25-870-97-07 St 1

—

25-430-98-07 St 1

25-489-97-07 St 1

25-434-98-07 St 1

25-491-97-07 St 1

Impugnatura per cacciavite



25-402-99-07 St 1

Cacciavite Bone Graft



Centre-Drive®



maxDrive®



25-422-10-07 St 1

25-424-10-07 St 1

25-422-15-07 St 1

25-424-15-07 St 1

25-422-20-07 St 1


25-424-20-07 St 1

Chirurgia CMF

SonicWeld Rx®

Impianti riassorbibili per l'uso nell'osteosintesi cranio-maxillofacciale

- Resorb x®
- Resorb xG



È il viso che rende l'essere umano unico e inconfondibile –
"Non c'è nulla che rifletta la vita di un individuo più da vicino
del volto umano*."

Il nostro obiettivo è semplificare la chirurgia craniofacciale
con sistemi implantari appositamente progettati, in grado
di garantire la soddisfazione ottimale di chirurghi e pazienti.
Assieme a rinomati utilizzatori trasformiamo le nuove idee
in prodotti innovativi migliorandoli costantemente.

La nostra gamma di prodotti include tutto ciò che è
necessario per la moderna chirurgia craniofacciale.
Non soltanto definiamo gli standard, ma andiamo oltre
per trarre vantaggio dalle moderne tecnologie nello
sviluppo di soluzioni personalizzate per il singolo paziente.

KLS Martin – il vostro partner competente e affidabile
per le sfide di ogni giorno e per situazioni particolarmente
complesse.

* © Kurt Haberstick (*1948)



Distrattori

Dispositivi per l'uso nella correzione di malformazioni

- Distrazione craniale
- Distrazione mediofacciale
- Distrazione mandibolare



Individual Patient Solutions

Soluzioni specifiche per il paziente per l'uso nella chirurgia cranio-maxillofacciale

- IPS Implants®
- IPS CaseDesigner®
- IPS Gate®



LevelOne Fixation

Impianti in titanio e strumenti per l'uso nell'osteosintesi cranio-maxillofacciale

- Traumatologia
- Ricostruzione
- Chirurgia ortognatica



App per prodotti CMF

Tutte le più importanti informazioni sulla gamma di prodotti CMF in un unico colpo d'occhio:

<https://cmf.klsmartin.com/en/>

CMF

25

25-040-30-09.....	20
25-040-35-09.....	20
25-040-40-09.....	20
25-402-99-07.....	23
25-422-10-07.....	23
25-422-15-07.....	23
25-422-20-07.....	23
25-424-15-07.....	23
25-424-20-07.....	23
25-428-98-07.....	23
25-430-98-07.....	23
25-434-98-07.....	23
25-435-10-07.....	6, 7
25-452-00-07.....	7, 22
25-452-00-91.....	22
25-452-15-07.....	22
25-452-15-71.....	22
25-452-15-91.....	22
25-472-25-07.....	13, 14
25-472-30-07.....	13, 14
25-472-90-07.....	13, 14
25-489-97-07.....	23
25-491-97-07.....	23
25-601-09-09.....	21
25-601-11-09.....	21
25-601-13-09.....	21
25-602-19-09.....	21
25-605-13-09.....	21
25-660-09-09.....	21
25-660-11-09.....	21
25-660-13-09.....	21
25-662-09-09.....	21
25-662-11-09.....	21
25-662-13-09.....	21
25-662-15-09.....	21
25-662-17-09.....	21
25-665-09-09.....	21
25-665-11-09.....	21
25-665-13-09.....	21
25-872-09-09.....	21
25-872-11-09.....	21
25-872-13-09.....	21
25-872-15-09.....	21
25-872-17-09.....	21
25-872-19-09.....	21
25-875-09-09.....	21
25-875-11-09.....	21
25-875-13-09.....	21

26

26-153-08-07.....	22
26-153-08-71.....	22
26-955-44-07.....	22
26-955-44-71.....	22

50

50-425-11-07.....	17
50-425-12-07.....	17
50-425-13-07.....	17
50-425-14-07.....	17
50-425-15-07.....	17
50-425-16-07.....	17
50-425-17-07.....	17
50-425-18-07.....	17
50-425-19-07.....	17
50-425-20-07.....	17
50-425-21-07.....	17
50-425-22-07.....	17
50-425-23-07.....	17
50-425-24-07.....	17
50-425-25-07.....	17
50-425-26-07.....	17
50-425-27-07.....	17
50-458-15-07.....	22
50-459-15-07.....	22
50-501-01-07.....	13, 14
50-501-05-07.....	7, 13, 14
50-501-10-07.....	13, 14
50-501-15-07.....	13, 15
50-501-16-07.....	13, 15
50-501-17-07.....	13, 15
50-501-22-07.....	13, 15
50-501-25-07.....	13, 15
50-501-26-07.....	13, 15
50-501-27-07.....	13, 15
50-501-33-07.....	13, 15
50-501-34-07.....	13, 15
50-501-37-07.....	13, 15
50-501-40-07.....	13, 14
50-502-00-07.....	5, 13
50-511-35-07.....	22
50-600-00-04.....	17, 19
50-700-00-04.....	19
50-910-10-07.....	10
50-910-15-07.....	10
50-910-20-07.....	10
50-910-25-71.....	9
50-911-15-07.....	11
50-911-20-07.....	11
50-911-22-07.....	10
50-912-12-07.....	10
50-912-25-71.....	9
50-913-20-07.....	10
50-914-15-07.....	11
50-914-20-07.....	11
50-914-27-07.....	10
50-916-05-07.....	9
50-916-07-07.....	9
50-916-12-07.....	10
50-916-15-07.....	10

50-919-15-07.....	11
50-919-20-07.....	11
50-920-00-07.....	22
50-920-07-07.....	9
50-920-90-07.....	10
50-921-00-07.....	11
50-921-07-07.....	11
50-924-00-07.....	9, 22
50-924-07-07.....	9
50-924-09-07.....	9
50-924-16-07.....	9
50-925-00-07.....	11
50-925-07-07.....	11
50-925-09-07.....	11
50-928-00-07.....	9
50-928-09-07.....	9
50-929-00-07.....	11
50-929-09-07.....	11
50-930-15-07.....	10
50-930-20-07.....	10
50-931-15-07.....	10
50-931-20-07.....	10, 11
50-940-07-07.....	9
50-940-14-07.....	11
50-940-15-07.....	11
50-940-17-07.....	11
50-940-19-07.....	11
50-944-07-07.....	9
50-944-15-07.....	11
50-944-17-07.....	11
50-944-19-07.....	11
50-972-15-07.....	11

52

52-610-03-07.....	6
52-610-04-07.....	6
52-610-05-07.....	6
52-610-08-07.....	6
52-616-03-07.....	6
52-616-04-07.....	6
52-616-05-07.....	6
52-616-10-07.....	6

55

55-961-02-04.....	5
55-961-03-04.....	13
55-961-20-04.....	13
55-962-07-04.....	19
55-963-19-04.....	5
55-963-28-04.....	19
55-964-28-04.....	19
55-964-41-04.....	5
55-964-42-04.....	5
55-969-50-04.....	5

Icone utilizzate

-  St Acciaio inossidabile
-  Ti Titanio puro
-  maxDrive®
-  Centre-Drive®
-  Esagonale
-  Attacco dentale
-  Giunto a J
-  Attacco Hauenstein
-  Attacco per cacciavite angolato Synthes
-  Profilo placca
-  Sterile
-  1 Quantità di vendita per unità d'imballo
-  Sistema LevelOne 1.0 e 1.2
-  Sistema LevelOne 1.5
-  Sistema LevelOne 2.0
-  Sistema LevelOne 2.3
-  Sistema LevelOne 2.7

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australia
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasile
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghai · Cina
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubai · Emirati Arabi Uniti
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokyo · Giappone
Tel. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Milano · Italia
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malesia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Città del Messico · Messico
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Paesi Bassi
Tel. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Regno Unito
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Mosca · Russia
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, Stati Uniti
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwan
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
vietnam@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Una società del KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germania
Casella postale 60 · 78501 Tuttlingen · Germania
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com