



smartOne®


Micro-aiguilles de dissection monopolaires

La solution sûre et simple
pour la chirurgie maxillo-faciale,
plastique et dentaire

Électrodes **smartOne®** –
Micro-aiguilles de dissection



La solution sûre et simple
pour la chirurgie maxillo-faciale,
plastique et dentaire



La précision à son plus haut niveau !

Les micro-aiguilles de dissection smartOne® sont spécifiquement destinées aux très fines incisions et dissections. La pointe fine des électrodes permet de disséquer les tissus de manière précise en vue de la pose de l'implant.



Tungstène nonStick

Toutes les micro-aiguilles de dissection smartOne® se composent de tungstène. Ce matériau **réduit** l'adhérence des tissus et évite ainsi la survenue de saignements indésirables.




Pleine puissance à des niveaux de réglage faibles

La finesse de la pointe et le revêtement spécifique permettent de travailler avec des niveaux de réglage faibles définis sur le dispositif d'électrochirurgie.

La solution parfaite pour une dissection mini-invasive des tissus du patient.

IPS Implants®

One Patient. One Solution.



Électrodes actives

STERILE EO

max. 3000 Vp Ø 2,4 mm

NSTC

NSTC = carbure de tungstène nonStick

10 UV = Unité de vente

Aiguilles pour microdissection



80-700-40-04 **10**
Aiguille pour microdissection en tungstène



80-700-42-04 **10**
Aiguille pour microdissection en tungstène, 45°



80-700-41-04 **10**
Aiguille pour microdissection en tungstène



80-700-43-04 **10**
Aiguille pour microdissection en tungstène, 45°

Vue d'ensemble des articles

Référence	Désignation	UV
80-700-40-04	Aiguille pour microdissection en tungstène, 20 mm	10
80-700-41-04	Aiguille pour microdissection en tungstène, 30 mm	10
80-700-42-04	Aiguille pour microdissection en tungstène, 45°, 5 mm	10
80-700-43-04	Aiguille pour microdissection en tungstène, 45°, 10 mm	10

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australie
Tél. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brésil
Tél. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghai · Chine
Tél. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubaï · Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, États-Unis
Tél. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · Inde
Tél. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Milan · Italie
Tél. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokyo · Japon
Tél. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malaisie
Tél. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Mexico · Mexique
Tél. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Pays-Bas
Tél. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Royaume-Uni
Tél. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Moscou · Russie
Tél. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwan
Tél. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tél. +49 7461 706-0
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Une société de KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Allemagne
Boîte postale 60 · 78501 Tuttlingen · Allemagne
Tél. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com