



smartOne®

Aghi per microdissezione monopolari

La soluzione semplice e sicura
per la chirurgia dentale,
plastica e maxillofacciale

Elettrodi **smartOne®** –
aghi per microdissezione



La soluzione semplice e sicura
per la chirurgia dentale, plastica
e maxillofaciale




La precisione al suo apice!

Gli aghi per microdissezione smartOne® sono l'ideale per preparazioni e incisioni di precisione. La punta fine degli elettrodi consente di preparare il tessuto in modo preciso per l'inserimento dell'impianto.



Materiale nonStick in tungsteno

Tutti gli aghi per microdissezione smartOne® sono realizzati in tungsteno. Questo materiale **riduce** l'adesione del tessuto, prevenendo sanguinamenti indesiderati.



Piena potenza a fronte di basse impostazioni

Grazie alla punta fine e al rivestimento speciale è possibile lavorare con l'apparecchio elettrochirurgico a impostazioni ridotte.

La soluzione perfetta per una preparazione atraumatica del tessuto del paziente.

IPS Implants®

One Patient. One Solution.



Elettrodi attivi

STERILE EO

max. 3000 Vp Ø 2,4 mm

NSTC


NSTC = nonStick tungsten

10 UV = Unità di vendita

Aghi per microdissezione



80-700-40-04 **10**
Ago per microdissezione di tungsteno



80-700-42-04 **10**
Ago per microdissezione di tungsteno, 45°



80-700-41-04 **10**
Ago per microdissezione di tungsteno



80-700-43-04 **10**
Ago per microdissezione di tungsteno, 45°

Prospetto degli articoli

Codice	Descrizione	UV
80-700-40-04	Ago per microdissezione di tungsteno, 20 mm	10
80-700-41-04	Ago per microdissezione di tungsteno, 30 mm	10
80-700-42-04	Ago per microdissezione di tungsteno, 45°, 5 mm	10
80-700-43-04	Ago per microdissezione di tungsteno, 45°, 10 mm	10

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australia
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasile
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghai · Cina
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubai · Emirati Arabi Uniti
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokyo · Giappone
Tel. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Milano · Italia
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malesia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Città del Messico · Messico
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Paesi Bassi
Tel. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Regno Unito
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Mosca · Russia
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, Stati Uniti
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwan
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Una società del KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germania
Casella postale 60 · 78501 Tuttlingen · Germania
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com