




Twin Pad II

Die neue wiederverwendbare Neutralelektrode
Die beste Kombination zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit!

Twin Pad II –

Die neue wiederverwendbare Neutralelektrode
Die beste Kombination zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit!



Wiederverwendbarkeit und Sicherheit treffen Wirtschaftlichkeit!

Die Twin Pad II kombiniert Sicherheitsvorteile einer geteilten Neutral-elektrode mit den wirtschaftlichen Vorteilen der Wiederverwendbarkeit.

Kostenreduzierungs-Potenzial


Durch die Möglichkeit der Wiederverwendung und einer hohen Anzahl an Aufbereitungszyklen der Twin Pad II gibt es ein großes Potenzial, Kosten im Krankenhaus einzusparen.

Kompatible KLS-Martin-Geräte:

In Kombination mit allen KLS-Martin-Generatoren, z.B. maXium® oder maXium® smart C, ist es möglich, das Patientenkontrollsystem (PCS – Patient Control System) zu verwenden.

NE-Indikator für den höchsten Sicherheitsstandard

Mit dem PCS-System (Patient Control System - Überwachungssystem für geteilte Elektroden) und dem NE-Indikator wird Ihnen nicht nur der Zustand über die angelegte Neutralelektrode angezeigt, sondern auch die Anlagequalität – permanent während der ganzen Anwendung.



Das PCS garantiert einen hohen Sicherheitsstandard während allen möglichen Einsätzen in der HF-Chirurgie.



maxium® smart Cart



e-Version

i-Version

m-Version

Kompatibilität mit allen KLS-Martin Generatoren!

Großgeräte:



maxium®

80-042-00-04 m-Version
80-042-02-04 i-Version
80-042-04-04 e-Version



maxium® smart C

80-043-00-04 m-Version
80-043-01-04 i-Version
80-043-02-04 e-Version



ME MB 3

80-040-11-04 m-Version
80-040-12-04 i-Version

Kleingeräte:



ME 102

80-010-02-04



miniCutter

80-008-03-04

Artikelübersicht:

Art.-Nr.	Beschreibung
80-342-07-04	Twin Pad II
80-294-40-04	Anschlusskabel KLS-Martin-Geräte
80-294-43-04	Anschlusskabel Erbe-Geräte
80-294-44-04	Anschlusskabel international

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australien
Tel.: +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasilien
Tel.: +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co. Ltd.

Shanghai · China
Tel. +86 21 5820 6251
china@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · Indien
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

Martin Italia S.r.l.

Mailand · Italien
Tel. +39 039 605 67 31
italia@klsmartin.com

Nippon Martin K.K.

Tokio · Japan
Tel. +81 3 3814 1431
nippon@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malaysia
Tel.: +604 505 7838
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México S.A. de C.V.

Mexiko-Stadt · Mexiko
mexico@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.

Huizen · Niederlande
Tel. +31 35 523 45 38
nederland@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Moskau · Russland
Tel. +7 499 792-76-19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei 106 · Taiwan
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, USA
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Dubai · Vereinigte Arabische Emirate
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Vereinigtes Königreich
Tel. +44 1189 000 570
uk@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Ein Unternehmen der KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Deutschland
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Deutschland
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

