



Medizinische Versorgungseinheiten

Zubehörkatalog

independant® Flex

independant® Fix

independant® Care



Für die Decken- und Wandversorgungseinheiten independant® Flex, independant® Fix und independant® Care ist eine große Anzahl an Zubehörartikeln verfügbar. Diese reichen von Infusionszubehör, verschiedensten Ablagen und Schubladen über Beleuchtung bis hin zu Tragarmen und Handgriffen – alles was den reibungslosen Ablauf der Patientenversorgung gewährleistet. Das umfangreiche Portfolio lässt keine Wünsche offen und bietet hohe Modularität und Konfigurationsmöglichkeiten

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1. Infusionszubehör	4-19
2. DIN-Normschienen	20-26
3. Katheterzubehör	27-28
4. Schlauchhalter, Flaschenhalter, Zubehörhalter	29-30
5. Kabelmanagementsystem	31
6. Ablagen und Schubladen	32-47
7. TFT-Tragarme und Tastaturablagen	48-61
8. Zubehör für independant® Fix Bridge	62-63
9. Multifunktionsracks	64-65
10. Handgriffe	66
11. Beleuchtung	67

1. Infusionszubehör

Als fester Bestandteil der Patientenversorgung verbessert es kontinuierlich die Abläufe im OP-Saal und sorgt damit für einen reibungslosen Workflow. Daher bietet die KLS Martin Group eine umfassende Auswahl an Infusionszubehör für alle medizinischen Anforderungen.

Vertikale Stange, Montage an Konsole



Vertikale Stange, ein Montagepunkt, Einzelarm schwenkbar

Ø Stange:	25 mm
Material:	Edelstahl
Traglast:	15 kg
Hersteller:	LM Medical Division

85-215-76-04	H: 600 mm
85-215-79-04	H: 800 mm
85-215-82-04	H: 1000 mm
85-215-85-04	H: 1200 mm



Vertikale Stange, ein Montagepunkt, Doppelarm schwenkbar

Ø Stange:	25 mm
Material:	Edelstahl
Traglast:	15 kg
Hersteller:	LM Medical Division

85-215-88-04	H: 600 mm
85-215-91-04	H: 800 mm
85-215-94-04	H: 1000 mm
85-215-97-04	H: 1200 mm



Vertikale Stange, zwei Montagepunkte, 2 x Einzelarm schwenkbar

Ø Stange: 25 mm
 Material: Edelstahl
 Traglast: 40 kg
 Hersteller: LM Medical Division

85-215-51-04	H: 600 mm
85-215-54-04	H: 800 mm
85-215-57-04	H: 1000 mm
85-215-60-04	H: 1200 mm
85-215-63-04	H: 1500 mm



Vertikale Stange, zwei Montagepunkte, 2 x Doppelarm schwenkbar

Ø Stange: 25 mm
 Material: Edelstahl
 Traglast: 40 kg
 Hersteller: LM Medical Division

85-215-64-04	H: 600 mm
85-215-67-04	H: 800 mm
85-215-70-04	H: 1000 mm
85-215-73-04	H: 1200 mm

Vertikale Stange, Montage an Multifunktionsrack D25 mm und D38 mm

Vertikale Stange



Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm

Material: Edelstahl

Traglast 35 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-215-07-04 H: 500 mm

Vertikale Stange, ein Montagepunkt, Einzelarm schwenkbar



Ø Stange: 25 mm

Montage an Multifunktionsrack D25/D38 mm

Material: Edelstahl

Traglast: 15 kg

Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm

85-217-37-04 H: 800 mm

85-217-43-04 H: 1000 mm

85-217-49-04 H: 1200 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

85-217-40-04 H: 800 mm

85-217-46-04 H: 1000 mm

85-217-52-04 H: 1200 mm



Vertikale Stange, zwei Montagepunkte, 2 x Einzelarm schwenkbar

Ø Stange: 25 mm

Montage an Multifunktionsrack D25/D38 mm

Material: Edelstahl

Traglast: 40 kg

Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm

85-216-93-04 H: 800 mm

85-216-99-04 H: 1000 mm

85-217-06-04 H: 1200 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

85-216-96-04 H: 800 mm

85-217-03-04 H: 1000 mm

85-217-09-04 H: 1200 mm



Vertikale Stange, ein Montagepunkt, Doppelarm schwenkbar

Ø Stange: 25 mm

Montage an Multifunktionsrack D25/D38 mm

Material: Edelstahl

Armlänge: 250+250 mm

Traglast: 15 kg

Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm

85-217-55-04 H: 800 mm

85-217-61-04 H: 1000 mm

85-217-67-04 H: 1200 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

85-217-58-04 H: 800 mm

85-217-64-04 H: 1000 mm

85-217-70-04 H: 1200 mm



**Vertikale Stange, zwei Montagepunkte, 2 x Doppelarm
schwenkbar**

Ø Stange: 25 mm

Montage an Multifunktionsrack D25/D38 mm

Material: Edelstahl

Armlänge: 250+250 mm

Traglast: 40 kg

Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm

85-217-12-04 H: 800 mm

85-217-18-04 H: 1000 mm

85-217-24-04 H: 1200 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

85-217-15-04 H: 800 mm

85-217-21-04 H: 1000 mm

85-217-27-04 H: 1200 mm

Vertikale Stange, Montage an DIN-Normschiene



Vertikale Stange

Montage an DIN-Normschiene
Material: Edelstahl
Traglast: 25 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-215-09-04	H: 500 mm
85-215-08-04	H: 800 mm

Vertikale Stange



Vertikale Stange, zwei Montagepunkte

Ø Stange: 25 mm
Montage an independant® Care Vertikal
Material: Edelstahl
Traglast: 40 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-216-01-04	H: 600 mm
85-216-02-04	H: 800 mm
85-216-03-04	H: 1000 mm
85-216-05-04	H: 1200 mm
85-216-07-04	H: 1500 mm

Vertikale Stange, zwei Montagepunkte



Ø Stange: 25 mm
Montage an independant® Flex vertikale Konsole
Material: Edelstahl
Traglast: 50 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-216-04-04	H: 1000 mm
85-216-06-04	H: 1200 mm



Vertikale Stange, zwei Montagepunkte

Ø Stange: 38 mm

Montage an independant® Care Vertikal

Material: Edelstahl

Traglast: 80 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-216-08-04 H: 600 mm

85-216-09-04 H: 800 mm

85-216-10-04 H: 1000 mm

85-216-12-04 H: 1200 mm

85-216-13-04 H: 1500 mm



Vertikale Stange, zwei Montagepunkte

Ø Stange: 38 mm

Montage an independant® Flex vertikale Konsole

Material: Edelstahl

Traglast: 50 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-216-11-04 H: 1000 mm

85-216-14-04 H: 1500 mm

Infusionsstativ, Montage an Konsole



Infusionsstativ, ein Montagepunkt, Einzelarm, höhenverstellbar

Ø Stange: 25 mm
Montage an Konsole
Vertikal schwenkbar
Material: Edelstahl
Material Haken: Edelstahl
Traglast: 15 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-215-78-04	H: 600 mm
85-215-81-04	H: 800 mm
85-215-84-04	H: 1000 mm
85-215-87-04	H: 1200 mm



Infusionsstativ, ein Montagepunkt, Einzelarm, höhenverstellbar

Ø Stange: 25 mm
Montage an Konsole
Vertikal schwenkbar
Material: Edelstahl
Material Haken: Kunststoff
Traglast: 15 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-215-77-04	H: 600 mm
85-215-80-04	H: 800 mm
85-215-83-04	H: 1000 mm
85-215-86-04	H: 1200 mm



Infusionsstativ, ein Montagepunkt, Doppelarm, höhenverstellbar

Ø Stange: 25 mm
Montage an Konsole
Vertikal schwenkbar
Material: Edelstahl
Material Haken: Edelstahl
Traglast: 15 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-215-89-04	H: 600 mm
85-215-93-04	H: 800 mm
85-215-96-04	H: 1000 mm
85-215-99-04	H: 1200 mm



Infusionsstativ, ein Montagepunkt, Doppelarm, höhenverstellbar

Ø Stange: 25 mm
Montage an Konsole
Vertikal schwenkbar
Material: Edelstahl
Material Haken: Kunststoff
Traglast: 15 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-215-92-04	H: 800 mm
85-215-95-04	H: 1000 mm
85-215-98-04	H: 1200 mm



Infusionsstativ, zwei Montagepunkte, 2 x Einzelarm, höhenverstellbar

Ø Stange: 25 mm
Montage an Konsole
Vertikal schwenkbar
Material: Edelstahl
Material Haken: Edelstahl
Traglast: 40 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-215-53-04	H: 600 mm
85-215-56-04	H: 800 mm
85-215-59-04	H: 1000 mm
85-215-62-04	H: 1200 mm



Infusionsstativ, zwei Montagepunkte, 2 x Einzelarm, höhenverstellbar

Ø Stange: 25 mm
 Montage an Konsole
 Vertikal schwenkbar
 Material: Edelstahl
 Material Haken: Kunststoff
 Traglast: 40 kg
 Hersteller: LM Medical Division

85-215-52-04	H: 600 mm
85-215-55-04	H: 800 mm
85-215-58-04	H: 1000 mm
85-215-61-04	H: 1200 mm



Infusionsstativ, zwei Montagepunkte, 2 x Doppelarm, höhenverstellbar

Ø Stange: 25 mm
 Montage an Konsole
 Vertikal schwenkbar
 Material: Edelstahl
 Material Haken: Edelstahl
 Traglast: 40 kg
 Hersteller: LM Medical Division

85-215-66-04	H: 600 mm
85-215-69-04	H: 800 mm
85-215-72-04	H: 1000 mm
85-215-75-04	H: 1200 mm



Infusionsstativ, zwei Montagepunkte, 2 x Doppelarm, höhenverstellbar

Ø Stange: 25 mm
 Montage an Konsole
 Vertikal schwenkbar
 Material: Edelstahl
 Material Haken: Kunststoff
 Traglast: 40 kg
 Hersteller: LM Medical Division

85-215-65-04	H: 600 mm
85-215-68-04	H: 800 mm
85-215-71-04	H: 1000 mm
85-215-74-04	H: 1200 mm

Infusionsstativ, Montage an Multifunktionsrack D25 mm und D38 mm



Infusionsstativ höhenverstellbar

Ø Stange: 25 mm
Montage an Multifunktionsrack D25 mm
Material: Edelstahl
Material Haken: Edelstahl
Traglast: 15 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-215-19-04 H: 1000 mm



Infusionsstativ, ein Montagepunkt, Einzelarm höhenverstellbar

Ø Stange: 25 mm
Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Material: Edelstahl
Material Haken: Kunststoff
Armlänge: 250 mm
Traglast: 15 kg
Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm

85-217-38-04 H: 800 mm

85-217-44-04 H: 1000 mm

85-217-50-04 H: 1200 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

85-217-41-04 H: 800 mm

85-217-47-04 H: 1000 mm

85-217-53-04 H: 1200 mm



**Infusionsstativ, ein Montagepunkt, Einzelarm
höhenverstellbar**

Ø Stange: 25 mm
Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Material: Edelstahl
Material Haken: Edelstahl
Armlänge: 250 mm
Traglast: 15 kg
Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
85-217-39-04 H: 800 mm
85-217-45-04 H: 1000 mm
85-217-51-04 H: 1200 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
85-217-42-04 H: 800 mm
85-217-48-04 H: 1000 mm
85-217-54-04 H: 1200 mm



**Infusionsstativ, zwei Montagepunkte, 2 x Einzelarm
höhenverstellbar**

Ø Stange: 25 mm
Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Material: Edelstahl
Material Haken: Kunststoff
Armlänge: 250 mm
Traglast: 40 kg
Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
85-216-94-04 H: 800 mm
85-217-01-04 H: 1000 mm
85-217-07-04 H: 1200 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
85-216-97-04 H: 800 mm
85-217-04-04 H: 1000 mm
85-217-10-04 H: 1200 mm



**Infusionsstativ, zwei Montagepunkte, 2 x Einzelarm
höhenverstellbar**

Ø Stange: 25 mm
Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Material: Edelstahl
Material Haken: Edelstahl
Armlänge: 250 mm
Traglast: 40 kg
Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
85-216-95-04 H: 800 mm
85-217-02-04 H: 1000 mm
85-217-08-04 H: 1200 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
85-216-98-04 H: 800 mm
85-217-05-04 H: 1000 mm
85-217-11-04 H: 1200 mm



**Infusionsstativ, ein Montagepunkt, Doppelarm
höhenverstellbar**

Ø Stange: 25 mm
Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Material: Edelstahl
Material Haken: Kunststoff
Armlänge: 250+250 mm
Traglast: 15 kg
Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
85-217-56-04 H: 800 mm
85-217-62-04 H: 1000 mm
85-217-68-04 H: 1200 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
85-217-59-04 H: 800 mm
85-217-65-04 H: 1000 mm
85-217-71-04 H: 1200 mm



**Infusionsstativ, ein Montagepunkt, Doppelarm
höhenverstellbar**

Ø Stange: 25 mm
Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Material: Edelstahl
Material Haken: Edelstahl
Armlänge: 250+250 mm
Traglast: 15 kg
Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
85-217-57-04 H: 800 mm
85-217-63-04 H: 1000 mm
85-217-69-04 H: 1200 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
85-217-60-04 H: 800 mm
85-217-66-04 H: 1000 mm
85-217-72-04 H: 1200 mm



**Infusionsstativ, zwei Montagepunkte, 2 x Doppelarm,
höhenverstellbar**

Ø Stange: 25 mm
Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Material: Edelstahl
Material Haken: Kunststoff
Traglast: 40 kg
Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
85-217-13-04 H: 800 mm
85-217-19-04 H: 1000 mm
85-217-25-04 H: 1200 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
85-217-16-04 H: 800 mm
85-217-22-04 H: 1000 mm
85-217-28-04 H: 1200 mm



**Infusionsstativ, zwei Montagepunkte, 2 x Doppelarm
höhenverstellbar**

Ø Stange: 25 mm
 Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
 Material: Edelstahl
 Material Haken: Edelstahl
 Traglast: 40 kg
 Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
 85-217-14-04 H: 800 mm
 85-217-20-04 H: 1000 mm
 85-217-26-04 H: 1200 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
 85-217-17-04 H: 800 mm
 85-217-23-04 H: 1000 mm
 85-217-29-04 H: 1200 mm



**Infusionsstativ
gebogen**

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
 Material: Edelstahl
 Material Haken: Kunststoff
 Traglast: 10 kg
 Hersteller: LM Medical Division

85-215-13-04 H: 700 mm



**Infusionsstativ
gebogen**

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
 Material: Edelstahl
 Material Haken: Edelstahl
 Traglast: 10 kg
 Hersteller: LM Medical Division

85-215-15-04 H: 700 mm

Infusionsstativ, Montage an DIN-Normschiene



Infusionsstativ höhenverstellbar

Montage an DIN-Normschiene
Material: Edelstahl
Material Haken: Edelstahl
Traglast: 15 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-215-21-04 4 Haken
H: 800 mm (Rohr)
H: 500 mm (innere Verstellstange)



Infusionsstativ höhenverstellbar

Ø Stange: 25 mm
Montage an DIN-Normschiene
Material: Edelstahl
Material Haken: Kunststoff
Traglast: 15 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-215-20-04 4 Haken
Gerade Ausführung

85-215-22-04 6 Haken
Gebogene Ausführung H: 800 mm (Rohr)
H: 500 mm (innere Verstellstange)



Infusionsstativ gebogen

Montage an DIN-Normschiene
Material: Edelstahl
Material Haken: Kunststoff
Traglast: 10 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-215-16-04 H: 700 mm

2. DIN-Normschienen

Durch die Normschiene eröffnen sich viele individuelle Konfigurationsmöglichkeiten von schienenmontiertem Zubehör und schienenmontierten Kleingeräten.

Normschienen, Montage an Multifunktionsrack

DIN-Normschiene mit zentralem Montagepunkt



Montage an Multifunktionsrack D25 mm

Aufnahme: Zentral

Material: Edelstahl

Maße: 25 x 10 mm

Traglast: 10 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-215-46-04 L: 350 mm

DIN-Normschiene mit Montagepunkt links



Vertikale Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm

Aufnahme: Einseitig

Material: Edelstahl

Maße: 25 x 10 mm

Traglast: 10 kg

Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm

85-215-47-04 L: 350 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

85-215-49-04 L: 350 mm

DIN-Normschiene mit zwei Montagepunkten



Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm

Aufnahme: Beidseitig

Material: Edelstahl

Maße: 25 x 10 mm

Traglast: 10 kg

Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm

85-218-04-04 L: 400 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

85-218-05-04 L: 400 mm

Normschiene, Montage an independant® Fix Bridge



DIN-Normschiene aus Edelstahl

Montage an independant® Fix Bridge

Material: Edelstahl

Maße: 25 x 10 mm

Traglast: 20 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-212-87-04	L: 300 mm
85-212-88-04	L: 400 mm
85-212-89-04	L: 500 mm
85-212-90-04	L: 600 mm
85-212-91-04	L: 750 mm
85-212-92-04	L: 800 mm
85-212-93-04	L: 1000 mm
85-212-94-04	L: 1200 mm
85-212-95-04	L: 1500 mm
85-212-96-04	L: 1700 mm
85-212-97-04	L: 1800 mm
85-212-98-04	L: 2000 mm
85-212-99-04	L: 2500 mm
85-213-01-04	L: 3000 mm
85-213-02-04	L: 3500 mm
85-213-03-04	L: 4000 mm



DIN-Normschiene aus Aluminium

Montage an independant® Fix Bridge

Material: Aluminium

Maße: 25 x 10 mm

Traglast: 20 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-213-40-04	L: 300 mm	85-213-37-04	L: 1800 mm
85-213-44-04	L: 500 mm	85-213-38-04	L: 2000 mm
85-213-45-04	L: 750 mm	85-213-39-04	L: 2500 mm
85-213-34-04	L: 1000 mm	85-213-41-04	L: 3000 mm
85-213-35-04	L: 1200 mm	85-213-42-04	L: 3500 mm
85-213-36-04	L: 1500 mm	85-213-43-04	L: 4000 mm



Doppel-DIN-Normschiene

Ø der Stangen: D38 mm

Montage an Trolley der independant® Fix Bridge

Material: Edelstahl

Maße: 25 x 10 mm

Traglast: 20 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-213-99-04	L: 500 mm
85-214-02-04	L: 700 mm



DIN-Normschiene

Ø der Stange: D38 mm

Montage an Trolley der independant® Fix Bridge

Material: Edelstahl

Maße: 25 x 10 mm

Traglast: 20 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-214-01-04	L: 500 mm
85-214-03-04	L: 700 mm

Normschiene, Wandmontage



DIN-Wandnormschiene

Wandmontage

Material: Edelstahl

Maße: 25 x 10 mm

Traglast: 35 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-213-50-04	L: 150 mm	85-213-66-04	L: 1600 mm
85-213-51-04	L: 200 mm	85-213-67-04	L: 1700 mm
85-213-52-04	L: 250 mm	85-213-68-04	L: 1800 mm
85-213-53-04	L: 300 mm	85-213-69-04	L: 1900 mm
85-213-54-04	L: 400 mm	85-213-70-04	L: 2000 mm
85-213-55-04	L: 450 mm	85-213-71-04	L: 2200 mm
85-213-56-04	L: 500 mm	85-213-72-04	L: 2300 mm
85-213-57-04	L: 600 mm	85-213-73-04	L: 2400 mm
85-213-58-04	L: 700 mm	85-213-74-04	L: 2600 mm
85-213-59-04	L: 800 mm	85-213-75-04	L: 2800 mm
85-213-60-04	L: 900 mm	85-213-76-04	L: 3000 mm
85-213-61-04	L: 1000 mm	85-213-77-04	L: 3200 mm
85-213-62-04	L: 1200 mm	85-213-78-04	L: 3400 mm
85-213-63-04	L: 1300 mm	85-213-79-04	L: 3600 mm
85-213-64-04	L: 1400 mm	85-213-80-04	L: 4000 mm
85-213-65-04	L: 1500 mm		

Normschiene, Montage an independant® Care



DIN-Normschiene

Montage an independant® Care horizontal

Material: Edelstahl


Maße: 25 x 10 mm

Traglast: 20 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-213-04-04	L: 200 mm	85-213-19-04	L: 1600 mm
85-213-05-04	L: 300 mm	85-213-20-04	L: 1700 mm
85-213-06-04	L: 400 mm	85-213-21-04	L: 1800 mm
85-213-07-04	L: 500 mm	85-213-22-04	L: 1900 mm
85-213-08-04	L: 520 mm	85-213-23-04	L: 2000 mm
85-213-09-04	L: 600 mm	85-213-24-04	L: 2200 mm
85-213-10-04	L: 700 mm	85-213-25-04	L: 2400 mm
85-213-11-04	L: 800 mm	85-213-26-04	L: 2600 mm
85-213-12-04	L: 900 mm	85-213-27-04	L: 2800 mm
85-213-13-04	L: 1000 mm	85-213-28-04	L: 3000 mm
85-213-14-04	L: 1100 mm	85-213-29-04	L: 3200 mm
85-213-15-04	L: 1200 mm	85-213-30-04	L: 3400 mm
85-213-16-04	L: 1300 mm	85-213-31-04	L: 3600 mm
85-213-17-04	L: 1400 mm	85-213-32-04	L: 3800 mm
85-213-18-04	L: 1500 mm	85-213-33-04	L: 4000 mm

Normschiene, Montage an independant® Fix und Flex



Umlaufende DIN-Normschiene (vertikal)

Montage an independant® Flex

Material: Edelstahl

Maße: 25 x 10 mm

Traglast vertikal: 10 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-216-66-04



Umlaufende DIN-Normschiene (horizontal)

Montage an independant® Flex

Material: Edelstahl

Maße: 25 x 10 mm

Traglast: 10 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-216-67-04



Vertikaler Wandhalter für Zubehör

Für die Wandmontage

Hersteller: LM Medical Division

85-216-89-04 H: 500 mm

Normschiene, Montage an Hammer Head



DIN-Normschiene

Montage an Hammer Head für Zubehör

Material: Edelstahl

Maße: 25 x 10 mm

Traglast: 10 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-212-75-04 L: 300 mm

3. Katheterzubehör

Korb, Montage an Multifunktionsrack




Versorgungskorb

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
Material: Edelstahl
Epoxid-Pulverlackierung
Hersteller: Provita Medical

	Abmessungen (L x H x B)
85-218-40-04	250 x 200 x 90 mm

Korb, Montage an DIN-Normschiene



Versorgungskorb

Montage an DIN-Normschiene
Material: Edelstahl
Epoxid-Pulverlackierung
Hersteller: Provita Medical


	Abmessungen (L x H x B)
85-218-36-04	100 x 150 x 100 mm
85-218-37-04	250 x 200 x 90 mm
85-218-38-04	300 x 200 x 100 mm



Makrolon®-Korb

Makrolon®-Korb für Katheter mit Klemme zur Adaption
an DIN-Normschiene
Montage an DIN-Normschiene
Traglast: 5 kg
Hersteller: Flow-Meter S.p.A.

	Maße (H x B)
85-218-39-04	400 x 50 mm (innerer Ring 45 mm)




Absaugbehälter

Montage an DIN-Normschiene

Hersteller: Flow-Meter S.p.A.

85-218-42-04 1000 ml

85-218-43-04 2000 ml



Vakuumregler

Montage an DIN-Normschiene

Hersteller: Flow-Meter S.p.A.

85-218-44-04 250 mbar Eingang: BS-Ausgang 1/2" Gas M

85-218-52-04 250 mbar Eingang: AFNOR-Ausgang 1/2" Gas M

85-218-53-04 250 mbar Eingang: DIN-Ausgang 1/2" Gas M

85-218-54-04 250 mbar Eingang: UNI-Ausgang 1/2" Gas M

4. Schlauchhalter, Flaschenhalter, Zubehörhalter

Klemmen, Montage an Multifunktionsrack



DIN-Normschienenklemme

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Bohrung D18/25 mm
Traglast: 40 kg
Hersteller: Provita Medical

Bohrung D18 mm
85-215-34-04

Bohrung D25 mm
85-215-35-04



Klemme für Vorhanghalterung

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Traglast: 40 kg
Hersteller: Provita Medical

85-215-39-04

Klemmen, Flaschenhalter, Montage an DIN-Normschiene



DIN-Normschienenklemme

Montage an DIN-Normschiene
Bohrung D25 mm
Traglast: 40 kg
Hersteller: LM Medical Division


85-215-37-04



DIN-Normschienenklemme für Vakuum-Auffangbehälter

Montage an 25x10 mm DIN-Normschiene
Material: Kunststoff
Traglast: 40 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-215-43-04



Gasflaschenhalter für zwei Glasflaschen

Montage an DIN-Normschiene

Traglast: 10 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-217-36-04 Breite: 150 mm



Halterung für Vakuumbehälter

Montage an DIN-Normschiene

4 Liter

Hersteller: Flow-Meter S.p.A.

85-218-41-04



Adapter


Montage an independant® Flex Frontschiene

Hersteller: LM Medical Division

85-215-40-04 CIM MED-Arm

85-216-52-04 GCX Corp.

5. Kabelmanagementsystem



Kabelsammelbox

Montage unter Ablage oder Schublade

Hersteller: LM Medical Division

85-213-87-04

6. Ablagen und Schubladen

Ablagen und Schubladen, Montage an independant® Fix und Flex




Ablage

Montage an Konsolenlaufschiene

Material: Lackierter Stahl

Hersteller: LM Medical Division



85-216-78-04 L: 460 mm B: 440 mm

Traglast: 40 kg

85-216-68-04 L: 560 mm B: 440 mm

Traglast: 35 kg

85-216-73-04 L: 700 mm B: 440 mm

Traglast: 30 kg

Ablage mit DIN-Normschienen

Montage an Konsolenlaufschiene

Material: Lackierter Stahl

Hersteller: LM Medical Division



85-216-81-04 L: 530 mm B: 440 mm


Traglast: 40 kg

85-216-70-04 L: 630 mm B: 440 mm

Traglast: 35 kg

85-216-75-04 L: 770 mm B: 440 mm

Traglast: 30 kg



Ablage mit DIN-Normschienen und Handgriffen

Montage an Konsolenlaufschiene
 Material: Lackierter Stahl
 Hersteller: LM Medical Division

85-216-79-04 L: 530 mm B: 440 mm
 Traglast: 40 kg

85-216-69-04 L: 630 mm B: 440 mm
 Traglast: 35 kg

85-216-74-04 L: 770 mm B: 440 mm
 Traglast: 30 kg

Integrierte LED:
 85-216-80-04 L: 530 mm B: 440
 Traglast: 40 kg



Ablage BIOCLEAR

Montage an Konsolenlaufschiene
 Material: Lackierter Stahl
 Traglast: 40 kg
 Hersteller: LM Medical Division

85-216-82-04 L: 470 mm B: 450 mm

Integrierte LED:
 85-216-84-04 L: 470 mm B: 450 mm



Ablage BIOCLEAR mit DIN-Normschienen

Montage an Konsolenlaufschiene
 Material: Lackierter Stahl
 Hersteller: LM Medical Division

85-216-87-04 L: 530 mm B: 450 mm
 Traglast: 40 kg

85-216-72-04 L: 630 mm B: 450 mm
 Traglast: 35 kg

85-216-77-04 L: 770 mm B: 450 mm
 Traglast: 30 kg

Integrierte LED:
 85-216-86-04 L: 530 mm B: 450 mm
 Traglast: 40 kg



Ablage BIOCLEAN mit DIN-Normschienen und Handgriffen

Montage an Konsolenlaufschiene
Material: Lackierter Stahl
Hersteller: LM Medical Division

85-216-83-04	L: 530 mm B: 450 mm Traglast: 40 kg
85-216-71-04	L: 630 mm B: 450 mm Traglast: 35 kg
85-216-76-04	L: 770 mm B: 450 mm Traglast: 30 kg

Integrierte LED:	
85-216-85-04	L: 770 mm B: 450 mm Traglast: 30 kg



Schublade

Montage an Konsolenlaufschiene
Material: Lackierter Stahl
Traglast: 40 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-216-37-04	L: 460 mm B: 440 mm H: 150 mm
--------------	----------------------------------



Schublade mit DIN-Normschiene

Montage an Konsolenlaufschiene
Material: Lackierter Stahl
Hersteller: LM Medical Division

85-216-40-04	L: 530 mm B: 440 mm H: 150 mm Traglast: 40 kg
85-216-29-04	L: 630 mm B: 440 mm H: 150 mm Traglast: 35 kg
85-216-32-04	L: 770 mm B: 440 mm H: 150 mm Traglast: 30 kg



Schublade mit DIN-Normschienen und Handgriffen

Montage an Konsolenlaufschiene

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 40 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-216-38-04 L: 530 mm B: 440 mm
H: 150 mm

85-216-28-04 L: 630 mm B: 440 mm
H: 150 mm

85-216-31-04 L: 770 mm B: 440 mm
H: 150 mm

Mit Schlüssel:

85-216-36-04 L: 530 mm B: 440 mm
H: 150 mm

Integrierte LED:

85-216-39-04 L: 530 mm B: 440 mm
H: 150 mm



Schublade BIOCLEAN

Montage an Konsolenlaufschiene

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 40 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-216-41-04 L: 470 mm B: 450 mm
H: 160 mm

Integrierte LED:

85-216-43-04 L: 470 mm B: 450 mm
H: 160 mm



Schublade BIOCLEAN mit DIN-Normschienen

Montage an Konsolenlaufschiene

Material: Lackierter Stahl


Traglast: 40 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-216-46-04 L: 530 mm B: 450 mm
H: 160 mm

Integrierte LED:

85-216-45-04 L: 530 mm B: 450 mm
H: 160 mm



Schublade BIOCLEAN mit DIN-Normschienen und Handgriffen

Montage an Konsolenlaufschiene

Material: Lackierter Stahl

Hersteller: LM Medical Division

85-216-42-04 L: 530 mm B: 450 mm
H: 160 mm

Traglast: 40 kg

85-216-30-04 L: 630 mm B: 450 mm
H: 160 mm

Traglast: 35 kg

85-216-33-04 L: 770 mm B: 450 mm
H: 160 mm

Traglast: 30 kg

Integrierte LED:

85-216-44-04 L: 530 mm B: 450 mm
H: 160 mm
Traglast: 40 kg



Doppelschublade

Montage an Konsolenlaufschiene
 Material: Lackierter Stahl
 Traglast: 40 kg
 Hersteller: LM Medical Division

85-218-68-04	L: 460 mm B: 440 mm H: 270 mm
85-218-69-04	L: 560 mm B: 440 mm H: 270 mm



Doppelschublade mit DIN-Normschienen

Montage an Konsolenlaufschiene
 Material: Lackierter Stahl
 Traglast: 40 kg
 Hersteller: LM Medical Division

85-216-34-04	L: 530 mm B: 440 mm H: 270 mm
85-218-73-04	L: 630 mm B: 440 mm H: 270 mm



Doppelschublade mit DIN-Normschienen und Handgriffen

Montage an Konsolenlaufschiene
 Material: Lackierter Stahl
 Traglast: 40 kg
 Hersteller: LM Medical Division

85-218-76-04	L: 530 mm B: 440 mm H: 270 mm
85-218-77-04	L: 630 mm B: 440 mm H: 270 mm



Doppelschublade BIOCLEAN

Montage an Konsolenlaufschiene

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 40 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-218-70-04 L: 470 mm B: 450 mm
H: 280 mm



Doppelschublade BIOCLEAN mit DIN-Normschienen

Montage an Konsolenlaufschiene

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 40 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-216-35-04 L: 530 mm B: 450 mm
H: 280 mm



Doppelschublade BIOCLEAN mit DIN-Normschienen und Handgriffen

Montage an Konsolenlaufschiene

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 40 kg

Hersteller: LM Medical Division


85-218-78-04 L: 530 mm B: 450 mm
H: 280 mm
85-218-79-04 L: 630 mm B: 450 mm
H: 280 mm

Ablagen und Schubladen, Montage an zwei vertikalen Stangen



Ablage


Montage an zwei vertikalen Stangen D38 mm
 Material: Lackierter Stahl
 Traglast: 45 kg
 Hersteller: LM Medical Division



85-214-06-04 L: 440 mm B: 400 mm
 85-214-09-04 L: 640 mm B: 400 mm

Ablage BIOCLEAN

Montage an zwei vertikalen Stangen D38 mm
 Material: Lackierter Stahl
 Traglast: 45 kg
 Hersteller: LM Medical Division



85-214-08-04 L: 450 mm B: 400 mm
 85-214-10-04 L: 650 mm B: 400 mm



Schublade

Montage an zwei vertikalen Stangen D38 mm


Material: Lackierter Stahl

Traglast: 45 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-213-88-04 L: 440 mm B: 400 mm
H: 170 mm

85-213-90-04 L: 640 mm B: 400 mm
H: 170 mm



Schublade BIOCLEAN

Montage an zwei vertikalen Stangen D38 mm

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 45 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-213-89-04 L: 450 mm B: 400 mm
H: 180 mm

85-213-91-04 L: 650 mm B: 400 mm
H: 180 mm



Doppelschublade


Montage an zwei vertikalen Stangen D38 mm

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 45 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-218-81-04 L: 640 mm B: 400 mm
H: 270 mm



Doppelschublade BIOCLEAN

Montage an zwei vertikalen Stangen D38 mm

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 45 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-218-83-04 L: 640 mm B: 400 mm
H: 280 mm


Ablagen und Schubladen, Montage an Multifunktionsrack



Ablage

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
Material: Lackierter Stahl
Traglast: 40 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-217-91-04 L: 460 mm B: 440 mm




Ablage mit DIN-Normschienen

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
Material: Lackierter Stahl
Traglast: 40 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-217-92-04 L: 530 mm B: 440 mm





Ablage

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 15 kg


Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm

85-217-99-04 L: 380 mm B: 280 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

85-218-01-04 L: 380 mm B: 280 mm



Ablage

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm

Material: Lackierter Stahl

Material Ablage: CDF geschichtet

Traglast: 25 kg/35 kg

Hersteller: LM Medical Division

Montage an Multifunktionsrack D25 mm

85-217-87-04 L: 380 mm B: 280 mm

85-217-89-04 L: 430 mm B: 360 mm

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

85-217-86-04 L: 350 mm B: 180 mm

85-217-88-04 L: 380 mm B: 280 mm

85-217-90-04 L: 430 mm B: 360 mm

85-217-95-04 L: 490 mm B: 430 mm



Schublade

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 40 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-218-08-04 L: 460 mm B: 440 mm

H: 150 mm



Schublade BIOCLEAN

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 40 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-218-09-04 L: 460 mm B: 440 mm
H: 160 mm



Schublade mit DIN-Normschiene

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 40 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-218-06-04 L: 530 mm B: 440 mm
H: 150 mm



Doppelschublade

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 30 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-218-84-04 L: 460 mm B: 440 mm
H: 270 mm

85-218-85-04 L: 560 mm B: 440 mm
H: 270 mm



Doppelschublade BIOCLEAN

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 30 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-218-86-04 L: 460 mm B: 440 mm
H: 280 mm

85-218-87-04 L: 560 mm B: 440 mm
H: 280 mm



Doppelschublade mit DIN-Normschienen

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 30 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-218-88-04 L: 530 mm B: 440 mm
H: 270 mm

85-218-89-04 L: 630 mm B: 440 mm
H: 270 mm



Doppelschublade BIOCLEAN mit DIN-Normschienen

Montage an Multifunktionsrack D38 mm

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 30 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-218-90-04 L: 530 mm B: 440 mm
H: 280 mm

85-218-91-04 L: 630 mm B: 440 mm
H: 280 mm

Ablagen und Schubladen, Montage an independant® Care



Ablage aus CDF

Traglast: 40 kg

Hersteller: LM Medical Division

Montage an independant® Care horizontale DIN-Schiene

85-218-14-04

L: 430 mm B: 360 mm

Montage an independant® Care vertikal D25 mm

85-218-13-04 (für ES)

L: 430 mm B: 360 mm

Abstand Stangen 185 mm

85-218-15-04 (für MD)

L: 430 mm B: 360 mm

Abstand Stangen 320 mm

85-218-17-04 (für LG)

L: 555 mm B: 360 mm


Abstand Stangen 455 mm


Montage an independant® Care vertikal D38 mm

85-218-16-04

L: 430 mm B: 360 mm

Abstand Stangen 320 mm





Schublade aus CDF

Material: CDF
Traglast: 40 kg
Hersteller: LM Medical Division

Montage an independant® Care vertikal D25 mm
85-218-10-04 L: 430 mm B: 360 mm
H: 150 mm
Abstand Stangen 320 mm

Montage an independant® Care vertikal D38 mm
85-218-11-04 L: 430 mm B: 360 mm
H: 150 mm
Abstand Stangen 320 mm




Ablage

Montage an independant® Care horizontale DIN-Schiene
Traglast: 40 kg
Hersteller: LM Medical Division

Material Ablage: Edelstahl
85-217-76-04 L: 430 mm B: 360 mm

Material Ablage: beschichtetes CDF
85-217-77-04 L: 540 mm B: 360 mm



Ablage

Montage an independant® Care horizontale DIN-Schiene
Material: Lackierter Stahl
Traglast: 40 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-217-78-04 L: 430 mm B: 360 mm



Schublade BIOCLEAN mit DIN-Normschienen

Montage an independant® Fix Wall D38 mm

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 40 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-218-07-04 L: 430 mm B: 360 mm
H: 160 mm



Ablage

Montage an independant® Care vertikal D25 mm

Material: Lackierter Stahl

Traglast: 25 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-217-96-04 L: 380 mm B: 280 mm

7. TFT-Tragarme und Tastaturablagen

Tragarme und Tastaturablagen, Montage an Multifunktionsrack

Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme, Tastaturablage




Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300 mm
Traglast: 18 kg
Hersteller: CIM med GmbH

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
85-212-06-04

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
85-212-07-04

Doppel-Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme, Tastaturablage



Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300+300 mm
Traglast: 15 kg
Hersteller: CIM med GmbH

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
85-212-26-04

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
85-212-27-04

Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme, Tastaturablage



Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
85-212-41-04

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
85-212-42-04



Doppel-Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme, Tastaturablage

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
 Horizontal schwenkbar
 Höhenverstellbar
 Armlänge: 310+300 mm
 Traglast: 22 kg
 Hersteller: CIM med GmbH

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
 85-212-57-04

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
 85-212-58-04



Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
 Horizontal schwenkbar
 Armlänge: 300 mm
 Traglast: 18 kg
 Hersteller: CIM med GmbH

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
 85-212-11-04

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
 85-212-12-04



Doppel-Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
 Horizontal schwenkbar
 Armlänge: 300+300 mm
 Traglast: 15 kg
 Hersteller: CIM med GmbH

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
 85-212-30-04

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
 85-212-31-04



Doppel-Tragarm, GE-Monitoraufnahme

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300+300 mm
Traglast: 18 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-33-04



Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
85-212-45-04

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
85-212-46-04



Tragarm, PHILIPS-Monitoraufnahme

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300 mm
Traglast: 18 kg
Hersteller: CIM med GmbH

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
85-212-17-04

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
85-212-18-04



Tragarm, PHILIPS-Monitoraufnahme

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
 Horizontal schwenkbar
 Höhenverstellbar
 Armlänge: 310 mm
 Traglast: 22 kg
 Hersteller: CIM med GmbH

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
 85-212-49-04

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
 85-212-50-04



Doppel-Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
 Horizontal schwenkbar
 Höhenverstellbar
 Armlänge: 310+300 mm
 Traglast: 22 kg
 Hersteller: CIM med GmbH

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
 85-212-61-04

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
 85-212-62-04



Tragarm für Tastaturablage

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
 Horizontal schwenkbar
 Armlänge: 300 mm
 Traglast: 18 kg
 Hersteller: CIM med GmbH

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
 85-212-21-04

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
 85-212-22-04



Doppel-Tragarm für Notebookablage

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300+300 mm
Traglast: 15 kg
Hersteller: CIM med GmbH

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
85-212-36-04

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
85-212-37-04



Tragarm für Notebookablage

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
85-212-53-04

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
85-212-54-04



Doppel-Tragarm für Notebookablage

Montage an Multifunktionsrack D25/38 mm
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310+300 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

Montage an Multifunktionsrack D25 mm
85-212-65-04

Montage an Multifunktionsrack D38 mm
85-212-66-04


Tragarme und Tastaturablagen, Montage an DIN-Normschiene



Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme, Tastaturablage

Montage an DIN-Normschiene
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300 mm
Traglast: 18 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-08-04



Doppel-Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme, Tastaturablage

Montage an DIN-Normschiene
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300+300 mm
Traglast: 15 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-28-04



Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme, Tastaturablage

Montage an DIN-Normschiene
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-43-04



Doppel-Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme, Tastaturablage

Montage an DIN-Normschiene
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310+300 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-59-04



Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme

Montage an DIN-Normschiene
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300 mm
Traglast: 18 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-13-04



Doppel-Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme

Montage an DIN-Normschiene
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300+300 mm
Traglast: 15 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-32-04



Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme

Montage an DIN-Normschiene
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-47-04



Tragarm, PHILIPS-Monitoraufnahme

Montage an DIN-Normschiene
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300 mm
Traglast: 18 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-19-04



Tragarm, PHILIPS-Monitoraufnahme

Montage an DIN-Normschiene
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-51-04



Doppel-Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme

Montage an DIN-Normschiene
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310+300 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-63-04



Tragarm für Notebookablage

Montage an DIN-Normschiene
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300 mm
Traglast: 18 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-23-04



Doppel-Tragarm für Notebookablage

Montage an DIN-Normschiene
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300+300 mm
Traglast: 15 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-38-04



Tragarm für Notebookablage

Montage an DIN-Normschiene
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-55-04



Doppel-Tragarm für Notebookablage

Montage an DIN-Normschiene
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310+300 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-67-04

Tragarme und Tastaturablagen, Montage an independant® Fix und Flex



Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme, Tastaturablage

Montage an independant® Fix und Flex / Wand
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300 mm
Traglast: 18 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-10-04



Doppel-Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme, Tastaturablage

Montage an independant® Fix und Flex
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300+300 mm
Traglast: 15 kg
Hersteller: CIM med GmbH


85-212-29-04



Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme, Tastaturablage

Montage an independant® Fix und Flex / Wand
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-44-04



Doppel-Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme, Tastaturablage

Montage an independant® Fix und Flex
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310+300 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH


85-212-60-04



Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme

Montage an independant® Fix und Flex
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300 mm
Traglast: 18 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-14-04



Doppel-Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme

Montage an independant® Fix und Flex
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300+300 mm
Traglast: 15 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-34-04



Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme

Montage an independant® Fix und Flex / Wand
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-48-04



Tragarm, PHILIPS-Monitoraufnahme

Montage an independant® Fix und Flex
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300 mm
Traglast: 18 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-20-04



Tragarm, PHILIPS-Monitoraufnahme

Montage an independant® Fix und Flex
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-52-04



Doppel-Tragarm, VESA 75/100 Monitoraufnahme

Montage an independant® Fix und Flex
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310+300 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-64-04



Tragarm für Notebookablage

Montage an independant® Fix und Flex
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300 mm
Traglast: 18 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-24-04



Doppel-Tragarm für Notebookablage

Montage an independant® Fix und Flex
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300+300 mm
Traglast: 15 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-39-04



Tragarm für Notebookablage

Montage an independant® Fix und Flex
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-56-04



Doppel-Tragarm für Notebookablage

Montage an independant® Fix und Flex
Horizontal schwenkbar
Höhenverstellbar
Armlänge: 310+300 mm
Traglast: 22 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-68-04


Tragarme und Tastaturablagen, Wandmontage



TFT-Arm Monitorhalter, VESA-Schwenkbügel

Wandmontage
Horizontal schwenkbar
Wandbefestigungsschiene Länge: 480 mm
Armlänge: 300 mm
Traglast: 18 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-16-04



Doppelmonitorarm mit VESA-Schwenkhalterung

Wandmontage
Horizontal schwenkbar
Länge Doppelarme: 300+300 mm
Traglast: 15 kg
Hersteller: CIM med GmbH


85-212-35-04



Tragarm mit Tastaturaufnahme

Wandmontage
Horizontal schwenkbar
Armlänge: 300 mm
Traglast: 18 kg
Hersteller: CIM med GmbH

85-212-25-04



Abnehmbare Tastatur

Maße: L460 mm B440 mm H560 mm
Hersteller: LM Medical Division
Material: Lackierter Stahl
Montage unter Ablage

85-216-56-04

8. Zubehör für independant® Fix Bridge



Schiebbarer Einzelstab

Ø Stange: D38 mm

Traglast: 120 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-213-83-04	H: 500 mm
85-213-84-04	H: 800 mm
85-213-85-04	H: 1200 mm
85-213-86-04	H: 1500 mm



Schiebbare horizontale Konsole mit zwei Stangen

Ø Stange: D38 mm

Traglast: 125 kg

Hersteller: LM Medical Division

Distanz Stangen 800 mm

85-213-92-04	H: 800 mm
85-213-93-04	H: 1200 mm
85-213-94-04	H: 1500 mm

Distanz Stangen 1000 mm

85-213-95-04	H: 800 mm
85-213-96-04	H: 1200 mm
85-213-97-04	H: 1500 mm



Schiebbares U-Gestell

Ø Stange: D38 mm

Traglast: 150 kg

Hersteller: LM Medical Division

Distanz Stangen 500 mm

85-214-11-04	H: 600 mm
85-214-12-04	H: 800 mm
85-214-13-04	H: 1200 mm
85-214-14-04	H: 1500 mm

Distanz Stangen 700 mm

85-214-15-04	H: 800 mm
85-214-16-04	H: 1200 mm
85-214-17-04	H: 1500 mm



Fest montiertes U-Gestell

Ø Stangen: D38 mm

Traglast: 120 kg

Hersteller: LM Medical Division

Distanz Stangen 500 mm

85-218-28-04 H: 800 mm

85-218-29-04 H: 1200 mm

85-218-30-04 H: 1500 mm

Distanz Stangen 700 mm

85-218-31-04 H: 800 mm

85-218-32-04 H: 1200 mm

85-218-33-04 H: 1500 mm



Schwenksäule, nicht verschiebbar

Traglast: 125 kg

Hersteller: LM Medical Division

85-214-21-04 H: 600 mm

85-214-22-04 H: 1000 mm

85-214-23-04 H: 1200 mm

85-214-24-04 H: 1500 mm

9. Multifunktionsracks

Multifunktionsracks, Montage an DIN-Normschiene

Vertikale Stange mit zwei Klemmen für DIN-Normschiene



Ø Stange: 25 mm
Material: Edelstahl
Traglast: 25 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-215-10-04 H: 800 mm

Vertikale Stange mit einer Klemme für DIN-Normschiene



Ø Stange: 25 mm
Material: Edelstahl
Traglast: 25 kg
Hersteller: LM Medical Division

85-217-33-04 H: 500 mm
85-217-34-04 H: 800 mm

Multifunktionsracks, Montage an Wand und Bettkopfeinheit



Vertikale Stange für Wandmontage und Bettkopfeinheit

Wandmontage

Material: Edelstahl

Traglast: 50 kg

Hersteller: LM Medical Division

Ø Stange: 25 mm

85-218-45-04 H: 600 mm

85-218-46-04 H: 800 mm

85-216-15-04 H: 1000 mm

85-218-47-04 H: 1200 mm

Ø Stange: 38 mm

85-218-48-04 H: 600 mm

85-218-49-04 H: 800 mm

85-218-50-04 H: 1000 mm

85-218-51-04 H: 1200 mm

85-216-16-04 H: 1500 mm

10. Handgriffe

Handgriffe zur Montage an unterschiedlichen Konfigurationen



Doppelgriff zur Kontrolle der Versorgungseinheit

Material: ABS
Hersteller: LM Medical Division
Zu jedem Bestandteil kompatibel

85-216-53-04



Doppelgriff zur Kontrolle der Versorgungseinheit

Montage an Frontschiene
Hersteller: LM Medical Division

85-216-54-04



Fernbedienung mit vier Drückknöpfen für independant® Flex

Wandmontage mit 2 m Kabel
Hersteller: ELLEDUE SNC

85-216-88-04

11. Beleuchtung

Mit unseren Untersuchungs- und Krankenbettleuchten verlaufen die täglichen Kontrollen für Ärzte und Pflegepersonal wesentlich angenehmer. Die Leuchten überzeugen durch ihr ansprechendes Design und ihr einfaches Handling. Insbesondere begeistern sie durch ausgezeichnete Lichtqualität, die durch den Einsatz modernster Lichttechnik ermöglicht wird.



89-701-03-04

Untersuchungsleuchte marLED® E1

- OP- und Untersuchungsleuchte mit 100.000 Lux Beleuchtungsstärke vereint Leistung, Effizienz und Design.
- Dank innovativer LED-Technologie überzeugt sie durch hervorragende Lichtleistung, ausgezeichnete Tiefenausleuchtung und brillante Farbwiedergabe.
- Hersteller: Gebrüder Martin GmbH & Co. KG



Konfiguration auf Anfrage

marLED® E3 in Kombination mit dem Tragarmsystem

- LED-Untersuchungsleuchte mit flexiblem Ausleger, integriertem Netzteil und Netzstecker
- Optimale Ausleuchtung durch hochwertige LED-Technologie
- Ein-/ Ausschalten durch leicht zugänglichen Wippschalter am Gelenk des Flexarms
- Hersteller: Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australien
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasilien
Tel +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghai · China
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · Indien
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Mailand · Italien
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokio · Japan
Tel. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malaysia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Mexiko-Stadt · Mexiko
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Niederlande
Tel. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Moskau · Russland
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwan
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, USA
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubai · Vereinigte Arabische Emirate
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Vereinigtes Königreich
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Ein Unternehmen der KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Deutschland
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Deutschland
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com