



surgicam® HD/4K wireless

Ihre Vorteile

Unabhängig – jederzeit nachrüstbar, da keine Verkabelung nötig

Simplel – einfache und schnelle Installation

Flexibel – nehmen Sie die Kamera einfach in den nächsten Raum mit

Exzellent – professionelle Bildqualität mit höchster Detailschärfe – insbesondere bei der surgicam® 4K

Technische Daten auf einen Blick

Kamerasysteme	surgicam® HD wireless	surgicam® 4K wireless
	High definition	Ultra high definition
Auflösung	1920 x 1080	3840 x 2160
Effektive Pixelzahl	> 2.000.000	> 8.000.000
Zoom	10-fach optisch/ 12-fach digital	20-fach optisch / 12-fach digital
Motorische Bildaufrichtung	ja	ja
Videosignal	HDMI (DVI mit Adapter)	HDMI
IP-Schutzklasse	IP 55	IP 55
Steuerung		
marLED® X	marTouch® Pro, Handgriff, Leuchtenkörper	marTouch® Pro, Handgriff, Leuchtenkörper
marLED® E	marTouch®, Handgriff, Leuchtenkörper	marTouch®, Handgriff, Leuchtenkörper
Sterilüberzug	Einmalüberzug / wiederverwendbar	Einmalüberzug / wiederverwendbar

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australien
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasilien
Tel +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghai · China
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · Indien
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Mailand · Italien
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokio · Japan
Tel. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malaysia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Mexiko-Stadt · Mexiko
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Niederlande
Tel. +31 35 523 45 38
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Moskau · Russland
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwan
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, USA
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubai · Vereinigte Arabische Emirate
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Vereinigtes Königreich
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Ein Unternehmen der KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Deutschland
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Deutschland
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com